

Rollout-Trackway

Istruzioni per l'uso

Codici prodotto: RT15, RT25, RT50

1. Disimballare e ispezionare

- Estrarre il dispositivo dalla confezione e ispezionarlo visivamente per verificare la presenza di eventuali danni o difetti.
- Se si notano problemi, contattare il fornitore prima di procedere.

2. Preparazione del sito

- Scegli una superficie solida e stabile dove è necessario l'accesso, come erba, ghiaia o altre aree irregolari.
- Rimuovere eventuali detriti o sporcizia per garantire una base liscia e stabile.

3. Posizionamento

- Srotolare la pista lungo il percorso previsto.
- Rifinire il percorso secondo necessità per aggirare ostacoli come gradini, aiuole o pluviali.

4. Fissaggio (facoltativo ma consigliato per un utilizzo a lungo termine)

- Per posizionamenti più lunghi o per aumentare la stabilità, fissare la pista utilizzando picchetti o paletti, spesso venduti separatamente.

5. Utilizzo

- Il Rollout Trackway è un percorso durevole e antiscivolo, adatto sia alle sedie a rotelle che ai pedoni, anche su terreni irregolari.
- È completamente resistente alle intemperie e dotato di drenaggio integrato, il che lo rende affidabile in tutte le condizioni atmosferiche.

6. Pulizia e manutenzione

- Pulisci eventuali fanghi o detriti utilizzando i metodi di pulizia standard: la flessibilità consente un'asciugatura rapida e un riutilizzo.
- Controllare regolarmente che la superficie non presenti segni di usura o danni. Se la superficie diventa troppo scivolosa o danneggiata, interrompere l'uso e consultare il produttore o il fornitore.

7. Arrotolare e riporre

- Quando non serve più, basta arrotolare il binario per riporlo in modo compatto.
- Conservarlo in un luogo asciutto e accessibile per mantenerlo in buone condizioni.

8. Dimensioni e specifiche

Scegli la dimensione corretta in base alla lunghezza del percorso:

Codice modello	Lunghezza	Larghezza	Peso
RT15	150 cm (4 piedi e 11 pollici)	90 cm (35,4 pollici)	12 kg (26 libbre)
RT25	250 cm (8 piedi e 2 pollici)	90 centimetri	20 kg (44 libbre)
RT50	500 cm (16 piedi e 5 pollici)	90 centimetri	40 kg (88 libbre)

9. Vantaggi principali

- Facile da installare: non necessita di lavori di costruzione, accesso immediato e agevole.
- Resistente e resistente alle intemperie, con sistema di drenaggio per un utilizzo affidabile in tutte le stagioni.
- Versatile: ideale per eventi, allestimenti temporanei o installazioni permanenti
- Alternativa conveniente alle costruzioni invasive.



Celebrating over
20 YEARS
of better access
for better living



Rollout-Trackway

Istruzioni per l'uso

Codici prodotto:RT15, RT25, RT50

Lista di controllo riassuntiva:

- Verificare che la superficie sia stabile e pulita.
- Srotolare e posizionare con precisione la pista.
- Se necessario, tagliare per adattarlo agli ostacoli.
- Se lo si desidera, fissare con picchetti/paletti.
- Assicurare il drenaggio completo e la resistenza allo scivolamento.
- Pulire dopo l'uso e controllare che non vi siano danni.
- Arrotolare e riporre correttamente quando non in uso.

Garanzia

- Rollout Trackway è progettato e ottimizzato per l'uso da parte di disabili/persone con mobilità ridotta
- Rollout Trackway è coperto da una garanzia completa di 2 anni per un utilizzo normale, soggetta a condizioni.
- Un utilizzo diverso da quello pubblicato/previsto invaliderà la garanzia.
- Qualsiasi modifica/riparazione non effettuata dal produttore o da lui autorizzata invaliderà la garanzia.

RampCentre è un marchio registrato di Enable Access, LU7 4UH. Adottiamo una politica di revisione e ricerca continua, che potrebbe comportare modifiche all'aspetto e alle specifiche del prodotto. Data di emissione: 09 dicembre 2020



Enable Access, Unit R, Cherrycourt Way, Leighton Buzzard, LU7 4UH, Regno Unito.



Enable Access Global Ltd, 27 Phibsboro Place, Dublino 7, D07 V20, Repubblica d'Irlanda

Per supporto tecnico o dettagli sul rivenditore più vicino chiamare 020 8275 0375