

# Voie de déploiement Mode d'emploi

Codes produits : RT15, RT25, RT50

## 1. Déballez et inspectez

- Retirez l'appareil de son emballage et inspectez-le visuellement pour détecter tout dommage ou défaut.
- Si vous constatez des problèmes, contactez le fournisseur avant de continuer.

## 2. Préparation du site

- Choisissez une surface ferme et stable là où l'accès est nécessaire, comme de l'herbe, du gravier ou d'autres zones inégales.
- Éliminez toute saleté ou débris pour garantir une base lisse et stable.

## 3. Positionnement

- Déroulez la piste le long du chemin prévu.
- Coupez la piste selon vos besoins pour l'adapter aux obstacles tels que les marches, les parterres de fleurs ou les tuyaux de descente.

## 4. Sécurisation (facultatif mais recommandé pour une utilisation à long terme)

- Pour des placements prolongés ou pour améliorer la stabilité, fixez la piste à l'aide de piquets ou de piquets, souvent vendus séparément.

## 5. Utilisation

- Le Rollout Trackway offre un chemin durable et antidérapant adapté à l'accès des fauteuils roulants et des piétons sur un terrain accidenté.
- Il est entièrement résistant aux intempéries avec un drainage intégré, ce qui le rend fiable dans toutes les conditions météorologiques.

## 6. Nettoyage et entretien

- Nettoyez toute boue ou débris à l'aide de méthodes de nettoyage standard : la flexibilité permet un séchage et une réutilisation rapides.
- Vérifiez régulièrement l'état d'usure ou de dommage. Si la surface devient trop glissante ou endommagée, cessez l'utilisation et consultez le fabricant ou le fournisseur.

## 7. Enroulement et stockage

- Lorsqu'il n'est plus nécessaire, il suffit d'enrouler la piste pour un rangement compact.
- Conservez-le dans un endroit sec et accessible pour le conserver en bon état.

## 8. Tailles et spécifications

Choisissez la taille correcte en fonction de la longueur du chemin :

Code du modèle	Longueur	Largeur	Poids
RT15	150 cm (4 pi 11 po)	90 cm (35,4 po)	12 kg (26 lb)
RT25	250 cm (8 pi 2 po)	90 cm	20 kg (44 lb)
RT50	500 cm (16 pi 5 po)	90 cm	40 kg (88 lb)

## 9. Principaux avantages

- Facilement déployable : pas besoin de construction, accès instantané et fluide.
- Durable et résistant aux intempéries avec drainage pour une utilisation fiable en toutes saisons.
- Polyvalent : idéal pour les événements, les installations temporaires ou permanentes
- Alternative économique à la construction invasive.

RampCentre est une marque déposée d'Enable Access, LU7 4UH. Nous menons une politique d'analyse et de recherche continue, susceptible d'entraîner des modifications de l'apparence et des spécifications de nos produits. Date de publication : 9 décembre 2020



Enable Access, Unité R, Cherrycourt Way, Leighton Buzzard, LU7 4UH, Royaume-Uni.



Enable Access Global Ltd, 27 Phibsboro Place, Dublin 7, D07 V20, République d'Irlande

Pour obtenir une assistance technique ou des informations sur votre revendeur le



Celebrating over  
**20 YEARS**  
of better access  
for better living



# Voie de déploiement Mode d'emploi

**Codes produits** :RT15, RT25, RT50

## Liste de contrôle récapitulative :

- Vérifiez que la surface est stable et propre.
- Dérouler et positionner la piste avec précision.
- Coupez pour s'adapter aux obstacles si nécessaire.
- Fixez avec des piquets/piquets si vous le souhaitez.
- Assure un drainage complet et une résistance au glissement.
- Nettoyer après utilisation et inspecter pour détecter tout dommage.
- Enroulez-le et rangez-le correctement lorsqu'il n'est pas utilisé.

## Garantie

- Rollout Trackway est conçu et optimisé pour une utilisation en situation de handicap/mobilité
- Rollout Trackway bénéficie d'une garantie complète de 2 ans pour une utilisation normale, des conditions s'appliquent.
- Toute utilisation autre que celle publiée/prévue annulera la garantie.
- Toute modification/réparation autre que celle effectuée par le fabricant ou autorisée par le fabricant annulera la garantie.

RampCentre est une marque déposée d'Enable Access, LU7 4UH. Nous menons une politique d'analyse et de recherche continue, susceptible d'entraîner des modifications de l'apparence et des spécifications de nos produits. Date de publication : 9 décembre 2020



Enable Access, Unité R, Cherrycourt Way, Leighton Buzzard, LU7 4UH, Royaume-Uni.



Enable Access Global Ltd, 27 Phibsboro Place, Dublin 7, D07 V20, République d'Irlande

Pour obtenir une assistance technique ou des informations sur votre revendeur le