




Fjedre/ fjære / fjädrar/ springs / Feder / ressorts - VELA Meywalk 4 Micro & Small

Montering af fjedre på/Guide to mount springs on VELA Meywalk 4 Micro & Small

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

104296	orange/oransje/Orange	Minimum 10kg
104297	lilla/lila/purple/Lila/mauve	Minimum 15kg
104298	hvid/hvit/vit/white/Weiß/blanc	Minimum 20kg
104292	gul/yellow/Gelb/jaune	Minimum 45kg
104293	blå/blue/Blau/bleu	Minimum 65kg



DANSK

1. Brems (A) gangvognen.
2. Løft det øvre stel (B) af gangvognen, så hullerne (C) i stellet nedre ramme (D) er synlige.
3. Indsæt de to fjedre (E) i hullerne (C) på stellet nedre ramme (D). Én fjeder i hver side af stellet.
4. Løft gangvognens øvre stel (B) tilbage på plads i stellet nedre ramme (D). Gangvognen er nu klar til brug.



Fjedre/ fjære / fjädrar/ springs / Feder / ressorts - VELA Meywalk 4 Micro & Small

Montering af fjedre på/Guide to mount springs on VELA Meywalk 4 Micro & Small

NORSK

1. Aktiver bremsen (A) på gåstolen.
2. Løft den øvre rammen (B) av gåstolen, slik at hullene (C) i understellets nedre ramme (D) er synlige.
3. Sett inn de to fjærene (E) i hullene (C) på understellets nedre ramme (D). Én fjær på hver side av understellet.
4. Løft gåstolen øvre ramme (B) tilbake på plass i understellets nedre ramme (D). Gåstolen er nå klar til bruk.

SVENSKA

1. Bromsa (A) gångtränaren.
2. Lyft den övre ramen (B) från gångtränaren så att hålen (C) i den nedre ramen (D) på ramen syns.
3. För in de två fjädrarna (E) i hålen (C) på ramens nedre ram (D). En fjäder på vardera sidan av ramen.
4. Lyft den övre delen av gångtränarens ram (B) tillbaka på plats i den nedre ramen (D). Gångtränaren är redo att användas

ENGLISH

1. Brake (A) the gait trainer.
2. Lift the upper part of the gait trainer's frame (B) to remove it, so the holes (C) of the lower frame (D) become visible.
3. Install the two springs (E) in the holes of the lower frame (D). One spring in each side of the frame.
4. Lift the upper part of the gait trainer's frame (B) back into place in the lower frame (D). The gait trainer is ready for use.

DEUTSCH

1. Bremsen (A) des Gangtrainers
2. Heben Sie den oberen Teil des Gangtrainer-Rahmens (B) an, um ihn zu entfernen, sodass die Löcher (C) des unteren Rahmens (D) sichtbar werden.
3. Installieren Sie die beiden Federn (E) in den Löchern des unteren Rahmens (D). Jeweils eine Feder in jeder Seite des Rahmens.
4. Heben Sie den oberen Teil des Gangtrainer-Rahmens (B) wieder in den unteren Rahmen (D). Der Gangtrainer ist einsatzbereit.

FRANÇAIS

1. Activez le frein (A) du déambulateur.
2. Soulevez la partie supérieure de la structure du déambulateur (B) pour la retirer et accéder aux orifices (C) situés sur la partie inférieure de la structure (D).
3. Insérez les deux ressorts (E) dans les orifices situés sur la partie inférieure de la structure (D). Vous devez placer un ressort de chaque côté de la structure.
4. Remplacez la partie supérieure de la structure du déambulateur (B) dans la partie inférieure de la structure (D). Le déambulateur peut être utilisé.