





VELA Tango

VARIANTES: 700 & 700E

Numéro de manuel 105685



VELA Tango 700




VELA Tango 700E



ISO 9001
ISO 14001

LES FONCTIONNALITÉS DE LA CHAISE



POUR COMMENCER

- 1 Freinez le fauteuil et asseyez-vous sur le siège.
- 2 Il devrait y avoir environ 3 cm entre le coussin du siège et l'arrière de vos genoux.
- 3 Ajustez l'angle et la hauteur du siège pour que vous soyez assis confortablement avec les pieds à plat sur le sol.
- 4 Ajustez la hauteur et l'angle du dossier pour régler la profondeur du siège et soutenir votre bas du dos et votre dos.
- 5 Ajustez la largeur et la hauteur des accoudoirs pour que vos avant-bras reposent sur le coussin de l'accoudoir.




TABLE DES MATIÈRES

1.0. INTRODUCTION	5
1.1. AVERTISSEMENTS	6
1.2. DÉPANNAGE	7
1.3. VELA TANGO AVEC RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR	8
1.3.1. Puissance absorbée	8
1.3.2. Emissions électromagnétiques	8
1.3.3. Protection contre les surtensions	8
1.4. ÉTIQUETTES UTILISÉES SUR LE SIÈGE	9
1.5. SÉCURITÉ	9
1.5.1. Utilisation prévue	9
1.5.2. Les transports	10
1.6. GARANTIE	10
1.7. DÉBALLAGE DU SIÈGE	10
1.8. MAINTENANCE	10
1.8.1. Roues	11
1.8.2. Cadre	11
1.8.3. Rembourrage	11
1.8.4. Guide du recyclage	11
1.9. RECYCLAGE ET ÉLIMINATION	11
2.0. MANUEL D'UTILISATION	12
2.0.1. Fixation du dossier	12
2.0.2. Réglage de la hauteur (électrique)	12
2.0.3. Changement d'emplacement pour le réglage de la hauteur*	12
2.0.4. Réglage de la hauteur (manuelle)	13
2.0.5. Réglage de l'angle du siège	13
2.0.6. Réglage de l'inclinaison de l'assise	13
2.0.7. Réglage de l'angle du dossier	13
2.0.8. Réglage de la profondeur d'assise	14
2.0.9. Réglage de la hauteur du dossier	14
2.0.10. Boulon arrière*	14
2.0.11. Réglage du support lombaire*	14
2.0.12. Réglage de la hauteur de l'accoudoir	15
2.0.13. Réglage de la largeur de l'accoudoir	15
2.0.14. Accoudoir rabattable*	15
2.0.15. Rotation	15
2.0.16. Frein	16
2.0.17. Pédale de freinage	16
2.0.18. Réglage de l'angle du frein	16
2.0.19. Remplacement du siège	16
2.0.20. Recharge (électrique)	17
2.0.21. Réglage de soft touch (électrique)*	17
2.0.22. Télécommande (électrique)*	17
2.0.23. Frein (électrique)*	17
2.0.24. Repose-pieds pliable*	18
2.0.25. Repose-pieds pivotant latéral*	18
2.0.26. Support de déplacement*	18
2.0.27. 4-Dispositif de freinage pour les roues*	18
2.0.28. Accessoires	19

1.0. INTRODUCTION

CHER CLIENT

Félicitations pour l'achat de votre nouveau siège VELA! Nous sommes sûrs que ce siège vous procurera du plaisir au quotidien. Ce manuel d'utilisation fournit des informations utiles sur les réglages, le fonctionnement et l'entretien de votre siège.

Important

Veillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver en lieu sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement. Ce manuel est également disponible sur le site web de VELA : www.vela.eu, où vous pourrez également trouver d'autres informations pertinentes.

Si vous avez des questions, si vous remarquez des problèmes ou des dysfonctionnements, veuillez contacter votre fournisseur VELA.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.

VELA

Gøteborgvej 8-12
DK-9200 Aalborg
Danemark
www.vela.eu

1.1. AVERTISSEMENTS



Utilisation	En cas de réaction allergique, cessez d'utiliser ce siège et consultez un médecin
Utilisation	N'utilisez que des pièces de rechange fournies par VELA
Utilisation	Utilisez uniquement le chargeur fourni pour charger le siège
Utilisation	N'apportez aucune modification aux accessoires qui accompagnent le siège
Utilisation	N'utilisez le siège que pour l'usage prévu
Utilisation	L'angle de l'assise et du dossier doit être réglé lorsque l'utilisateur est assis sur le siège et que ses pieds sont posés à plat sur le sol.
Utilisation	Serrez toujours le frein du siège lorsque vous vous asseyez ou vous vous levez
Utilisation	La tige de frein doit uniquement être utilisée pour actionner le frein. Si la tige(le support) de frein subit une pression excessive, elle risque de se casser et de cesser de fonctionner correctement.
Utilisation	Sur des surfaces lisses telles que les sols très polis ou les carreaux de marbre, la chaise peut glisser. Ici, il est recommandé d'utiliser un frein à 4 roues
Utilisation	Ne jamais utiliser le siège sur des surfaces présentant des différences de niveau, car le siège peut devenir instable
Utilisation	Tout entretien autre que le nettoyage doit toujours être effectué par un professionnel
Utilisation	Ne jamais effectuer d'entretien du siège pendant son utilisation
Utilisation	Suivez toujours les instructions d'entretien et de nettoyage recommandées
Utilisation	Les fonctions du siège sont destinées à l'utilisateur. Seuls l'utilisateur ou des professionnels formés doivent ajuster le siège lorsque l'utilisateur est assis dessus
Utilisation	Ne jamais utiliser le réglage électrique de la hauteur pendant plus de deux minutes consécutives
Utilisation	Risque de coupure ou de pincement des doigts dans les pièces mobiles. Par conséquent, n'utilisez jamais le siège si une personne est en contact avec le dessous du siège
Risque d'étouffement	Risque d'étouffement avec les petites pièces. Ne laissez jamais les enfants jouer avec le siège, car les petites pièces sont amovibles
Risque d'étouffement	Si le siège est équipé d'un réglage électrique de la hauteur, des câbles seront présents. Ne laissez jamais les enfants jouer avec ces éléments
Risque électrique	L'utilisation de câbles autres que les câbles standards est susceptible de faire varier les émissions électriques ou de diminuer l'immunité électrique
Risque électrique	Évitez de placer le siège à proximité d'appareils qui émettent des champs magnétiques
Risque électrique	Le siège ne peut être utilisé qu'avec les accessoires mentionnés dans le présent manuel d'utilisation, car des interférences électromagnétiques peuvent se produire
Risque électrique	Si le siège bouge involontairement ou ne fonctionne pas comme prévu, trouvez-lui un autre emplacement

1.2. DÉPANNAGE

Erreur	Cause possible et solution
Le réglage électrique de la hauteur ne fonctionne pas	La fiche n'est pas dans l'accoudoir – branchez-la La batterie du siège n'est pas alimentée. Chargez la batterie avec le chargeur fourni Le fusible est cassé. Voir le point 1.3.3 Effectuer une réinitialisation de l'actionneur. Maintenez les deux boutons (haut et bas) simultanément pendant 20 secondes. Continuez de maintenir les boutons enfoncés jusqu'à ce que l'actionneur se soit complètement rétracté, puis se soit déplacé d'environ 5 mm vers le haut.
Le réglage manuel de la hauteur ne fonctionne pas	La charge est trop importante ou inégale sur le siège. Essayez de régler la hauteur sans vous asseoir sur le siège. Si cela ne fonctionne pas, la cartouche de gaz est défectueuse et doit être remplacée. Contactez votre fournisseur VELA
La fonction de freinage ne fonctionne pas	Le frein n'est pas activé. Voir section 2.0.16-2.0.18., 2.0.23. ou 2.0.27.
L'accoudoir semble desserré	Une des vis à main est peut-être desserrée. Serrez la vis à main
Le siège roule mal	Les roues sont bloquées. Nettoyez les roues en enlevant les cheveux et autres résidus coincés
La tige de frein ou le châssis me gêne quand je bouge sur le siège	Vous avez laissé le siège en rotation. Utilisez la rotation de l'assise pour redresser le siège. Voir section 2.0.15
La tige de frein semble lâche	La vis à main qui maintient la tige de frein est peut-être desserrée. Serrez la vis. Consultez la section 2.0.18.

Si ce qui précède ne résout pas votre problème, vous devez contacter votre fournisseur VELA.

1.3. VELA TANGO AVEC RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

1.3.1. PUISSANCE ABSORBÉE

Tension : 24Vcc

Intensité: 0.5A

Puissance : 12 Watts

1.3.2. EMISSIONS ELECTROMAGNETIQUES

Le siège VELA avec des fonctions électriques a été testé et est conforme aux exigences actuelles en matière de rayonnement électromagnétique (exigences EMC). Les tests du siège ont donné les spécifications suivantes :

:: Classe d'émission CISPR 11, groupe 1, classe B

Pour plus de détails, voir www.vela.eu

1.3.3. PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Un fusible est installé dans le siège qui le protège contre les surtensions. La partie remplaçable du fusible présente les spécifications suivantes :

:: Fusible plat, type : Fusible à lame ATOF, à action rapide


:: Tension : 32V

:: Intensité: 10A

:: Intensité Max : 1000A

Le remplacement du fusible ne peut être effectué que par des professionnels, car la cause de la défaillance doit être précisée pour des raisons de sécurité.

1.4. ÉTIQUETTES UTILISÉES SUR LE SIÈGE

Avertissement	Risque de coupure et de pincement : Tenir les mains et les doigts éloignés des pièces mobiles	
Icône	Lire le «Mode d'emploi» avant utilisation	
Icône	Élément utilisé : Type B cf. IEC60601-1 couvrant les zones suivantes du siège :	
Étiquettes	60 x 22,5 mm Les six derniers chiffres constituent le numéro d'identification de l'article : Cette étiquette ne s'applique qu'aux sièges ayant des fonctions électriques : Le siège est homologué IP21, ce qui correspond à une protection contre les gouttelettes d'eau, ainsi qu'à une protection du touché par le doigt.	 <p> <Model name> <Model ref. no.> <Manufacturer> <Address> <Webpage> </p> <p> UDI: (xx) xxxxxxxxxxxxxxxxx (xx) xxxxxxxx </p> <p> Follow instructions for use EN60601-1 IP21 Blade fuse: 10A/32V, </p> <p> Input: 24V --- 0.5A Storage limits: -20°C / 60°C </p> <p> CE MEDICO <Safe working load> <Production date/order no.> </p>

Les étiquettes sur le siège doivent pouvoir être lues à une distance d'environ 40 cm dans des conditions normales de lumière du jour. Pour les étiquettes relatives au fonctionnement du siège, veuillez vous consulter la section 2.0.

1.5. SÉCURITÉ

Ce siège porte le marquage CE et est conforme aux réglementations européennes en vigueur.

Le siège est fabriqué par :
 VELA, Gøteborgvej 8-12,
 9200 Aalborg SV, Danemark.

Le VELA Tango avec fonctions électriques répond à toutes les exigences de sécurité selon la norme IEC 60601-1, y compris les exigences de EMC selon la norme IEC60601-1-2.

1.5.1. UTILISATION PRÉVUE

Ce dispositif est conçu pour soutenir un utilisateur en position assise pendant qu'il effectue des activités quotidiennes en intérieur, ce qui inclut également des activités professionnelles.

- :: Le siège n'est pas conçu pour se tenir debout
- :: Le frein doit toujours être activé lorsque vous vous levez ou que vous vous asseyez.

Toutes les variantes de ce siège sont testées et approuvées pour une charge maximale de 160 kg. Pour assurer une utilisation optimale, le poids de l'utilisateur du siège doit être compris entre 50 et 130 kg avec une cartouche de gaz et entre 50 et 145 kg avec le dispositif de réglage électrique de la hauteur. **Note** : Les personnes utilisant un harnais sur le siège doivent toujours être surveillées lorsque le harnais est utilisé.

1.5.2. LES TRANSPORTS

Lorsque vous transportez le siège en voiture, en avion ou par tout autre moyen de transport, utilisez toujours le frein du siège. Le siège n'est pas homologué pour être utilisé comme siège de passager dans un moyen de transport et ne peut être utilisé comme tel.

Le siège est conçu pour être transporté dans les conditions environnementales suivantes :

Température : -20 °C à + 60 °C
Humidité : 15-95%

Laissez le siège reposer pendant 24 heures avant de l'utiliser s'il a été stocké à une température inférieure à -10 °C.

1.6. GARANTIE

VELA accorde un droit de réclamation en vertu du droit applicable dans le pays où le siège a été acheté. Le droit de réclamation ne s'applique qu'en cas d'utilisation de pièces de rechange et d'accessoires d'origine, ainsi que de personnalisations effectuées par des professionnels.

Remarque : si un accord contractuel exclusif a été conclu directement avec VELA, cela s'applique!

VELA n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés au produit ou à l'utilisateur par :

- :: Transport
- :: Mauvais usage
- :: Usure normale
- :: Mauvaise utilisation
- :: Utilisation de pièces de rechange et d'accessoires qui ne sont pas d'origine VELA
- :: Ajustements effectués par des techniciens de service non autorisés

1.7. DÉBALLAGE DU SIÈGE

Le siège est livré dans un emballage écologique et recyclable.

En cas de défauts ou de dommages pendant le transport sur le siège, veuillez contacter immédiatement votre fournisseur VELA. Dans ce cas, n'essayez pas d'utiliser le siège ou de le réparer vous-même.

À la livraison, vous avez reçu :

- :: Siège VELA
- :: Mode d'emploi
- :: Chargeur (uniquement pour les sièges avec fonctions électriques)

Note : voir le point 2.0.1 pour la fixation correcte du dossier.

1.8. MAINTENANCE

Nous recommandons une inspection annuelle du siège afin d'identifier toute pièce défectueuse ou usée. Toutes les

pièces amovibles doivent être serrées régulièrement. Vous trouverez différents guides sur www.vela.eu.

1.8.1. ROUES

Nous vous recommandons de vérifier régulièrement les roues et d'enlever tout fil résiduel, etc. Certains types de sol accumulent de la saleté sur les roulettes. Par conséquent, nettoyez les roulettes selon les besoins.

1.8.2. CADRE

Nettoyez à l'eau tiède et, si nécessaire, ajoutez un peu de détergent au pH neutre.

1.8.3. REMBOURRAGE

Tissu : Nettoyer par nettoyage chimique, avec un nettoyeur pour meubles ou avec de l'eau en utilisant un chiffon bien essoré.

Tissu ou cuir synthétique : Nettoyez avec de l'eau ou du savon doux à l'aide d'un chiffon bien essoré.

Le cuir : Nettoyez en passant l'aspirateur avec une brosse douce. Évitez d'utiliser du détergent. **Note :** Sur www.vela.eu, vous trouverez des instructions de nettoyage pour tous nos types de rembourrage standards.

1.8.4. GUIDE DU RECYCLAGE

Votre siège VELA peut être réutilisé par une autre personne lorsque vous n'en avez plus besoin, à condition qu'il soit entretenu au préalable par un technicien. La durée de vie du fauteuil est de cinq ans pour une utilisation régulière et correcte. Nous recommandons qu'une inspection annuelle avec remplacement des pièces usées soit effectuée par VELA, votre fournisseur VELA ou un professionnel qualifié.

1.9. RECYCLAGE ET ÉLIMINATION

Ce produit contient des matériaux recyclables. Par conséquent, le produit doit être éliminé conformément à la réglementation locale et non avec les déchets ménagers ordinaires. Une élimination et un recyclage appropriés contribueront à prévenir les effets négatifs sur l'environnement et les personnes.

Note : Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles qui les accompagnent contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être nocifs pour la santé et l'environnement si les déchets ne sont pas manipulés correctement.

Les équipements électriques, électroniques et les piles sont marqués par l'icône ci-dessous. Cela signifie que les équipements électriques, électroniques et les piles ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers non triés, mais doivent être collectés séparément.



Il est important de rapporter vos piles usées selon les modalités établies. Vous contribuez ainsi à garantir que les piles sont recyclées conformément à la législation en vigueur et ne causent pas de dommages inutiles à l'environnement.

2.0. MANUEL D'UTILISATION

Le remplacement du ressort à gaz ou de l'actionneur électrique ne peut être effectué que par l'équipe de service / d'assistance de votre revendeur ou d'un technicien qualifié.



2.0.1. FIXATION DU DOSSIER

Le dossier est abaissé dans l'orifice.
Revissez la poignée
et serrez-la fermement.



2.0.2. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR (ÉLECTRIQUE)


La hauteur peut être réglée à partir du dessous de l'accou-
doir droit ou gauche. La hauteur du siège VELA Tango El peut
également être réglée à l'aide d'une télécommande (si les
soignants doivent avoir la possibilité de régler la hauteur du
siège).

Remarque : la fonctionnalité de réglage de la hauteur doit être
utilisée en continu pendant seulement une minute, elle doit
rester inactive pendant neuf minutes par la suite.

2.0.3. CHANGEMENT D'EMPLACEMENT POUR LE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR*

Retirez la fiche de l'arrière de l'accou-
doir et insérez-la dans
l'accou-
doir opposé ou dans le bas de la boîte à main.

Remarque : La fonction de réglage de la hauteur ne peut être
utilisée en continu que pendant une minute, puis une pause de
neuf minutes.




Information importante: le réglage de l'angle du dossier et de l'assise doit toujours être effectué lorsque les pieds de l'utilisateur sont posés à plat sur le sol.




2.0.4. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR (MANUELLE)

La hauteur doit être réglée en tirant la poignée avant vers le haut, cet élément se situe du côté droit.




2.0.5. RÉGLAGE DE L'ANGLE DU SIÈGE

L'angle du siège doit être réglé en tirant la poignée centrale vers le haut, cet élément se situe du côté droit.



2.0.6. RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DE L'ASSISE


L'ensemble du siège se déplace (siège et dossier ensemble) en soulevant la poignée centrale du côté droit.



2.0.7. RÉGLAGE DE L'ANGLE DU DOSSIER

L'angle du dossier doit être réglé en tirant la poignée arrière vers le haut, cet élément se situe du côté droit
La poignée doit uniquement être actionnée lorsqu'une personne est assise dans le siège, car le dossier s'incline vers l'avant.


* En fonction du modèle de siège



2.0.8. RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR D'ASSISE


Réglez en tirant sur la poignée arrière du côté droit (angle du dossier). Réglez de manière à ce que la profondeur d'assise convienne à l'utilisateur de la chaise.

Manipulez uniquement la poignée lorsque quelqu'un est assis sur la chaise, car le dossier bascule vers l'avant.




2.0.9. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU DOSSIER

Relâchez la poignée située à l'arrière du siège. Ajustez le dossier. N'oubliez pas de resserrer la poignée par la suite.




2.0.10. BOULON ARRIÈRE*

Le dossier peut être positionné dans un angle spécifique en ajustant et en fixant le boulon qui se situe à l'arrière du dossier.




2.0.11. RÉGLAGE DU SUPPORT LOMBAIRE*

Le dossier peut être réglé afin d'offrir un soutien lombaire optimal. Pour effectuer cette opération, la poignée qui se situe sur le côté droit du dossier doit être tirée vers le haut. Le dossier se règle pour s'adapter au bas du dos de l'utilisateur et pour soutenir cette zone. Relâchez la poignée et le dossier sera maintenu dans l'angle lombaire souhaité.



2.0.12. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L'ACCOUDOIR

La hauteur de l'accoudoir peut être réglée en desserrant la vis qui se situe sur la barre de l'accoudoir et en ajustant la hauteur de cet élément. N'oubliez pas de resserrer la vis une fois l'opération effectuée.




2.0.13. RÉGLAGE DE LA LARGEUR DE L'ACCOUDOIR

La largeur de l'accoudoir peut être réglée en desserrant la vis qui se situe sous le siège (sur le support du siège) et en tirant sur l'accoudoir. N'oubliez pas de resserrer la vis une fois l'opération effectuée.



2.0.14. ACCOUDOIR RABATTABLE*


Pour rabattre l'accoudoir, appuyez sur le bouton qui se situe sur la partie latérale de cet élément et poussez-le vers l'arrière et vers le bas. **Remarque :** La position de l'accoudoir se verrouille uniquement lorsqu'il est en position verticale. L'accoudoir peut uniquement être rabattu si l'ajustement de la largeur de l'accoudoir permet d'effectuer cette opération.



2.0.15. ROTATION

Pour faire pivoter le siège, la poignée avant doit être poussée vers l'arrière, cet élément se situe du côté gauche. La rotation du siège peut être réglée et verrouillée dans les positions suivantes : 90° vers la gauche, 0° (neutre), et 90° vers la droite.


* En fonction du modèle de siège



2.0.16. FREIN


Le frein peut être activé en déplaçant la poignée qui se situe sur la partie latérale du siège vers l'avant. Déverrouillez le siège en replaçant la poignée en position verticale.

Remarque : Consultez 'Réglage de l'angle du frein', section 2.0.18. pour régler la position du frein et sa distance par rapport au siège.




2.0.17. PÉDALE DE FREINAGE

Le frein peut être activé avec la pédale en appuyant le pied contre l'arbre de frein dans la zone indiquée.



2.0.18. RÉGLAGE DE L'ANGLE DU FREIN

Desserrez la vis à ailettes et retirez la tige de frein du support. Insérez la tige de frein du côté de votre choix et dans l'angle souhaité. N'oubliez pas de resserrer la vis à ailettes. **Remarque :** Le frein peut être réglé par intervalles de 30°. La tige de frein peut être déplacée vers l'avant/l'arrière et plus près/plus loin du siège selon les besoins de l'utilisateur. Le frein peut également être déplacé vers le côté opposé.



2.0.19. REMPLACEMENT DU SIEGE

Le siège peut être remplacé en retirant les quatre vis à ailettes qui se situent dans chaque coin sous le siège.



2.0.20. RECHARGE (ÉLECTRIQUE)

Chargez tous les jours. Récupérez le connecteur qui se situe à l'arrière de l'accoudoir et insérez-le dans le chargeur comme indiqué. Le chargeur doit être branché sur une prise électrique. Lorsque le siège est en train de se recharger, la LED du chargeur s'allume en jaune. Lorsque le siège est complètement rechargé, la LED devient verte. **Remarque** : La chaise ne doit pas être utilisée pendant la charge.



2.0.21. REGLAGE DE SOFT TOUCH (ÉLECTRIQUE)*

Cet élément se situe sur la partie inférieure de l'accoudoir gauche ou droit, en fonction des modèles de siège.



2.0.22. TELECOMMANDE (ÉLECTRIQUE)*


La télécommande s'utilise grâce aux boutons-poussoirs qui se situent sur la partie avant de cet accessoire. Les télécommandes VELA permettent d'utiliser une ou plusieurs fonctionnalités. Les icônes qui figurent sur la télécommande indiquent les fonctions des boutons. **Remarque** : Insérez le connecteur dans la télécommande pour utiliser ses fonctionnalités.



2.0.23. FREIN (ÉLECTRIQUE)*


Nous vous recommandons d'activer ou de désactiver totalement le frein lorsque vous utilisez cette fonctionnalité. Elle peut également être associée à la fonctionnalité de freinage des 4 roues (consultez section 2.0.27). **Remarque** : le frein peut uniquement être utilisé à l'aide des interrupteurs qui se situent sous l'accoudoir, de la télécommande ou de l'interrupteur de réglage soft touch.

* En fonction du modèle de siège




2.0.24. REPOSE-PIEDS PLIABLE*

Ce repose-pieds stabilisateur peut également servir de marchepied lorsque l'utilisateur entre et sort du siège.




2.0.25. REPOSE-PIEDS PIVOTANT LATÉRAL*

Cet élément est fixé sur la partie inférieure des pieds avant droits et/ou gauches du siège. Le repose-pieds peut être orienté vers l'intérieur ou vers l'extérieur et il peut servir de support pour une jambe en cas de besoin. Une fois que le repose-pieds est orienté vers l'intérieur, il peut être glissé sous la structure du siège. Le repose-pieds peut être verrouillé à l'aide d'une cale en position intérieure et extérieure.



2.0.26. SUPPORT DE DEPLACEMENT*

Le support de déplacement permet de déplacer le siège alors qu'un utilisateur y est installé. Le support de déplacement est fixé sur des éléments situés sous le siège à l'aide de deux vis à main. La profondeur d'assise est également réglée à cet emplacement. La hauteur peut être réglée en appuyant sur les deux boutons qui se situent sur la partie latérale du support pendant que la poignée est positionnée à la hauteur souhaitée.



2.0.27. 4-DISPOSITIF DE FREINAGE POUR LES ROUES*

Ce dispositif est activé à l'aide du frein à main/pied sur tous les modèles de siège, à l'exception des sièges qui sont munis d'un frein électrique. Le dispositif de freinage pour les 4 roues permet d'immobiliser toutes les roues et il assure une assise stable sur les surfaces inégales ou inclinées.

2.0.28. ACCESSOIRES

Ce siège est disponible avec une vaste gamme d'accessoires. Vous pouvez consulter la liste complète des accessoires sur ce site web : www.vela.eu.

Remarque : le chargeur est inclus parmi les accessoires qui sont fournis lors de l'achat d'un siège VELA doté de fonctionnalités électriques.

* *En fonction du modèle de siège*

