

Ropox StandardLine Unité manuelle

40-14760, 40-14765

Manuel d'utilisation et instructions de montage

Ce manuel doit toujours se trouver à proximité du produit

Table des matières

1.	SYMBOLES UTILISÉS DANS CE MANUEL	3
2.	SÉCURITÉ GÉNÉRALE	3
2.1	ÉTIQUETTE DE L'UNITE DU PRODUIT	5
3.	EXIGENCES GÉNÉRALES	6
3.1	INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	6
3.2	DESCRIPTION DU PRODUIT	6
3.3	UTILISATION PREVUE	6
3.4	OPERATEUR PREVU	6
3.5	PERFORMANCES ESSENTIELLES	6
3.6	FONCTIONS NON CLINIQUES	6
3.7	FONCTIONS CLINIQUES.....	7
3.8	DIMENSIONS DU PRODUIT	7
3.9	FONCTIONNEMENT	7
4.	INSTRUCTIONS DE MONTAGE	8
4.1	INTERFACES D'INSTALLATION	8
4.2	ADAPTATEURS DE CONNEXION	10
4.3	LISTE DES COMPOSANTS	11
4.4	ACCESSOIRES	13
4.5	INSTALLATION DU PRODUIT	15
5.	TESTS DE FONCTIONNALITÉ	24
6.	SÉCURITÉ D'UTILISATION	24
7.	NETTOYAGE	25
8.	RÉSOLUTION DES PROBLÈMES.....	25
9.	ENTRETIEN	26
9.1	CALENDRIER DE SERVICE	27
9.2	ACCES A LA PLOMBERIE	28
10.	PIÈCES DÉTACHÉES	29
11.	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	29
12.	RÉCLAMATIONS.....	30



Il est important de lire ce manuel avant le montage et l'utilisation de l'appareil

1. Symboles utilisés dans ce manuel

Symbole de mise en garde Indication d'une situation potentiellement dangereuse. Si elle n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.	
Symbole d'avertissement Indication d'une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères ou mineures. Il peut également être utilisé pour alerter sur des pratiques dangereuses.	
Symbole de notification Ce symbole est utilisé pour signaler l'utilisation et la manipulation correctes du produit.	

2. Sécurité générale

	<p>Ce manuel doit être lu et compris avant d'être utilisé. Conservez toujours ce manuel à proximité du produit.</p> <p>L'utilisation, l'installation et l'entretien de ce produit doivent être conformes à ce manuel afin d'éviter les accidents et les blessures graves.</p> <p>N'utilisez ou ne manipulez jamais ce produit d'une autre manière que celle spécifiée dans ce manuel, sous peine d'entraîner des risques pour la sécurité des personnes et/ou endommager le produit.</p> <p>Les personnes qui installent et/ou utilisent ce produit en tant qu'opérateur ou utilisateur doivent disposer des informations de sécurité nécessaires et avoir accès à ce manuel.</p>
---	---



N'effectuez pas de réparations, d'opérations de démontage ou d'assemblage, d'ajouts, de réajustements ou de modifications du produit au-delà de ce qui est décrit dans ce manuel. Ces opérations doivent être effectuées par Ropox ou par le personnel autorisé par Ropox. Ne pas effectuer de travaux d'entretien en cours d'utilisation.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

N'utilisez pas le produit s'il présente des défauts ou s'il a été endommagé avant d'être réparé ou remplacé.



Les informations contenues dans ce manuel sont basées sur une installation correcte, conformément aux instructions d'installation de ce produit.

Ropox ne peut être tenu responsable si le produit est utilisé d'une manière différente de celle indiquée dans ce manuel et/ou dans les instructions d'installation.

Ropox se réserve le droit de modifier ce manuel et les documents de référence sans préavis.

2.1 Étiquette de l'unité du produit

22-01-25
REF 40-14760-1 SN N45-XXXX UK CA
StandardLine Washbasin IP X6

Ropox StandardLine Unit Manual, R
Incl. hand-crank and plumbing kit
Max load: 200 kg Mass of product: 28 kg




05707581015120+N45-XXXX

ROPOX™ WEB.: www.ropox.dk


Ropox A/S,
Ringstedgade 221, DK-4700 Naestved
TLF: +45 5575 0500, E-mail: Info@ropox.dk







Transport & storage



	<p>Ce produit porte le marquage CE conformément à la législation européenne :</p> <p>Règlement européen sur les dispositifs médicaux (UE)2017/745</p> <p>Directive du Conseil 2011/65/EU, RoHS</p>
	<p>Nom et adresse du fabricant</p>
	<p>Date de production</p>
	<p>Numéro de stock</p>
	<p>Numéro de série</p>
	<p>Consultez le manuel pour obtenir des informations importantes sur la sécurité, des avertissements et des précautions de sécurité</p>
	<p>Ne pas jeter avec les déchets municipaux non triés. Le produit doit être retourné à une station de recyclage désignée</p>
	<p>Les températures de fonctionnement et de stockage ne doivent pas dépasser 5-40C°</p>
	<p>Consulter le manuel avant utilisation</p>

3. Exigences générales

3.1 Informations sur le produit

Fabricant	Ropox A/S Ringstedgade 221 DK-4700 Naestved +45 55 75 05 00 Info@ropox.com		
Modèles de produits	Numéro de pièce	Modèle	Configuration
	40-14760	StandardLine manuel	Unité, droite
	40-14765	StandardLine manuel	Unité, gauche
Durée de vie prévue	5 ans		
Classe MDR 2017/745	Classe I		
Réglage de la hauteur	30 cm		
Poids maximal de l'utilisateur selon DS/EN 17966:2016	40-14760/40-14765	Unité sans lavabo	200kg
	40-15621	WBR-200	165kg
	40-15627	WBR-201	165kg
	40-15623/40-15633	WBR-100	200kg
	40-15624/40-15634	WBR-101	200kg
	40-15625/40-15635	WBR-102	200kg
	40-15626/40-15636	WBR-103	200kg
Plage de température ambiante	Transport et stockage -10 °C à +50 °C Fonctionnement +5 °C à +40 °C		
Humidité relative	20 % à 80 % - sans condensation		
Environnements visés	Ce produit ne doit être utilisé que dans : Environnement professionnel des soins de santé Environnement des soins à domicile		
Matériaux en contact avec le patient	Tablier	Tube d'acier soudé St. 37, aluminium	
	Mitigeur	Chrome	
Accessoires	40-40935	Bouchon avec trop-plein	
	40-44040	Oras Saga 3910F	
	40-44039	Oras Clinica 5611B	
	40-14782	Couvercle d'installation déployé, monté en usine	
	40-14783	Couvercle d'installation déployé, monté pour le marché secondaire	

3.2 Description du produit

Le lavabo StandardLine est un bon choix pour un élévateur de lavabo de qualité, conçu à la fois pour les domiciles, les maisons de repos, les institutions et les hôpitaux. Vous pouvez choisir librement n'importe quel lavabo monté sur boulon avec une distance entre les boulons de 15 à 40 cm. L'élévateur a une plage de réglage de 30 cm. L'unité a un design simple et épuré, qui dissimule la plomberie et l'évacuation, ce qui la rend plus discrète.

3.3 Utilisation prévue

Le lavabo StandardLine est un élévateur de lavabo destiné aux personnes handicapées. Il est utilisé pour les lavabos montés sur boulons pour les environnements et les utilisateurs ayant des besoins particuliers. C'est pourquoi il peut être réglé en hauteur.

3.4 Opérateur prévu

La lecture et la compréhension de ce manuel suffisent à former l'opérateur prévu. Les enfants de moins de 16 ans ou les patients ne sont pas considérés comme des opérateurs prévus.

3.5 Performances essentielles

Le produit n'a pas de performance essentielle, car le patient et l'utilisateur ne courent aucun risque en cas de perte de fonction/performance du produit.

3.6 Fonctions non cliniques


Le réglage en hauteur offre une meilleure ergonomie à l'utilisateur.

3.7 Fonctions cliniques

Le produit n'a aucune fonction clinique.

3.8 Dimensions du produit

40-14760
(30 cm)



NB ! Toutes les dimensions sont en mm

3.9 Fonctionnement

Manivelle

La hauteur du lavabo peut se régler en tournant la manivelle dans le sens horaire et dans le sens antihoraire.

 ajuste le lavabo vers le haut.

 ajuste le lavabo vers le bas.



Attention !

Le produit doit toujours pouvoir parcourir la totalité de la plage d'actionnement sans entrer en collision avec des objets. Dans le cas contraire, la stabilité du produit sera compromise et il y aura un risque d'écrasement des parties du corps. Il convient de veiller tout particulièrement à ce qu'aucun enfant ou adulte ne se trouve sous le produit, sous peine de blessures graves par coincement.

4. Instructions de montage

4.1 Interfaces d'installation

Construction

Le mur doit être constitué d'un matériau adapté au montage par vis et homologué pour les locaux humides. La zone hachurée est la zone minimale pour le renforcement du mur.

Testé conformément à la norme DS/ISO 17966:2016 avec les poids maximaux suivants:

40-14760/40-14765: 200kg (avec lavabo en porcelaine)

40-15621: 165kg


40-15627: 165kg

40-15623/40-15633: 200kg

40-15624/40-15634: 200kg

40-15625/40-15635: 200kg

40-15626/40-15636: 200kg



Charge de traction maximale des vis supérieures

Suspendu : 70 kg/vis

Avec vis de réglage : 35 kg/vis

Le lavabo est fourni avec un jeu de vis et de chevilles adaptées au montage sur un mur en béton. L'installateur doit toujours tenir compte du matériau, de l'état et de la résistance du mur et utiliser des vis et des chevilles adaptées au type de mur spécifique.


Plomberie

L'évacuation est de Ø32 et se termine par un coude d'évacuation de Ø32x88,5°. Il ne doit pas être placé à plus de 300 mm du sol.

L'alimentation en eau se termine par 2 (deux) robinets d'arrêt à 90° avec un filetage extérieur de 12,7 mm orienté vers le haut (non inclus). La saillie maximale des vannes d'arrêt et du raccord de vidange doit être de 100 mm pour permettre l'installation des couvercles.

L'emplacement et l'orientation optimaux sont indiqués en vert.

Il est important que tous les tuyaux de raccordement et d'évacuation de l'eau soient flexibles pour permettre au cadre de se déplacer librement dans la plage de réglage en hauteur de 700 à 1000 mm (lavabo compris).



Gardez à l'esprit que la plomberie placée sous le support inférieur (à environ 200 mm du sol) ne sera pas couverte par les couvercles.

Pour l'achat d'adaptateurs pour le raccordement à diverses installations standard, voir "**Adaptateurs de raccordement - Autres lavabos**".

4.2 Adaptateurs de connexion

Les composants illustrés ci-dessous sont disponibles en fonction du type d'installation dans le bâtiment.

Adaptateurs de raccordement à l'eau

Tuyaux du lavabo	Adaptateur	Installation dans la pièce (non incluse)
 1/2"	Aucun adaptateur n'est nécessaire	 12,7 mm Filetage
	 12,7 mm -> 9,52 mm Numéro d'article 97001670	 9,52 mm Filetage
	 12,7 mm -> 15mm Numéro d'article 97001666	 15 mm Tuyau

Rallonges de tuyau d'eau

Tuyau du lavabo	Pièce d'accouplement	Tuyau supplémentaire
	 12,7 mm -> 12,7 mm Numéro d'article 97001662	 12,7 mm x 12,7 mm, 0,5 m, acier Référence 97001123
		 12,7 mm x 12,7 mm, 1m, plastique Référence 97001120

Adaptateurs d'évacuation



Évacuation du lavabo	Adaptateur	Installation dans la pièce (non incluse)
 Ø32	Aucun adaptateur n'est nécessaire	 Ø32
	 Ø32 -> Ø40 Référence 97001660	 Ø40
	 Ø32 -> Ø50 Numéro d'article 97001661	 Ø50

Extensions d'évacuation

Tuyau d'évacuation du lavabo	Coupleur	Tuyau d'évacuation supplémentaire
 Ø32	 Ø32-Ø32 Numéro d'article 97001662	 Ø32 Tuyau flexible, 32-75cm Numéro d'article 97001172
		 Ø32 Tuyau flexible, 40-110cm Numéro d'article 97001161

4.3 Liste des composants

Unité de levage StandardLine

	StandardLine Unité	1x	
40*14760-005	Couvercle extérieur v2	1x	
40*14770-085	Couvercle intérieur v2	1x	
40*14770-087	Support de couvercle intérieur	2x	
20*60320-548	Manivelle	1x	
40-14776-2	Kit de plomberie pour StandardLine	1x	
<i>Incl.</i>			
97001601	Siphon Prevex	1x	
97001136	Tuyau de raccordement - 3/8" x 1/2" 700 mm	2x	
97001172	Tuyau d'évacuation flexible Ø32/32	1x	
97001035	32x88,5° blanc PP Wafix coude HT	2x	
96000170	Bandes noires 4,8/290mm	2x	
97001605	Extension Prevex 100mm	1x	
95091070	Vis à tête plate Ø4,8x70 vis cruciforme A2	1x	
96000170	Collier de serrage 4,8/290 mm	2x	

95027572	Vis murale 7,5 x 72	8x	
95027579	Prise murale 10 x 80	8x	
95020412	Vis à tête fraisée INSEX M4 x 12	2x	
95051270	Boulon à collet carré M12 x 70	2x	
97001467	Pièces de montage pour lavabo à boulon	1x	
30*65599-003	Support d'entretoise 1,5 mm	6x	
30*65587-001	Support d'entretoise 10 mm	4x	

4.4 Accessoires

40-15621 (Céramique)	WBR-200 (avec trop-plein)	1x	
40-15627 (Céramique)	WBR-201 (Pas de trop-plein)	1x	
40-15623 (Composite) Ou 40-15633 (Composite)	WBR-100-1 (Pas de trop-plein) WBR-100-2 (avec trop-plein)	1x	
40-15624 (Composite) Ou 40-15634 (Composite)	WBR-101-1 (Pas de trop-plein) WBR-101-2 (avec trop-plein)	1x	
40-15625 (Composite) Ou 40-15635 (Composite)	WBR-102-1 (Pas de trop-plein) WBR-102-2 (avec trop-plein)	1x	
40-15626 (Composite) Ou 40-15636 (Composite)	WBR-103-1 (Pas de trop-plein) WBR-103-2 (avec trop-plein)	1x	

40-44040	Oras Saga 3910F	1x	
40-44039	Oras Clinica 5611B	1x	
40-40935	Bouchon avec trop-plein	1x	
40-14782	Couvercle d'installation déployé <i>(monté en usine)</i>	1x	
40-14783	Couvercle d'installation déployé <i>(pour montage en marché secondaire)</i>	1x	


4.5 Installation du produit

Avant le montage, vérifiez que toutes les pièces ont été fournies conformément à la liste des composants. Voir la liste des composants.




Mise en garde !


Le montage doit toujours être effectué par du personnel qualifié




StandardLine est livré partiellement pré-assemblé.




Dévisser les vis de réglage à **197 mm** sous le support.





Placer l'unité de levage sur le mur et marquer les trous pour les vis. Assurez-vous que l'unité est de niveau.
Percez des trous et utilisez les **chevilles** fournies.



Fixer l'unité au mur, à l'intérieur des pieds, à l'aide de 4 vis.



Si le mur est inégal ou si l'unité doit être éloignée du mur en raison de la présence de plinthes, utilisez les entretoises.



Fixer l'unité au mur sur l'extérieur des pieds à l'aide de 4 vis.
Passer les vis à travers le support du couvercle intérieur.



Visser les vis de réglage à fond dans les pieds pour les cacher.
Il est recommandé de les garder plantés au sol si la construction du mur n'est pas correctement porteuse.
Veuillez vous référer à la section 4.1.




Pousser le siphon dans le support.




Monter les boulons du lavabo dans les fentes du support supérieur.
Les boulons peuvent être ajustés des deux côtés pour permettre le montage de différents lavabos.

Haut



Bas




S'il est nécessaire de cacher l'évacuation et l'eau derrière les couvercles, assembler le tuyau d'évacuation et l'eau comme indiqué sur les photos.
Attention à la direction du siphon, à la direction du raccordement à l'eau et à l'endroit où le collier de serrage est placé.

Haut



Bas



S'il n'est pas nécessaire de cacher l'évacuation et l'eau derrière les couvercles, assembler le tuyau d'évacuation et l'eau comme indiqué sur les photos.
Attention à la direction du siphon, à la direction du raccordement à l'eau et à l'endroit où le collier de serrage est placé.

L'eau et l'évacuation peuvent également être installées dans le sol. Des tuyaux plus longs sont nécessaires, veuillez consulter la section 4.2.



Pousser le couvercle extérieur en place sur l'unité. Les boulons doivent ressortir à travers le couvercle.




Fixer le lavabo à l'unité sur les boulons à l'aide des écrous et des rondelles fournis.
Montez également le mitigeur, puis faites passer les tuyaux derrière le couvercle par l'ouverture.



Monter le reste de l'évacuation et la crépine à l'aide de la vis à tête plate Ø 4,8 x 70.



Relevez complètement l'unité en insérant la manivelle et en la tournant dans le sens horaire, puis raccordez le mitigeur à l'eau. Ouvrir l'eau. Remonter le couvercle intérieur sur l'unité.



Monter le couvercle intérieur en fixant les vis à tête fraisée de chaque côté.
L'installation est désormais terminée. Effectuer un test de fonctionnalité.

5. Tests de fonctionnalité

Après l'installation et avant l'utilisation, toutes les fonctions du lavabo StandardLine doivent être évaluées. Par la suite, un test de fonctionnalité doit être effectué au moins une fois par an par du personnel qualifié :

1. Vérifier que les instructions de montage ont été respectées.
2. Vérifier que toutes les vis et tous les boulons sont fixés.
3. Vérifier qu'il n'y a pas de charge sur le cadre.
4. Vérifiez qu'aucun objet n'empêche le cadre de se déplacer librement dans la plage de réglage en hauteur.
5. Procédez à un essai en tournant la manivelle. Commencer par amener l'unité en position basse en tournant la manivelle dans le sens antihoraire.
6. Ensuite, mettre l'unité en position haute en tournant la manivelle dans le sens horaire.

Si les points ci-dessus sont vérifiés, le lavabo est prêt à être utilisé. Voir la section "**Sécurité d'utilisation**".

6. Sécurité d'utilisation

- Le lavabo StandardLine ne peut être utilisé que par des personnes qui ont lu et compris ces instructions.
- Le lavabo StandardLine est un lavabo réglable en hauteur et ne doit pas être utilisé comme table élévatrice ou comme lève-personne.
- Utilisez toujours le lavabo de manière à exclure tout risque de dommage aux personnes ou aux biens. La personne qui utilise le lavabo StandardLine est responsable d'éviter tout dommage ou blessure.
- Si le lavabo est utilisé dans des lieux accessibles au public, où des enfants ou d'autres personnes ayant une capacité d'observation réduite peuvent s'approcher du lavabo StandardLine, la personne qui utilise le lavabo doit faire preuve d'une attention suffisante afin d'éviter les situations dangereuses.
- Veillez à ce qu'il y ait un espace libre au-dessus et au-dessous du lavabo pour permettre un réglage libre de la hauteur.
- Faites attention aux éclaboussures d'eau provenant du lavabo pendant l'utilisation ou l'actionnement du réglage de la hauteur. Un sol mouillé présente un risque de glissade.
- Vérifiez toujours la température de l'eau avant de l'utiliser. L'eau trop chaude peut provoquer des brûlures.
- Ne surchargez pas le lavabo et veillez à ce que la répartition de la charge soit correcte.
- Ne pas faire fonctionner le lavabo en cas d'erreurs ou de dommages.
- Ne pas utiliser le lavabo dans un environnement explosif.
- Toute modification du lavabo StandardLine pouvant influencer son fonctionnement et sa construction est interdite.
- L'installation, l'entretien et les réparations ne peuvent être effectués que par du personnel qualifié.
- Avant utilisation, assurez-vous que le lavabo StandardLine a été monté sur un mur suffisamment solide et qu'il n'y a pas de connexions desserrées.
- En cas d'inspection, d'entretien ou de réparation, assurez-vous que le lavabo n'est pas chargé.
- Si le lavabo StandardLine n'a pas été installé conformément à ces instructions de montage, la garantie peut être annulée.
- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine Ropox. Si d'autres pièces sont utilisées, la garantie peut être annulée.

7. Nettoyage

En cours d'utilisation, le produit peut se salir. Il est important que le lavabo et l'unité de lavage soient nettoyés conformément à ces instructions.

Ropox StandardLine peut être essuyé à l'aide d'un chiffon essoré avec de l'eau tiède et un détergent doux. Ne pas utiliser de liquides corrosifs ou abrasifs, ni d'éponges ou de brosses abrasives.

Nettoyage du lavabo

Laver quotidiennement les surfaces à l'eau et les essuyer avec un chiffon sec. N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des abrasifs durs, tels que la paille de fer, la poudre à récurer ou l'acide sulfurique.

Si l'eau a une teneur élevée en calcium, des dépôts calcaires se forment souvent dans le lavabo. Ces dépôts doivent être éliminés au moins une fois par semaine à l'aide d'un détergent contenant de l'acide citrique, de l'acide acétique ou de l'acide phosphorique. Laisser agir le détergent pendant 5 à 10 minutes en fonction de l'épaisseur des dépôts et nettoyer soigneusement à l'aide d'une éponge douce.

La désinfection du lavabo peut se faire à l'aide de désinfectants ménagers.

	Notification !
	<p>Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des abrasifs, par exemple de la poudre à récurer, de la paille de fer ou une éponge à récurer.</p> <p>Ce produit n'est pas conçu pour être stérilisé, l'autoclavage et la stérilisation au-delà du nettoyage normal peuvent modifier la sécurité et la fonction du produit.</p>

8. Résolution des problèmes

Problème	Solution
Le cadre semble lâche ou instable	<ul style="list-style-type: none">➤ Serrer toutes les vis du cadre, cf. instructions de montage.
Le lavabo ne peut pas être réglé en hauteur ou le réglage est très difficile.	<ul style="list-style-type: none">➤ Vérifier qu'il n'y a pas d'objets coincés empêchant le réglage de la hauteur.
L'eau met trop de temps à sortir du lavabo	<ul style="list-style-type: none">➤ Vérifier que le siphon n'est pas obstrué et le nettoyer si nécessaire.➤ Vérifier que le tuyau flexible n'a pas été monté si haut sur le mur qu'il agit comme un siphon supplémentaire.➤ Vérifiez que les tuyaux de raccordement ne sont pas pliés ou tordus sur le tuyau. Ajuster les tuyaux de manière à ce qu'ils ne soient pas pliés ou tordus.

9. Entretien

Le cadre ne nécessite aucun entretien. Les pièces mobiles ont été lubrifiées à vie. Pour des raisons de sécurité et de fiabilité, nous recommandons d'inspecter le cadre une fois par an :

Lors des inspections, les éléments suivants doivent être vérifiés:

- Vérifiez que tous les boulons et vis sont bien serrés.
- Vérifiez que le cadre peut se déplacer librement et sans entrave de la position inférieure à la position supérieure sans problème.
- Vérifiez que les tuyaux de raccordement à l'eau et les tuyaux de vidange sont bien serrés et fonctionnels.

Après chaque inspection, le programme d'entretien doit être complété. Voir "Calendrier de service".

	<p>Remarque !</p> <p>Le non-respect de l'entretien périodique peut entraîner une dégradation de la fonction et de la sécurité du produit.</p>
---	--

	<p>Remarque !</p> <p>Ropox fournira la liste des pièces pour l'entretien et la réparation au-delà de ce qui est décrit dans ce manuel. Les réparations autres que celles décrites dans le présent manuel ne peuvent être effectuées que par le personnel de service désigné par Ropox. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine Ropox comme pièces de rechange. Si d'autres pièces sont utilisées, la garantie peut être annulée.</p>
---	---

9.1 Calendrier de service

Entretien et maintenance de série.	Numéro
Date : _____	
Signature : _____	
Remarques : _____ _____	

Entretien et maintenance de série.	Numéro
Date : _____	
Signature : _____	
Remarques : _____ _____	

Entretien et maintenance de série.	Numéro
Date : _____	
Signature : _____	
Remarques : _____ _____	

Entretien et maintenance de série.	Numéro
Date : _____	
Signature : _____	
Remarques : _____ _____	

Entretien et maintenance de série.	Numéro
Date : _____	
Signature : _____	
Remarques : _____ _____	

Entretien et maintenance de série.	Numéro
Date : _____	
Signature : _____	
Remarques : _____ _____	

Entretien et maintenance de série.	Numéro
Date : _____	
Signature : _____	
Remarques : _____ _____	

Entretien et maintenance de série.	Numéro
Date : _____	
Signature : _____	
Remarques : _____ _____	

9.2 Accès à la plomberie

S'il est nécessaire d'accéder à la plomberie ou de l'entretenir, il est possible de retirer le couvercle inférieur.



Commencer par placer l'unité en position haute afin d'accéder aux vis qui maintiennent le couvercle intérieur.



Dévisser les vis de chaque côté.




Retirer le couvercle intérieur.



La plomberie est désormais exposée. N'oubliez pas de remonter ensuite le couvercle intérieur.

10. Pièces détachées



Fonction	Description	Nombre dans le produit	Numéro d'article
1	Couvercle extérieur	1	40*14760-005
2	Couvercle intérieur	1	40*14770-085
3	Support de couvercle intérieur	2	40*14770-087
4	Broche	1	96000660
5	Kit de plomberie pour l'unité StandardLine	1	40-14776-2
6	Manivelle	1	20*60320-548

11. Protection de l'environnement

Le produit n'est pas destiné à être éliminé comme un déchet municipal. Le démontage, le tri et l'élimination des composants doivent être effectués par des professionnels de l'élimination des déchets.



Pièce	Recommandation d'élimination
Lavabo	Céramique
Unité principale	Acier
Mitigeur	Acier
Manivelle	Acier

12. Réclamations

Veillez consulter les conditions générales de vente et de livraison sur le site www.ropox.com.



ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK-4700 Næstved
Tél : +45 55 75 05 00
Courriel : info@ropox.dk
www.ropox.com