




Chaise VELA


VARIANTES: VELA TANGO 700E AVEC FONCTION ASSIS-DEBOUT

Numéro de manuel 105769



ISO 9001
ISO 14001

LES FONCTIONNALITÉS DE LA CHAISE



vela.my/trp

COMMANDE MANUELLE

Comment utiliser votre VELA Tango 700E avec fonction assis-debout.



HAUTEUR D'ASSISE

Réglez la hauteur d'assise vers le haut ou vers le bas à l'aide des flèches. Réglez toujours la hauteur d'assise en fonction de l'activité effectuée.

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON D'ASSISE

L'unité d'assise (assise et dossier) se déplace ensemble. Réglez l'inclinaison vers l'avant ou l'arrière à l'aide des flèches jusqu'à obtenir une position stable et sécurisée.

FREIN

Le frein électrique est activé et désactivé à l'aide des boutons. Le fauteuil active toujours le frein lorsque vous vous levez ou vous asseyez avec la fonction assis-debout.

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU DOSSIER

Réglez le dossier vers l'avant ou l'arrière à l'aide des flèches. Positionnez le dossier dans une position confortable.

FONCTION ASSIS-DEBOUT

Le frein se verrouille et l'inclinaison d'assise, le dossier et la hauteur d'assise s'ajustent automatiquement. La flèche vers le haut aide à se lever en sécurité, la flèche vers le bas aide à s'asseoir.*

La fonction assis-debout peut être personnalisée selon vos besoins. Instructions à la page 20.

* Cette fonction assis-debout dispose d'une mémoire permettant à l'utilisateur de mettre la séquence en pause pendant une minute maximum afin d'ajuster sa position assise, puis de reprendre la séquence.

La séquence sera annulée si elle reste en pause plus d'une minute ou si d'autres boutons sont actionnés. En cas d'annulation, le fauteuil reviendra en position neutre avant qu'une nouvelle séquence puisse commencer.

TABLE DES MATIÈRES

1.0. INTRODUCTION	5
1.1. AVERTISSEMENTS	6
1.2. DÉPANNAGE	7
1.3. VELA TANGO AVEC RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR	8
1.3.1. Puissance absorbée	8
1.3.2. Emissions electromagnetiques	8
1.3.3. Protection contre les surtensions	8
1.4. ÉTIQUETTES UTILISÉES SUR LE SIÈGE	9
1.5. CONFORMITÉ À L'UE	9
1.5.1. Utilisation prévue	10
1.5.2. Les transports	10
1.6. GARANTIE	10
1.7. DÉBALLAGE DU SIÈGE	10
1.8. MAINTENANCE	11
1.8.1. Roues	11
1.8.2. Cadre	11
1.8.3. Rembourrage	11
1.8.4. Guide du recyclage	11
1.9. RECYCLAGE ET ÉLIMINATION	11
2.0. MANUEL D'UTILISATION	14
2.0.1. Fixation du dossier	14
2.0.2. Commande manuelle	14
2.0.3. Réglage de la hauteur d'assise	14
2.0.4. Réglage de l'inclinaison du dossier	15
2.0.5. Réglage de l'inclinaison d'assise	15
2.0.6. Frein électrique	15
2.0.7. Fonction assis-debout	15
2.0.8. Réglage de la profondeur d'assise	16
2.0.9. Réglage de la hauteur du dossier	16
2.0.10. Boulon arrière*	16
2.0.11. Réglage du support lombaire*	16
2.0.12. Réglage de la hauteur de l'accoudoir	17
2.0.13. Réglage de la largeur de l'accoudoir	17
2.0.14. Accoudoir rabattable*	17
2.0.15. Remplacement du siege	17
2.0.16. Repose-pieds pliable*	18
2.0.17. Repose-pieds pivotant latéral*	18
2.0.18. Support de déplacement*	18
2.0.19. 4-Dispositif de freinage pour les roues*	18
2.0.20. Support rabattable pour commande manuelle*	19
2.0.21. Chargement	19
2.0.22. Accessoires	19
2.1. PERSONNALISER LES RÉGLAGES	20
2.1.2.: Personnaliser votre position assis-debout	20
2.1.1.: Personnaliser votre position assise neutre	20

1.0. INTRODUCTION

CHER CLIENT

Félicitations pour l'achat de votre nouveau siège VELA avec fonction assis-debout! Nous sommes sûrs que ce siège vous procurera du plaisir au quotidien. Ce manuel d'utilisation fournit des informations utiles sur les réglages, le fonctionnement et l'entretien de votre siège.

Important

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver en lieu sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement. Ce manuel est également disponible sur le site web de VELA : www.vela.eu, où vous pourrez également trouver d'autres informations pertinentes.

Si vous avez des questions, si vous remarquez des problèmes ou des dysfonctionnements, veuillez contacter votre fournisseur VELA.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.

VELA

Gøteborgvej 8-12
DK-9200 Aalborg
Danemark
www.vela.eu

1.1. AVERTISSEMENTS



Utilisation	En cas de réaction allergique, cessez d'utiliser ce siège et consultez un médecin
Utilisation	N'utilisez que des pièces de rechange fournies par VELA
Utilisation	Utilisez uniquement le chargeur fourni pour charger le siège
Utilisation	N'apportez aucune modification aux accessoires qui accompagnent le siège
Utilisation	N'utilisez le siège que pour l'usage prévu
Utilisation	L'angle de l'assise et du dossier doit être réglé lorsque l'utilisateur est assis sur le siège et que ses pieds sont posés à plat sur le sol.
Utilisation	Serrez toujours le frein du siège lorsque vous vous asseyez ou vous vous levez
Utilisation	Sur des surfaces lisses telles que les sols très polis ou les carreaux de marbre, la chaise peut glisser. Ici, il est recommandé d'utiliser un frein à 4 roues
Utilisation	N'utilisez jamais la chaise sur des surfaces irrégulières, y compris les zones présentant des différences de niveau ou des tapis non fixés, car cela peut entraîner un risque d'instabilité
Utilisation	Tout entretien autre que le nettoyage doit toujours être effectué par un professionnel
Utilisation	Ne jamais effectuer d'entretien du siège pendant son utilisation
Utilisation	Suivez toujours les instructions d'entretien et de nettoyage recommandées
Utilisation	Les fonctions du siège sont destinées à l'utilisateur. Seuls l'utilisateur ou des professionnels formés doivent ajuster le siège lorsque l'utilisateur est assis dessus
Utilisation	Ne jamais utiliser le réglage électrique de la hauteur pendant plus de deux minutes consécutives
Utilisation	Risque de coupure ou de pincement des doigts dans les pièces mobiles. Par conséquent, n'utilisez jamais le siège si une personne est en contact avec le dessous du siège
Risque d'étouffement	Risque d'étouffement avec les petites pièces. Ne laissez jamais les enfants jouer avec le siège, car les petites pièces sont amovibles
Risque d'étouffement	Si le siège est équipé d'un réglage électrique de la hauteur, des câbles seront présents. Ne laissez jamais les enfants jouer avec ces éléments
Perturbations électriques	L'utilisation de câbles autres que les câbles standards est susceptible de faire varier les émissions électriques ou de diminuer l'immunité électrique
Perturbations électriques	Les équipements de communication RF portables (y compris les antennes) peuvent affecter les performances de cet appareil. Ces équipements ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm de toute partie de l'appareil ou de ses câbles, sauf indication contraire de VELA
Perturbations électriques	Le siège ne peut être utilisé qu'avec les accessoires mentionnés dans le présent manuel d'utilisation, car des interférences électromagnétiques peuvent se produire
Perturbations électriques	Si le siège bouge involontairement ou ne fonctionne pas comme prévu, trouvez-lui un autre emplacement

1.2. DÉPANNAGE

Erreur	Cause possible et solution
Le réglage électrique de la hauteur ne fonctionne pas	La fiche n'est pas dans l'accodoir — branchez-la La batterie du siège n'est pas alimentée. Chargez la batterie avec le chargeur fourni Le fusible est cassé. Voir le point 1.3.3 Effectuer une réinitialisation de l'actionneur. Maintenez les deux boutons (haut et bas) simultanément pendant 20 secondes. Continuez de maintenir les boutons enfoncés jusqu'à ce que l'actionneur se soit complètement rétracté, puis se soit déplacé d'environ 5 mm vers le haut.
La fonction de freinage ne fonctionne pas	Le frein n'est pas activé. Voir section 2.0.6. ou 2.0.19.
L'accodoir semble desserré	Une des vis à main est peut-être desserrée. Serrez la vis à main
Le siège roule mal	Les roues sont bloquées. Nettoyez les roues en enlevant les cheveux et autres résidus coincés



Si ce qui précède ne résout pas votre problème, vous devez contacter votre fournisseur VELA.

1.3. VELA TANGO AVEC RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR

1.3.1. PUISSANCE ABSORBÉE

Tension : 24Vcc

Intensité: 0.5A

Puissance : 12 Watts

1.3.2. EMISSIONS ELECTROMAGNETIQUES

Le siège VELA avec des fonctions électriques a été testé et est conforme aux exigences actuelles en matière de rayonnement électromagnétique (exigences EMC). Les tests du siège ont donné les spécifications suivantes :

:: Classe d'émission CISPR 11, groupe 1, classe B

Pour plus de détails, voir www.vela.eu

1.3.3. PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Un fusible est installé dans le siège qui le protège contre les surtensions. La partie remplaçable du fusible présente les spécifications suivantes :

:: Fusible plat, type : Fusible à lame ATOF, à action rapide

:: Tension : 32V

:: Intensité: 10A

:: Intensité Max : 1000A

Le remplacement du fusible ne peut être effectué que par des professionnels, car la cause de la défaillance doit être précisée pour des raisons de sécurité.

1.4. ÉTIQUETTES UTILISÉES SUR LE SIÈGE

Avertissement	Risque de coupure et de pincement : Tenir les mains et les doigts éloignés des pièces mobiles	
Icône	Lire le «Mode d'emploi» avant utilisation	
Icône	Élément utilisé : Type B cf. IEC60601-1 couvrant les zones suivantes du siège :	 
Étiquettes	60 x 22,5 mm Les six derniers chiffres constituent le numéro d'identification de l'article: Cette étiquette ne s'applique qu'aux sièges ayant des fonctions électriques : Le siège est homologué IP21, ce qui correspond à une protection contre les gouttelettes d'eau, ainsi qu'à une protection du touché par le doigt.	<Model name> <Item no.> <Ident no.> VELA Vermund Larsen A/S DK-9200, Aalborg SV, Denmark www.vermundlarsen.com (XX) XXXXXXXXXXXXXXXX (XX) XXXXXX UDI  Follow instructions for use EN60601-1 IP21 Duty cycle: 10%, max. 2min/18min Blade fuse: 10A/32V,  MD <Order no.> <Prod. date> max XXX kg Input: 24V=== 0.5A Storage limits -20°C / 60°C

Les étiquettes sur le siège doivent pouvoir être lues à une distance d'environ 40 cm dans des conditions normales de lumière du jour. Pour les étiquettes relatives au fonctionnement du siège, veuillez vous consulter la section 2.0.

1.5. CONFORMITÉ À L'UE

Ce produit est un dispositif médical marqué CE (classe I conformément à l'annexe VIII) conforme au règlement MDR (UE) 2017/745. Les produits dotés de fonctions électriques sont conformes aux exigences de sécurité de la norme IEC 60601-1, y compris aux exigences CEM de la norme IEC 60601-1-2.

Tous les emballages du produit sont conformes au PPWR 2025/40.

Le fabricant, VELA - Vermund Larsen A/S, Gøteborgvej 8-12, DK-9200 Aalborg SV, Danemark, est responsable du produit, de son emballage et des déclarations de conformité correspondantes.

1.5.1. UTILISATION PRÉVUE

Ce dispositif est conçu pour soutenir un utilisateur en position assise pendant qu'il effectue des activités quotidiennes en intérieur, ce qui inclut également des activités professionnelles.

- :: Le siège n'est pas conçu pour se tenir debout
- :: Le frein doit toujours être activé lorsque vous vous levez ou que vous vous asseyez.

Toutes les variantes de ce siège sont testées et approuvées pour une charge maximale de 160 kg. Pour assurer une utilisation optimale, le poids de l'utilisateur du siège doit être compris entre 50 et 145 kg avec le dispositif de réglage électrique de la hauteur.

Note : Les personnes utilisant un harnais sur le siège doivent toujours être surveillées lorsque le harnais est utilisé.

1.5.2. LES TRANSPORTS

Lorsque vous transportez le siège en voiture, en avion ou par tout autre moyen de transport, utilisez toujours le frein du siège. Le siège n'est pas homologué pour être utilisé comme siège de passager dans un moyen de transport et ne peut être utilisé comme tel.

Le siège est conçu pour être transporté dans les conditions environnementales suivantes :

Température : -20 °C à + 60 °C

Humidité : 15-95%

Laissez le siège reposer pendant 24 heures avant de l'utiliser s'il a été stocké à une température inférieure à -10 °C.

1.6. GARANTIE

VELA accorde un droit de réclamation en vertu du droit applicable dans le pays où le siège a été acheté. Le droit de réclamation ne s'applique qu'en cas d'utilisation de pièces de rechange et d'accessoires d'origine, ainsi que de personnalisations effectuées par des professionnels.

Remarque : si un accord contractuel exclusif a été conclu directement avec VELA, cela s'applique! VELA n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés au produit ou à l'utilisateur par :

- :: Transport
- :: Mauvais usage
- :: Usure normale
- :: Mauvaise utilisation
- :: Utilisation de pièces de rechange et d'accessoires qui ne sont pas d'origine VELA
- :: Ajustements effectués par des techniciens de service non autorisés

1.7. DÉBALLAGE DU SIÈGE

Le siège est livré dans un emballage écologique et recyclable.

En cas de défauts ou de dommages pendant le transport sur le siège,

veuillez contacter immédiatement votre fournisseur VELA. Dans ce cas, n'essayez pas d'utiliser le siège ou de le réparer vous-même.

À la livraison, vous avez reçu :

- :: Siège VELA
- :: Mode d'emploi
- :: Chargeur

Note : voir le point 2.0.1 pour la fixation correcte du dossier.

1.8. MAINTENANCE

Nous recommandons une inspection annuelle du siège afin d'identifier toute pièce défectueuse ou usée. Toutes les pièces amovibles doivent être serrées régulièrement. Vous trouverez différents guides sur www.vela.eu.

1.8.1. ROUES

Nous vous recommandons de vérifier régulièrement les roues et d'enlever tout fil résiduel, etc. Certains types de sol accumulent de la saleté sur les roulettes. Par conséquent, nettoyez les roulettes selon les besoins.

1.8.2. CADRE

Nettoyez à l'eau tiède et, si nécessaire, ajoutez un peu de détergent au pH neutre.

1.8.3. REMBOURRAGE

Tissu : Nettoyer par nettoyage chimique, avec un nettoyeur pour meubles ou avec de l'eau en utilisant un chiffon bien essoré.

Tissu ou cuir synthétique : Nettoyez avec de l'eau ou du savon doux à l'aide d'un chiffon bien essoré.

Le cuir : Nettoyez en passant l'aspirateur avec une brosse douce. Évitez d'utiliser du détergent. **Note :** Sur www.vela.eu, vous trouverez des instructions de nettoyage pour tous nos types de rembourrage standards.

1.8.4. GUIDE DU RECYCLAGE

Votre siège VELA peut être réutilisé par une autre personne lorsque vous n'en avez plus besoin, à condition qu'il soit entretenu au préalable par un technicien. La durée de vie du fauteuil est de cinq ans pour une utilisation régulière et correcte. Nous recommandons qu'une inspection annuelle avec remplacement des pièces usées soit effectuée par VELA, votre fournisseur VELA ou un professionnel qualifié.

1.9. RECYCLAGE ET ÉLIMINATION

Ce produit contient des matériaux recyclables. Par conséquent, le produit doit être éliminé conformément à la réglementation locale et non avec les déchets ménagers ordinaires. Une élimination et un recyclage appropriés contribueront à prévenir les effets négatifs sur l'environnement et les personnes.

Note : Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles qui les accompagnent contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être nocifs pour la santé et l'environnement

si les déchets ne sont pas manipulés correctement.

Les équipements électriques, électroniques et les piles sont marqués par l'icône ci-dessous. Cela signifie que les équipements électriques, électroniques et les piles ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers non triés, mais doivent être collectés séparément.



Il est important de rapporter vos piles usées selon les modalités établies. Vous contribuez ainsi à garantir que les piles sont recyclées conformément à la législation en vigueur et ne causent pas de dommages inutiles à l'environnement.


2.0. MANUEL D'UTILISATION

Le mécanisme de levage électrique ne doit être remplacé que par un technicien VELA ou une personne formée dans ce domaine.



2.0.1. FIXATION DU DOSSIER

Le dossier est abaissé dans l'orifice.
Vissez le bouton et serrez-le fermement.



2.0.2. COMMANDE MANUELLE

La commande manuelle s'utilise à l'aide des boutons situés à l'avant. Les icônes de la commande manuelle indiquent les fonctions des boutons.




Remarque : Les fonctions électriques ne doivent être utilisées en continu que pendant une minute, suivie d'une pause de neuf minutes.



2.0.3. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR D'ASSISE

La hauteur d'assise peut être réglée vers le haut ou vers le bas. Utilisez les boutons de la commande manuelle. Réglez la hauteur afin qu'elle corresponde à l'activité et à l'environnement de l'utilisateur. **Remarque :** L'emplacement d'une fonction spécifique peut varier selon les commandes manuelles. Vérifiez toujours l'icône avant utilisation.


Information importante: le réglage de l'angle du dossier et de l'assise doit toujours être effectué lorsque les pieds de l'utilisateur sont posés à plat sur le sol.



2.0.4. RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU DOSSIER


Le dossier se déplace indépendamment. Utilisez les boutons de la commande manuelle. Réglez l'angle du dossier afin qu'il convienne à l'utilisateur du fauteuil.

Remarque : L'emplacement d'une fonction spécifique peut varier selon les commandes manuelles. Vérifiez toujours l'icône avant utilisation.




2.0.5. RÉGLAGE DE L'INCLINAISON D'ASSISE

L'ensemble de l'unité d'assise se déplace (assise et dossier ensemble). Utilisez les boutons de la commande manuelle. Réglez l'inclinaison d'assise afin qu'elle convienne à l'utilisateur du fauteuil. **Remarque :** L'emplacement d'une fonction spécifique peut varier selon les commandes manuelles. Vérifiez toujours l'icône avant utilisation.



2.0.6. FREIN ÉLECTRIQUE


Le frein électrique est activé et désactivé à l'aide des boutons de la commande manuelle. Il est recommandé d'activer ou de désactiver complètement le frein lors de l'utilisation de cette fonction. Peut également être utilisé avec le frein à 4 roues (voir section 2.0.19.). **Remarque :** L'emplacement d'une fonction spécifique peut varier selon les commandes manuelles. Vérifiez toujours l'icône avant utilisation.



2.0.7. FONCTION ASSIS-DEBOUT

Le frein se verrouille et l'inclinaison d'assise, le dossier et la hauteur d'assise s'ajustent. Cette fonction aide à se lever et à s'asseoir. Elle peut être réglée sur une position de sortie optimale et une position assise neutre (voir sections 2.1.1–2.1.2.). **Remarque :** Cette fonction dispose d'une mémoire permettant de mettre la séquence en pause jusqu'à une minute* pour ajuster la position, puis de la reprendre.


* La séquence sera annulée si elle reste en pause plus d'une minute ou si d'autres boutons sont actionnés. En cas d'annulation, le fauteuil reviendra en position neutre avant qu'une nouvelle séquence puisse commencer.



2.0.8. RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR D'ASSISE


Utilisez les boutons de la commande manuelle. Réglez le dossier afin que la profondeur d'assise convienne à l'utilisateur du fauteuil.

Remarque : L'emplacement d'une fonction spécifique peut varier selon les commandes manuelles. Vérifiez toujours l'icône avant utilisation.




2.0.9. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU DOSSIER

Dévissez le bouton situé à l'arrière du siège. Ajustez le dossier. N'oubliez pas de resserrer le bouton par la suite.




2.0.10. BOULON ARRIÈRE*

Le dossier peut être positionné dans un angle spécifique en ajustant et en fixant le boulon qui se situe à l'arrière du dossier.




2.0.11. RÉGLAGE DU SUPPORT LOMBAIRE*

Le dossier peut être réglé afin d'offrir un soutien lombaire optimal. Pour effectuer cette opération, la poignée qui se situe sur le côté droit du dossier doit être tirée vers le haut. Le dossier se règle pour s'adapter au bas du dos de l'utilisateur et pour soutenir cette zone. Relâchez la poignée et le dossier sera maintenu dans l'angle lombaire souhaité.



2.0.12. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L'ACCOUDOIR

La hauteur de l'accoudoir peut être réglée en desserrant la vis qui se situe sur la barre de l'accoudoir et en ajustant la hauteur de cet élément. N'oubliez pas de resserrer la vis une fois l'opération effectuée.




2.0.13. RÉGLAGE DE LA LARGEUR DE L'ACCOUDOIR

La largeur de l'accoudoir peut être réglée en desserrant la vis qui se situe sous le siège (sur le support du siège) et en tirant sur l'accoudoir. N'oubliez pas de resserrer la vis une fois l'opération effectuée.



2.0.14. ACCOUDOIR RABATTABLE*


Pour rabattre l'accoudoir, appuyez sur le bouton qui se situe sur la partie latérale de cet élément et poussez-le vers l'arrière et vers le bas. **Remarque :** La position de l'accoudoir se verrouille uniquement lorsqu'il est en position verticale. L'accoudoir peut uniquement être rabattu si l'ajustement de la largeur de l'accoudoir permet d'effectuer cette opération.



2.0.15. REMPLACEMENT DU SIÈGE


Le siège peut être remplacé en retirant les quatre vis à ailettes qui se situent dans chaque coin sous le siège.

* En fonction du modèle de siège




2.0.16. REPOSE-PIEDS PLIABLE*

Ce repose-pieds stabilisateur peut également servir de marchepied lorsque l'utilisateur entre et sort du siège.




2.0.17. REPOSE-PIEDS PIVOTANT LATÉRAL*

Cet élément est fixé sur la partie inférieure des pieds avant droits et/ou gauches du siège. Le repose-pieds peut être orienté vers l'intérieur ou vers l'extérieur et il peut servir de support pour une jambe en cas de besoin. Une fois que le repose-pieds est orienté vers l'intérieur, il peut être glissé sous la structure du siège. Le repose-pieds peut être verrouillé à l'aide d'une cale en position intérieure et extérieure.




2.0.18. SUPPORT DE DEPLACEMENT*

Le support de déplacement permet de déplacer le siège alors qu'un utilisateur y est installé. Le support de déplacement est fixé sur des éléments situés sous le siège à l'aide de deux vis à main. La profondeur d'assise est également réglée à cet emplacement. La hauteur peut être réglée en appuyant sur les deux boutons qui se situent sur la partie latérale du support pendant que la poignée est positionnée à la hauteur souhaitée.



2.0.19. 4-DISPOSITIF DE FREINAGE POUR LES ROUES*

Ce dispositif est activé à l'aide du frein à main/pied sur tous les modèles de siège, à l'exception des sièges qui sont munis d'un frein électrique. Le dispositif de freinage pour les 4 roues permet d'immobiliser toutes les roues et il assure une assise stable sur les surfaces inégales ou inclinées.



2.0.20. SUPPORT RABBATABLE POUR COMMANDE MANUELLE*

Position horizontale : poussez doucement le support vers l'avant pour le déverrouiller et le rabattre.

Position verticale : relevez le support vers le haut ; il se verrouille automatiquement en position horizontale.

Tirez doucement la commande manuelle vers l'avant tout en la tournant pour la retirer. Placez la commande manuelle dans le support et poussez-la vers l'arrière pour la fixer de nouveau.

vl1935.dk/charge



2.0.21. CHARGEMENT

Chargez le fauteuil chaque jour. Le fauteuil se recharge en branchant le chargeur dans la prise située sous l'assise à l'arrière gauche. Le chargeur se branche sur une prise électrique. Un voyant LED s'allume en jaune pendant la charge et en vert lorsque le fauteuil est entièrement chargé. Pensez à retirer le chargeur avant utilisation. **Remarque :** Le fauteuil ne doit pas être utilisé pendant le chargement.

2.0.22. ACCESSOIRES

Ce siège est disponible avec une vaste gamme d'accessoires. Vous pouvez consulter la liste complète des accessoires sur ce site web : www.vela.eu.

Remarque : le chargeur est inclus parmi les accessoires qui sont fournis lors de l'achat d'un siège VELA doté de fonctionnalités électriques.

* En fonction du modèle de siège

2.1. PERSONNALISER LES RÉGLAGES

Remarque : Si nécessaire, demandez conseil à un thérapeute afin de définir une position assise optimale et une position assis-debout adaptée.



2.1.1.: PERSONNALISER VOTRE POSITION ASSISE NEUTRE

Assurez-vous que le fauteuil est verrouillé ! Réglez la hauteur d'assise, l'inclinaison d'assise et l'angle du dossier afin d'être assis confortablement et de manière stable, les pieds à plat sur le sol. Une fois le fauteuil correctement réglé, appuyez pendant cinq secondes sur les deux boutons situés en bas à droite. Lorsque vous entendez un clic, le réglage est enregistré.

2.1.2.: PERSONNALISER VOTRE POSITION ASSIS-DEBOUT


Assurez-vous que le fauteuil est verrouillé ! Réglez la hauteur d'assise, l'inclinaison d'assise et l'angle du dossier afin d'être debout confortablement et de manière stable, les pieds à plat sur le sol. Une fois le fauteuil correctement réglé, appuyez pendant cinq secondes sur les deux boutons situés en bas à gauche. Lorsque vous entendez un clic, le réglage est enregistré.



Effectuer une réinitialisation de l'actionneur. Maintenez les deux boutons (haut et bas) simultanément pendant 20 secondes. Continuez de maintenir les boutons enfoncés jusqu'à ce que l'actionneur se soit complètement rétracté, puis se soit déplacé d'environ 5 mm vers le haut.

POUR COMMENCER

- 1 Actionner le frein du fauteuil et asseyez-vous sur le siège.
- 2 Il devrait y avoir environ 3 cm entre le coussin du siège et l'arrière de vos genoux.
- 3 Ajustez l'angle et la hauteur du siège pour que vous soyez assis confortablement avec les pieds à plat sur le sol.
- 4 Ajustez la hauteur et l'angle du dossier pour régler la profondeur du siège et soutenir votre bas du dos et votre dos.
- 5 Ajustez la largeur et la hauteur des accoudoirs pour que vos avant-bras reposent sur le coussin de l'accoudoir.



vela.my/GetStarted