










**MEDICA Therapie Bewegung tigo, mobi, activo**

**Übersicht THERA-Trainer tigo**

**Auswahlkriterien:**

1. soll der Bewegungstrainer in einer Institution oder zu Hause eingesetzt werden?
2. welche therapeutischen Bedürfnisse hat der Gerätenutzer? (aktives, passives Training)
3. Beintraining, Armtraining oder beides?

 <p><b>THERA-Trainer activo 574 - OHNE Motor, nur aktiv</b> Art.-Nr. A004-958 <b>Der kleine Bewegungstrainer für Arme und Beine</b> für ältere Menschen mit leichten körperlichen Beeinträchtigungen, inkl. Fusschalen mit Kurbel, Anzeige von Drehzahl pro Minute, Kalorien Anzahl Umdrehungen, Trainingszeit</p>	 <p><b>THERA-Trainer mobi 540 - MIT Motor, aktiv und passiv</b> Art.-Nr. A004-419 <b>Der kleine Bewegungstrainer für Arme und Beine</b> für ältere Menschen mit leichten körperlichen inkl. Fusschalen mit Kurbel Fernbedienung mit 2,7"-Farbbildschirm mit verschiedenen Funktionen</p>
---	---

Mit Haltegriff	Mit Oberkörpertrainer
 <p><b>THERA-Trainer tigo 502</b> Art.-Nr. A002-282 <b>Der Beintrainer, einfache Ausstattung</b> inkl. Fusschalen mit 2-stufiger Radiuseinstellung, Standfuss mit Transportrollen, Beinsicherung Haltegriff, Fernbedienung mit 2,7"-Farbbildschirm</p>	 <p><b>THERA-Trainer tigo 530</b> Art.-Nr. A002-670 <b>Der Kombitrainer in der einfachen Ausstattung</b> inkl. Fusschalen mit 2-stufiger Radiuseinstellung, Standfuss mit Transportrollen, Beinsicherung OK-Trainer mit langen Kurbeln, Haltegriffadapter, Therapiegriffe, Fernbedienung mit 2,7"-Farbbildschirm</p>
 <p><b>THERA-Trainer tigo 532</b> Art.-Nr. A002-214 <b>Der hochwertige Beintrainer in der Grundausrüstung</b> inkl. Fusschalen mit 2-Stufiger Radiuseinstellung, Standfuss mit Transportrollen, Haltegriff, Farbbildschirm 5,7", Softwarepaket Cycling Einzeltherapie</p>	 <p><b>THERA-Trainer tigo 534</b> Art.-Nr. A002-818 <b>Der Kombitrainer in der Grundausrüstung</b> inkl. Fusschalen mit 2-stufiger Radiuseinstellung, Standfuss mit Transportrollen, Beinsicherung OK-Trainer mit langen Kurbeln, Haltegriffadaptern, Therapiegriffe, Farbbildschirm 5,7", Softwarepaket Cycling Einzeltherapie</p>
 <p><b>THERA-Trainer tigo 504</b> Art.-Nr. A002-280 <b>Der hochwertige Beintrainer</b> inkl. Fusschalen mit stufenloser Radiuseinstellung, Standfuss mit Transportrollen, Beinsicherung Fussicherung, Kippsicherung, Haltegriff, Farbbildschirm 5,7", Softwarepaket Cycling Einzeltherapie</p>	 <p><b>THERA-Trainer tigo 508</b> Art.-Nr. A002-281 <b>Der hochwertige Kombitrainer für Beine und Oberkörper</b> inkl. Fusschalen mit stufenloser Radiuseinstellung, Standfuss mit Transportrollen, Bein- und Fussicherung Kippsicherung, OK-Trainer mit langen Kurbeln, Haltegriffadapter, Therapiegriffe, Manschetten, Farbbildschirm 5,7", Softwarepaket Cycling Einzeltherapie</p>
 <p><b>THERA-Trainer tigo 506</b> Art.-Nr. A002-277 <b>Der professionelle Beintrainer</b> inkl. Fusschalen mit stufenloser Radiuseinstellung, Standfuss mit Transportrollen, Beinsicherung, Fussicherung, Kippsicherung, Haltegriff, Farbbildschirm 10,4" inkl. Touch-Funktion, Softwarepaket Cycling Einzeltherapie</p>	 <p><b>THERA-Trainer tigo 510</b> Art.-Nr. A002-278 <b>Der professionelle Kombitrainer für Beine und Oberkörper</b> inkl. Fusschalen mit stufenloser Radiuseinstellung, Standfuss mit Transportrollen, Bein- und Fussicherung Kippsicherung, Armauflagen, Manschetten, Farbbildschirm 10,4" inkl. Touch-Funktion, Softwarepaket Cycling Einzeltherapie</p>