


TAiMA M Eco – Explosionszeichnung



01. 500218, Achse Schwenkrad mit Stop-Mutter
02. 500516, Rad, vorne/hinten, 8", Bereifung dunkelgrau, 8 Speichen
03. 290089, Radgabel Set kplt.
04. 290090, Abdeckkappe Radaufhängung Set, kplt.
07. 290010, Netztasche
290291, Rollatortasche (Größe M)
08. 290020, Sitzbespannung, schwarz, inkl. Schienen
09. 290021, Abdeckkappe, Sitzrohr vorne, Set (2 Stk.)
10. 290022, Abdeckkappe, Sitzrohr hinten, Set (2 Stk.)
11. 290118, Rückengurt Standard kplt.
290126, Rückengurt, Komfort, kplt.
12. 290024, Entriegelungsknopf inkl. Mutter
13. 290071, Schiebegriff links, inkl. Handgriff, Bremshebel, Bremszug
14. 290072, Schiebegriff rechts, inkl. Handgriff, Bremshebel, Bremszug
15. 290029, Verlängerte Schiebegriffe TAiMA
16. 290016, Handgriff, links/rechts
17. 290017, Bremshebel Set links, ohne Bremszug
18. 290014, Bremshebel Set rechts, ohne Bremszug
19. 290015, Bremszug Set (2 Stk.)
20. 290028, Einhandbremse Umrüstsatz
21. 290032, Halteclip-Bremszugführung, Kunststoff
22. 290019, Feststellschraube Schiebegriff, Set (2 Stk.)
23. 290037, Bremsklotz Set kplt.
24. 290095, Verbindung Seitenrahmen oben, Set kplt. links
25. 290096, Verbindung Seitenrahmen oben, Set kplt. rechts
28. 290094, Stockhalter, Set aus Ober- & Unterteil