



Etac Swift/Swift Kommod/Swift freistehend Etac Smart/Edge/Easy

78292F 18-04-2012


Swift Familie




Swift Kommod




Edge/Edge niedrig




Swift freistehend



Easy



Smart/Smart niedrig



Pos	Ersatzteile		Produkt								
	Benennung	Art Nr	Edge	Edge niedrig	Swift	Swift niedrig	Swift freistehende	Swift Kommod	Easy	Smart	Smart niedrig
1	Gummifuß Edge, 3er-pack grau	8400 5057	x	x							
2	Bein Swift/Edge, kpl grau (1st)	8400 5062	x		x		x	x	x	x	
3	Knopf/Feder Edge, 3 st	8400 5058	x	x							
4	Bein niedrig, kpl grau	8400 5079		x		x					x
5	Gummifuß Swift, 4 st grau	8400 5063			x	x	x	x	x	x	x
6	Knopf/Feder 4 st Swift	8400 5055			x	x	x	x	x	x	x
7	Gummifuß Swift, 4 st grün	8400 5053			x						
8	Bein Swift, kpl grün (1st)	8400 5054			x						
9	Sperrknopf Swift/Edge	8400 5078	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Rücklehne Swift, grau Rücklehne Swift, grün	8400 5069 8170 1120			x x	x		x			
11	Armlehne Swift, grau Armlehne Swift, grün	8400 5074 8170 1110			x x	x	x	x			
12	Softrücken Swift Kommod, schwarz	8400 5065						x			
13	Toilettenpfanne Swift Kommod	8400 5066						x			
14	Softsitz Swift Kommod, grau	8400 5064						x			
15	Deckel mit handgr Swift Kommod	8400 5067						x			
16	Becken mit Deckel Swift Kommod	8400 5068						x			