



PROMEFA®

VARILITE®

Kissen

Kissen	Dekubitus Risiko	Ventil	Kammern	Höhe	Bezug	Positionieren	Benutzergruppe
(Luft-Schaumstoff)							
MERIDIAN	tief bis hoch	2x standard	2 vorne + hinten	7 cm	Standard	-	Neuro- und motorische Funktionsstörungen, MS, Hemi-Plegiker cerebrale Lähmungen + traumatische Gehirnverletzungen
MERIDIAN CPB	tief bis hoch	2x standard	2 vorne + hinten	10 cm	Standard	symmetrisch möglich	Neuro- und motorische Funktionsstörungen, MS, Hemi-Plegiker cerebrale Lähmungen + traumatische Gehirnverletzungen
EVOLUTION	tief bis mittel	1x PSV	1	7 cm	Standard	-	Neuro- und motorische Funktionsstörungen, MS, Hemi-Plegiker cerebrale Lähmungen + traumatische Gehirnverletzungen
EVOLUTION CPB	tief bis mittel	1x PSV	1	10 cm	Standard	symmetrisch möglich	Neuro- und motorische Funktionsstörungen, MS, Hemi-Plegiker cerebrale Lähmungen + traumatische Gehirnverletzungen
PROFORM NX	tief bis hoch	2x standard	2 links + rechts	10 cm	Standard	symm. + asymm. möglich	Beckenschiefstand, unterschiedlichen Beinlängen, Amputationen
SOLO PSV	tief bis gering	1x PSV	1	7 cm	Standard	-	Paraplegiker, Durchblutungsstörungen, Kinder und ältere Personen
ZOID	tief bis gering	1x standard	1	5 cm	Standard	-	aktive Personen ultraleichtes Kissen mit niedrigem Profil
REFLEX D	tief bis gering	-	1	7 cm	Inkontinenz	-	Altersheime, Spitäler wo keine Voreinstellung nötig ! KEINE WARTUNG nötig
STRATUS	tief bis (gering)	1x standard	1	5 cm	Standard	-	aktive Personen ultraleichtes Kissen mit niedrigem Profil