

TAiMA – so geht Rollator



TAiMA M-ECO

Leichtgewicht Rollator

Der TAiMA M-ECO ist der ideale Leichtgewicht-Rollator für die Kassenversorgung oder als Zweit-Rollator. Er verfügt bereits im Standard über die wesentlichen Ausstattungsmerkmale, die einen guten Rollator ausmachen.

Produkt -Ausstattung:

- Belastbar bis 150 kg
- Robuster Stahlrohr-Rahmen
- Inklusive Rückenbügel, Einkaufsnetz und Gehstockhalter
- Ergogriffe
- Einfach faltbar und verriegelbar
- Steht auch in gefaltetem Zustand
- mit Ankipphilfe zum leichten Überwinden von Hindernissen
- Lenkungsdämpfer für mehr Komfort

Abmessung (L x B x H mm)	Gewicht	Belastbarkeit max.	Höhenverstellung	Farben
680 x 630 x 790 – 950 gefalteter 230 (B) Sitz 200 x 450 x 590 (T x B x H) Rad 200 x 35 (H x B)	7.8 kg (ohne Zubehör)	150 kg Rollator 5 kg Netztasche	5 fach jeweils 40mm	Anthrazit Metallic

TAiMA M-ECO - Zubehör



Rollatortasche

Artikel-Nr.

Grösse M - belastbar bis 15 kg

290101



Einhandbremse

Artikel-Nr.

links/rechts einsetzbar - Nachrüstsatz

290028

werkseitig montiert - rechts

290104

werkseitig montiert - links

290105



Schiebegriffe verlängert

Artikel-Nr.

Umrüstsatz

290029

werksseitig montiert

290106



Rückengurt Komfort

Artikel-Nr.

gepolstert

290038



Regenschirm

Artikel-Nr.

rot

290270

macchiato

290271