



VARILITE®

- Becken-, Rumpf-, Schulter- und Thoraxstütze
- schnell und einfach installiert, verstellbar

Rückensystem


VARILITE® ICON Deep
Rückensystem für Rollstuhlfahrer
mit maximalem Stützbedarf.

Schaumstoffummantelung an oberer Kante



ICON DEEP™

In 4 Tiefen einstellbar, max. 14cm



Wartung: Ventil wöchentlich aufdrehen

ICON™ Deep Breite cm (ohne Polster)	35	38	40	43	45	50
für Rollstuhlbreite	33-38	35-40	38-43	40-45	43-48	48-53
A) Rückenhöhe	43	46	49	52	55	60
B) Aussenbreite	32	36	39	41	44	50
C) Innenbreite	30	34	37	39	42	48
D) Konturtiefe	15	15	15	15	15	15
E) Höhenverstellung	9	11	11	11	11	11
F) Rückenkante unten bis Öffnung unterste Position	6	6	8	8	9	9
G) Rückenkante unten bis Öffnung oberste Position	24	27	28	28	29	29
H) Höhe Seitenstütze	29	32	35	36	38	41
Art.-Nr.	4400 421410	4400 421510	4400 421610	4400 421710	4400 421810	4400 422010

promefa
Vertrauen entscheidet

Importeur: PROMEFA AG Kasernenstrasse 3A CH-8184 Bachenbülach
www.promefa.ch promefa@promefa.ch

03.22