



VARILITE®

- Becken-, Rumpf- und Schulterstütze
- schnell und einfach installiert, verstellbar

Rückensystem



VARILITE® ICON Tall

Rückensystem für Rollstuhlfahrer, die eine Stütze bis und mit Schulterblatt benötigen.

Schaumstoffummantelung an oberer Kante



In 4 Tiefen einstellbar, max. 14cm



Wartung: Ventil wöchentlich aufdrehen

ICON™ Tall Breite cm (ohne Polster)	30	35	38	40	43	45	50
für Rollstuhlbreite	28-33	33-38	35-40	38-43	40-45	43-48	48-53
A) Rückenhöhe	37	43	46	49	52	55	60
B) Aussenbreite	24	29	31	34	37	39	44
C) Innenbreite	22	27	29	32	35	37	42
D) Konturtiefe	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
E) Höhenverstellung	9	9	11	11	11	11	11
F) Rückenkeite unten bis Öffnung unterste Position	5	6	6	8	8	9	9
G) Rückenkeite unten bis Öffnung oberste Position	23	24	27	28	28	29	29
Art.-Nr.	4400 221210	4400 221410	4400 221510	4400 221610	4400 221710	4400 221810	4400 222010

ICON TALL™