



VELA Tango 300 & 300EI

Der VELA Tango 300 mit höhenverstellbarer Gasfeder ist leicht und schnell an mehrere Benutzer anpassbar, beispielsweise in der Rehabilitation oder in Tageszentren.



VELA Tango 300

Der VELA Tango 300EI bietet zusätzliche Unterstützung beim Ein- und Aussteigen. Die stufenlose, elektrische Höhenverstellung sorgt für eine sichere und komfortable Änderung der Sitzhöhe.



VELA Tango 300EI

Der VELA Tango 300 wurde für Benutzer bis zu einem Gewicht von 200 kg entwickelt. Ziel ist, das Aktivitätsniveau und die Unabhängigkeit des Benutzers zu erhalten. Ein einzigartiges Bremssystem sorgt für stabilen Halt und kann Dank robustem Aufbau auch unruhigem und sehr aktivem Gebrauch standhalten. Reibungslos laufende Rollen vermitteln ein schwebendes Fahrgefühl.

Der VELA Tango 300 ist besonders für übergewichtige Benutzer und Anwender mit unwillkürlichen Bewegungen wie Spastiken geeignet. Alle Teile des Stuhles sind aus strapazierfähigen und verschleißfesten Materialien gefertigt, somit kann der VELA Tango 300 für alle täglichen Aktivitäten genutzt werden. Dies gilt für den Bereich der Rehabilitation aber auch zu Hause oder am Arbeitsplatz.

Die stabile Armlehne und das Bremssystem bieten enorme Sicherheit beim Ein- und Aussteigen, selbst wenn sich der Benutzer mit seinem gesamten Gewicht auf der Halterung abstützt. Der Abstand sowie die Richtungsstabilität der Räder ermöglicht ein einfaches Fortbewegen ohne fremde Hilfe.

Die Sitzhöhe, Rückenlehne und Armlehnen lassen sich einfach verstellen, somit schafft der Benutzer eine individuell angepasste Sitzhaltung.

Der VELA Tango 300EI bietet zusätzlich die Möglichkeit, die Sitzhöhe zu verschiedenen Aktivitäten elektrisch anzupassen, während der Anwender auf dem Stuhl sitzt.

VORTEILE

- :: Der VELA Tango 300 wird für Menschen mit Übergewicht und Diagnosen wie Spastiken oder Laufeinschränkungen empfohlen
- :: Stabiler und unterstützender Arbeitsstuhl für alltägliche Aufgaben, beispielsweise in der Küche
- :: Stabiler Rahmen und Zentralbremse gewährleisten Sicherheit für diejenigen, die in ihrer Bewegung eingeschränkt sind
- :: Es ist möglich sitzend zu "laufen"
- :: Der ergonomische Sitz und die Rückenlehne generieren eine optimale Sitzposition

STANDARD KONFIGURATION

	VELA Tango 300	VELA Tango 300EI	
MAßE UND GEWICHT	Höhenverstellung	Permanente Höhe oder 150 mm Bewegung mittels Gas (optional)	150mm oder 200mm
	Sitzhöhe	bei. fast højde 42-52 cm (Einstellung mit Werkzeug) bei. 150 mm gas: 44-59 cm	bei. 150 mm: 42-57 cm bei. 200 mm: 49-69 cm
	Sitz, Breite x Tiefe	58x48 cm (XXX-Sitz)	58 x 48 cm (XXX-Sitz)
	Sitztiefe	46-56 cm	46-56 cm
	Rückenlehne, Höhe x Tiefe	38x43 cm (CX-Rückseite)	38 x 43 cm (CX-Rückseite)
	Höheneinst. der Rückenlehne (Einstellung mit Werkzeug)	0-15 cm	0-15 cm
	Armlehnenpolster	7 x 35 cm	7 x 35 cm
	Armlehnenhöhe (Einstellung mit Werkzeug)	0-24 cm og 0-34 cm	0-24 cm og 0-34 cm
	Entfernung zwischen Armlehnen (Einstellung mit Werkzeug)	53-64 cm	53-64 cm
	Rahmengröße	58 x 58 cm	58 x 58 cm
	Stuhlgewicht	29 kg	37 kg
	Max. Belastung	200 kg (Gas 175 kg)	200 kg

Alle VELA-Stühle sind gemäß den geltenden Normen mit der CE-Kennzeichnung versehen. Serienmäßig wird der VELA Tango mit einer Sitzfläche aus schwarzem Phoenix Gewebe geliefert. Dies ist extrem strapazierfähig, atmungsaktiv und komfortabel.

Aus über 300 verschiedenen Textilstoffen und Farben können allerdings auch individuelle Wünsche respektiert werden. So wird neben diversen Schaumstoffbezügen u.a. auch Kunstleder angeboten.

ZUBEHÖR UND SONDERLÖSUNGEN

Die komplette Palette von VELA-Stühlen kann mit einer großen Auswahl an Zubehör und Speziallösungen für alle individuellen Bedürfnisse des Nutzers angepasst und geliefert werden.

Diese Lösungen beziehen sich auf Polsterung, Komfort, Unterstützung, Druckentlastung, Steuerung und elektrische Einstellungen.

Eine vollständige Liste der Zubehörteile und Beschreibungen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

ARBEITSUMGEBUNG

- :: Die Höhenverstellung unterstützt das Einnehmen einer optimalen Sitzposition, z.B bei Mahlzeiten oder Ankleiden.
- :: Die Höhenverstellung ermöglicht es, dass der Stuhl auf die Höhe eines Bettes oder Stuhls gebracht werden kann um ein Ein- und Aussteigen zu erleichtern.
- :: Die Höhenverstellung lässt sich zudem leicht und ohne viel Bewegungsaufwand bedienen



Zubehörbeispiel eines VELA Tango 300