



# VELA Tango 700 & 700E




VELA Tango 700

Active Sitz und Rückenlehne (Medium)



VELA Tango 700E

Contour Sitz und Rückenlehne (Medium)



Videoanleitung:  
[vl1935.dk/t700de](https://www.vela.eu/vl1935.dk/t700de)

Die Stühle VELA Tango 700/700E sind die neuesten Modelle des beliebten VELA-Stuhls. Das benutzerfreundlichen Design bietet Unabhängigkeit zu Hause und bei der Arbeit. Wenn Sie sich in einen VELA-Stuhl setzen, können Sie Ihre gewohnten Tätigkeiten sicher und bequem ausüben, ohne dass Sie dabei Ihre Kraft und Energie verbrauchen. Und das alles dank der sicheren Handbremse, leicht rollenden Rädern und einem stabilem Sitzkomfort.

Der VELA Tango 700E verfügt über eine elektrisch integrierte Aufstehhilfe, die sich per Knopfdruck auf und ab bewegt. Somit erreichen Sie problemlos Gegenstände in unterschiedlichen Höhen, egal ob im obersten Regal oder tief im Schrank.

Die elektrische Stehhilfe unterstützt das Aufstehen vom Stuhl enorm. Wenn Sie eine gute Balance und Kraft in den Beinen haben, um eine manuelle Höhenverstellung zu benutzen, können Sie sich für einen VELA Tango 700 entscheiden.

Dank der weichen und großen Räder lässt sich der Stuhl auch auf Fliesen und unebenen Böden sicher und leichtgängig bewegen. Darüber hinaus ist der Stuhl in verschiedenen Sitzhöhen erhältlich, damit er perfekt zu Ihrer Körpergröße passt.

Die Handbremse bietet Sicherheit bei alltäglichen Aktivitäten, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass der Stuhl unter Ihnen wegrollt. VELA entwickelte zwei neue Serien mit ergonomisch geformten Sitzen und Rückenlehnen, die Ihren Bedürfnissen nach Komfort und Unterstützung gerecht werden. Für weitere Informationen blättern Sie bitte die Seite um.

## VORTEILE

- :: Setzen Sie sich und verrichten Sie Ihre gewohnten Tätigkeiten, ohne Ihre Energie zu verbrauchen
- :: Sanfte und benutzerfreundliche, elektrische, integrierte Aufstehhilfe, die eine sichere und einfache Höhenverstellung des Stuhls gewährleistet
- :: Stabiler und sicherer Stuhl mit Zentralbremse und stützenden Armlehnen
- :: Sicheres und bequemes "laufen-trip-peln" mit dem Stuhl
- :: Hervorragender Halt und Sitzkomfort

## STANDARDKONFIGURATION



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

	VELA Tango 700	VELA Tango 700E
<b>Höhenverstellung</b>	Gasfeder 100 mm, 150 mm or 200 mm Bewegung	Elektrisch: 200 mm oder 300 mm Bewegung
<b>Sitzhöhe</b> (Gemessen von der Unterkante des Sitzes) Je nach Art des Sitzes ist die folgende Höhe zu addieren: Active-sitz: +6,0 cm Contour-sitz: +8,0 cm  <i>Alle Sitzhöhen sind ohne Gewichtsbelastung gemessen</i>	at 100 mm: 32,5-42,5 cm, 34,5-44,5 cm, 36,5-46,5 cm at 150 mm: 36,5-51,5 cm, <b>38-53 cm</b> 40-55 cm, 42-57 cm at 200 mm: 43-63 cm, 45-65 cm 47-67 cm, 49-69 cm	at 200 mm: 35-55 cm, <b>36,5-56,5 cm</b> 38,5-58,5 cm, 40,5-60,5 cm, 42,5-62,5 cm at 300 mm: 41,5-71,5 cm, 43-73 cm 45-75 cm, 47-77 cm, 49-79 cm
<b>Sitz, Breite x Tiefe</b>	Small: 40 × 40 cm <b>Medium: 44 × 44 cm</b> Large: 47 × 47 cm X-large: 49 × 49 cm	Small: 40 × 40 cm <b>Medium: 44 × 44 cm</b> Large: 47 × 47 cm X-large: 49 × 49 cm
<b>Sitzneigung</b>	10° vorwärts, 15° rückwärts	10° vorwärts, 15° rückwärts
<b>Rückenlehne, Breite x Höhe</b>	<b>Active:</b> Small: 38 × 22 cm <b>Medium: 38 × 30 cm</b> Large: 40 × 40 cm X-large: 40 × 45 cm <b>Contour:</b> Medium: 35 × 38 cm Large: 38 × 43 cm X-large: 40 × 48 cm	<b>Active:</b> Small: 38 × 22 cm <b>Medium: 38 × 30 cm</b> Large: 40 × 40 cm X-large: 40 × 45 cm <b>Contour:</b> Medium: 35 × 38 cm Large: 38 × 43 cm X-large: 40 × 48 cm
<b>Neigung der Rückenlehne</b>	4° vorwärts, 22° rückwärts	4° vorwärts, 22° rückwärts
<b>Höhenverstellung der Rückenlehne</b>	10 cm	10 cm
<b>Armlehne (PU-Polsterung), Breite x Länge</b>	9 × 25 cm	9 × 25 cm
<b>Armlehne, höhenverstellbar</b>	14-25 cm (klappbare Armlehnen sind Zubehör)	14-25 cm (klappbare Armlehnen sind Zubehör)
<b>Abstand zwischen den Armlehnen, einstellbar</b>	38,5-52,5 cm	38,5-52,5 cm
<b>Größe des Gestells</b>	55 × 55 cm	55 × 55 cm
<b>Gewicht des Stuhls</b>	<b>27 kg</b>	<b>34,5 kg</b>
<b>Maximale Gewichtsbelastung</b>	160 kg	160 kg
<b>Max. Empfohlenes Benutzergewicht</b>	130 kg	130 kg
<b>Sitzrotation</b>	90° nach rechts/90° nach links (Rotation kann abbestellt werden)	90° nach rechts/90° nach links (Rotation kann abbestellt werden)
<b>Art.-Nr.</b>	71001	71011

\*Standardabmessungen sind fett gedruckt

Hinweis: Alle Zahlen sind auf 0,5 cm gerundet.

### HOHER SITZKOMFORT

Bei einem VELA Tango 700/700E haben Sie die Wahl zwischen zwei verschiedenen Serien von ergonomischen Sitzen und Rückenlehnen:

Die 'Aktive'-Sitze und -Rückenlehnen bieten hohen Komfort und leichte Unterstützung. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich, um sich Ihrem Körper und Ihren Bedürfnissen anzupassen.

Contour"-Sitze und -Rückenlehnen bieten hervorragenden Komfort und ein hohes Maß an Unterstützung. Sowohl der Sitz als auch die Rückenlehne haben eine geformte Seitenstütze, die Ihre Sitzposition stabilisiert.

Der VELA Tango 700/700E wird standardmäßig mit dem Stoff Main Line Plus bezogen, der sich durch eine hohe Verschleißfestigkeit, guten Komfort und gute Reinigungsfähigkeit auszeichnet.

### HOHE QUALITÄT MADE IN DÄNEMARK SEIT 1935

Bei VELA stellen wir Qualitätsprodukte für den sitzenden Menschen her. Unser Ziel ist es, das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Menschen, die unsere Produkte benutzen, zu verbessern.

Wir berücksichtigen, dass unsere Stühle oft viele Stunden täglich einer starken Beanspruchung ausgesetzt sind. Deshalb verwendet VELA robuste mechanische Teile und die Stühle sind mit besonders haltbaren Materialien bezogen, damit sie viele Jahre lang sauber und funktionstüchtig bleiben.

Alle VELA-Stühle sind CE-gekennzeichnet und entsprechen den geltenden EU-Vorschriften. Darüber hinaus sind wir nach ISO9001 und ISO14001 zertifiziert, international anerkannte Standards für Umwelt und Qualität.