

# VERTIC'HOME

Hilfe zum Aufstehen und Verschieben



Neu




  
**HMS - VILGO**  
fabricants de matériel médical



## PRODUKTE-VORTEILE

abnehmbare Haken für Gurten (Option)



Ergonomische Handgriffe, höhenverstellbar



schwenkbare Beinstützen, höhenverstellbar



bremsbare Doppel-Lenkrollen



Kippsicherung



rutschfestes Fussbrett

### Vorteile



- 1 Ermöglicht verlängertes Stehen (für therapeutische Zielsetzung) dank Gurte, Beinstützen und Haltestange
- 2 Die Kippsicherung garantiert Sicherheit beim Stehen
- 3 Verschieben einer stehenden Person problemlos möglich mit nur 1 Hilfsperson.

Ausgezeichnete Handhabung beim Verschieben der stehenden Person dank den Doppel-Lenkrollen. Die Kippsicherung, wenn nötig zusammen mit der Bremse, garantiert hohe Sicherheit.

### Technische Daten

- Vorderräder Ø 100 mm
- Hinterräder Doppel-Lenkrollen bremsbar, Ø 75 mm
- rutschfestes Fussbrett
- ausziehbare Kippsicherung
- ergonomische Handgriffe, höhenverstellbar in 8 Positionen
- schwenkbare Beinstützen, höhenverstellbar in 8 Positionen
- Haltestange abnehmbar

#### Zubehör:

Gurte Vertic'Home  
Art.-Nr. 5010043

- ISO 9001 Version 2008:
  - Produktkonformität : CE
  - NF EN 1441
  - NF EN 14971

### Masse



135



49 x 58



7



H90 x 108 xB41



H107 x 124 xB41



H42 à 60



18 kg

VERTIC'HOME

Importeur für die Schweiz:

**PROMEFA®**

Telefon 044 872 97 79  
promefa@promefa.ch  
www.promefa.ch