


## Die innovative Rampe


### Vorteile:

- rutschfeste Oberfläche
- für alle Scooter und Rollstühle
- leicht zu tragen, da 2-teilig
- einfach zusammensetzbar
- rastet ein, wenn zusammengefaltet



### Zubehör

Verbindungsträger, verbindet 2 Aerolight-Rampen  
Art.-Nr. AJ4



### Neue Material-Technologie

leicht und höher belastbar



Art.-Nr.	Länge	Breite	Belastbarkeit	Gewicht	Masse gefaltet (L x B x H)
AL18	180cm	74cm	350kg	8kg	95x37x25cm
AL21	210cm	74cm	300kg	9kg	110x37x25cm
AL24	240cm	74cm	250kg	10kg	125x37x25cm
AL27	270cm	74cm	250kg	11kg	140x37x25cm

