

S.P.A. Collection

Safe. Personal. Assistance.



Etac Rex Toilettenarmstützen

Für ein sicheres Gefühl

etac[®]

Etac Rex Toilettenarmstütze

Für ein modernes und stilvolles Ambiente.

Passend für alle Badezimmer

Etac Rex ist eine stabile und sichere Toilettenarmstütze für maximale Sicherheit rund um die Toilette. Aufgrund des intelligenten Design braucht die Toilettenarmstütze in senkrechter Stellung nur sehr wenig Platz. Sie liegt eng an der Wand an und ist nicht im Weg. Und dank der gewinkelten Form ist sie stets leicht zu erreichen und einfach zu greifen. Sie ist ausserdem so konstruiert, dass sie sanft und schnell heruntergeklappt werden kann. Etac Rex ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, um einen stabilen Halt und eine sichere Unterstützung zu geben, wenn sie am dringendsten benötigt wird.

Eine Stütze für Sie

Etac Rex gibt es in drei verschiedenen Längen und kann mit oder ohne Stützbein bestellt werden. Wählen Sie eine Variante, die zu Ihnen, Ihrem Badezimmer und Ihren Anforderungen passt. Mit Stützbein erhöht sich die Belastbarkeit auf ein Benutzergewicht von 150 kg. Etac Rex lässt sich ganz einfach an der Wand montieren und fügt sich harmonisch in die Badezimmerumgebung ein.



Etac Rex gibt es in drei verschiedenen Längen und kann mit oder ohne Stützbein bestellt werden.

Artikel

- Rex Toilettenarmstütze 60cm
- Rex Toilettenarmstütze 70cm
- Rex Toilettenarmstütze 85cm

mit Stützbein

- Rex Toilettenarmstütze 70cm
- Rex Toilettenarmstütze 85cm

Gewicht:

- 60 cm: 2,7 kg
- 70 cm: 2,9 kg
- 85 cm: 3,3 kg
- Stützbein: 0,7 kg

Art.-Nr.

- 8170 5010
- 8170 5020
- 8170 5040

- 8170 5030
- 8170 5050

Material:

Aluminium, Polyurethan,
ABS Kunststoff, Polypropylen
Aluminium, Polyamid, TPE,
Rostfreier Edelstahl

Stützbein:

Farbe:

Weiss mit grauen Applikationen

Max. Belastbarkeit:

Etac Rex 60/70 cm: 135 kg
Etac Rex 85 cm: 100 kg
mit Stützbein: 150 kg



Reinigen Sie das Produkt mit einem lösungsmittelfreien Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 9 oder mit einer 70 %igen Desinfektionslösung. Kann bei max. 85°C/185°F dekontaminiert werden.

Produktvorteile



Komfortabler Griff

Die dreieckige Form der Toilettenarmstütze sorgt für einen ergonomischen und natürlichen Halt.



Einfach zu reinigen

Mit seinen klaren, glatten Flächen ist die Toilettenarmstütze sowohl formschön als auch einfach zu reinigen.



Stabil und sicher

Die hohe Qualität von Material und Konstruktion geben Sicherheit, wenn man sie am meisten braucht. Etac Rex gibt es auch mit Stützbein, wenn zusätzliche Stabilität erforderlich ist.



Kompakt und leicht

Die Toilettenarmstütze benötigt in senkrechter Stellung nur wenig Platz. Aufgrund der gewinkelten Form ist er jedoch einfach zu erreichen, lässt sich leicht greifen und herunterklappen.



Zubehör



Toilettenpapierhalter

Toilettenpapierhalter aus rostfreiem Edelstahl montiert an der Armauflage. 8170 6001



Utensilienkorb

An der Armauflage montierter Utensilienkorb aus Polyestergerewebe mit Edelstahlhalterung. 8170 6003



Schraubensatz

Befestigungssatz für die Montage der Toilettenarmstütze

Fischer Dübel UX R 10
T6S 8x80 DIN 571 A2 8170 6004



Safe. Personal. Assistance.

Etac S.P.A. Die Kollektion besteht aus
Rex Toilettenarmstütze, Flex Haltegriffe und Relax Wandduschsitz.
Alle haben ihre einzigartige Funktion, wirken aber zusammen,
um Ihr Badezimmer so komfortabel, schön und sicher wie
möglich zu machen. Und damit Sie weiterhin Sie selbst sein können.
Wir geben Ihnen Halt. Bleiben Sie Sie selbst.

Lean on us. Stay yourself.


Creating Possibilities