

# TAiMA - so geht Rollator



Wir gestalten Mobilität.

## TAiMA M-ECO. Der Preisbewusste



**Ausstattung:**

- >> Einkaufsnetz (bis 5 kg)
- >> Rückenbügel
- >> Ankipphilfe zum leichten Überwinden von Hindernissen
- >> Gehstockhalter
- >> Lenkungsdämpfer für mehr Komfort



Farbe	Anthrazit metallic
Rahmen	Stahl
Höhe	79–95
Höhe gefaltet	81
Sitzhöhe	59
Sitzbreite	45
Länge	68
Breite	63
Breite gefaltet	23
Max. Belastbarkeit	150
Griffhöhe verstellbar	5 x 4
Radgrösse	20 x 3,5
max. Zuladung Tasche	5
Gewicht	7,8*