



AirLITE® Kissen Neue Generation



ROHO hat bei der Weiterentwicklung des AirLITE auf Sie gehört!

- erhöhter Schutz und Komfort Dank Luftkammern
- weicherer, noch anschmiegsamerer Schaumstoff
- reduzierte vordere Höhe für besseren Transfer
- ausgeprägte Positionierung mit tiefen Beinmulden



...alles zu einem günstigeren Preis!

Erhöhter Schutz vor „Durchsitzen“

Die ROHO AIR FLOATATION™-Luftkammern, welche unter den Sitzbeinen eingebaut sind, wurden durch Zelle-zu-Zelle Luftzirkulation aufgewertet. Schützt dauerhaft bei langem Sitzen.

Weicherer Schaumstoff, erhöhter Komfort


Insgesamt wurde die Schaumstoffhärte angepasst, wodurch sich das Kissen sanfter den Körperkonturen anschmiegt.

Stabilität mit Komfort kombiniert

Das neue AirLITE erleichtert Transfers, indem Vorderteil und Mitte des Kissens herabgesetzt wurden, während die Vertiefung der Beinmulden eine starke Positionierung erlaubt. Dies vermittelt ein angenehmes und sicheres Sitzgefühl.

Inkontinenzbezug

Der Bezug mit neuem Design und abgedecktem Reissverschluss ist flüssigkeitsabweisend, wechselbar, 2-Weg elastisch und hat einen rutschfesten Boden.



Erhöhter Komfort und Sicherheit

Dank untereinander verbundenen, im Schaumstoff integrierten Luftkammern, wird ein Durchsitzen der Sitzbeine vermieden. Kein Einstellen der Luftzellen erforderlich.

Größen

Art.-Nr.	B	T	Art.-Nr.	B	T	Art.-Nr.	B	T
AL1313HD	33.0 cm	33.0 cm	AL1616HD	40.5 cm	40.5 cm	AL1818HD	45.5 cm	45.5 cm
AL1315HD	33.0 cm	38.0 cm	AL1618HD	40.5 cm	45.5 cm	AL1820HD	45.5 cm	51.0 cm
AL1414HD	35.5 cm	35.5 cm	AL1717HD	43.0 cm	43.0 cm	AL1917HD	48.5 cm	43.0 cm
AL1416HD	35.5 cm	40.5 cm	AL1718HD	43.0 cm	45.5 cm	AL1919HD	48.5 cm	48.5 cm
AL1515HD	38.0 cm	38.0 cm	AL1720HD	43.0 cm	51.0 cm	AL2017HD	51.0 cm	43.0 cm
AL1517HD	38.0 cm	43.0 cm	AL1816HD	45.5 cm	40.5 cm	AL2018HD	51.0 cm	45.5 cm

Belastbarkeit bis 125kg

Gewicht je nach Grösse ca. 1 kg

24 Monate Garantie