



VARILITE®

EVOLUTION™ PSV mit Konturschale

Sitzsystem

Das VARILITE® Evolution PSV Kissen mit Konturschale CPB für optimale Beinführung und symmetrische Positionierung wird für Personen mit motorischen und neurologischen Funktionsstörungen, Multiple-Sklerose, Hemiplegie, zerebralen Lähmungen und traumatischen Gehirnverletzungen empfohlen.

Für die Funktion des Kissens werden drei Arten von Schaumstoff angewendet; weicher Schaumstoff für den Dekubitus empfindlichen Bereich; mittelweicher Schaumstoff zur Oberschenkelführung und zur Beckenstabilisierung; und fester Schaumstoff für die Sitzkontur und den Abduktionskeil.

Der Schaumstoff ist mit einem wasserabweisenden 4-Weg-Stretch Bezug umschlossen, welcher für eine maximale Anpassung während des Sitzens auf dem Kissen sorgt.

- mittleres bis hohes Dekubitus Risiko
- symmetrische Positionierung
- selbstregulierendes PSV-Ventil
- einfache Handhabung

Das PSV-Ventilsystem hat drei Luftentweichstufen 1-2-3. Der Benutzer sitzt auf das vollständig mit Luft gefüllte Kissen und öffnet das PSV-Ventil auf eine der voreingestellten Stufen. Die Luft entweicht hörbar. Das PSV-Ventil stoppt automatisch, wenn der Benutzer auf die gewählte Stufe eingetaucht ist. PSV-Ventil schliessen. Das Kissen ist nun optimal eingestellt.

Standard- und Inkontinenz Bezug aus atmungsaktivem 4-Weg Stretch. Schaumstoff im Innern fördert den Luftaustausch und verbessert die Druckverteilung. Bezug maschinenwaschbar, gemäss Anleitung.



Technische Spezifikationen	
Kissen Kern	Luft-Schaumstoff
Höhe	10cm
Wartung	wöchentlich Ventil aufdrehen
Einstellung	PSV Ventil / 1-2-3-Stufen
Kammer	1-Kammer Kissen
Belastbarkeit	max. 147 - 340kg
Garantie	2 Jahre

Konfigurationstabelle

Evolution™ PSV mit Konturschale CPB

SBxST in cm	30x35	35x35	35x40	35x45	35x50	38x38	38x43	40x35
Kissen inkl. Standardbezug	71503 112141	71503 114141	71503 114161	71503 114181	71503 114201	71503 115151	71503 115171	71503 116141
Ersatzstandardbezug	05700	05701	05702	05735	05736	05737	05738	05739
Inkontinenzbezug	05717	05718	05719	05740	05741	05742	05743	05744

SBxST in cm	40x40	40x45	40x50	43x43	45x40	45x45	45x50	50x40
Kissen inkl. Standardbezug	71503 116161	71503 116181	71503 116201	71503 117171	71503 118161	71503 118181	71503 118201	71503 120161
Ersatzstandardbezug	05703	05704	05705	05706	05707	05708	05709	05710
Inkontinenzbezug	05720	05721	05722	05723	05724	05725	05726	05727

SBxST in cm	50x45	50x50	55x45	55x50	60x45	60x50		
Kissen inkl. Standardbezug	71503 120181	71503 120201	71803 122181	71803 122201	71803 124181	71803 124201		
Ersatzstandardbezug	05711	05712	05713	05714	05715	05716		
Inkontinenzbezug	05728	05729	05730	05731	05732	05734		

PROMEFA®

Importeur: PROMEFA AG, Steinackerstrasse 7, 8180 Bülach
www.promeфа.ch promeфа@promeфа.ch

01.18