

Sitzsystem

Das VARILITE® Evolution PSV Kissen wird für Personen mit **motorischen und neurologischen Funktionsstörungen, Multiple-Sklerose, Hemiplegie, zerebralen Lähmungen und traumatischen Gehirnverletzungen empfohlen.**

Für die Funktion des Kissens werden drei Arten von Schaumstoff angewendet; weicher Schaumstoff für den Dekubitus empfindlichen Bereich; mittelweicher Schaumstoff zur Oberschenkelführung und zur Beckenstabilisierung; und fester Schaumstoff für die Sitzkontur und den Abduktionskeil.

Der Schaumstoff ist mit einem wasserabweisenden 4-Weg-Stretch Bezug umschlossen, welcher für eine maximale Anpassung während des Sitzens auf dem Kissen sorgt.

- **mittleres bis hohes Dekubitus Risiko**
- **selbstregulierendes PSV-Ventil**
- **geringes Gewicht**
- **einfache Handhabung**

Das PSV-Ventilsystem hat drei Luftentweichstufen 1-2-3. Der Benutzer sitzt auf das vollständig mit Luft gefüllte Kissen und öffnet das PSV-Ventil auf eine der voreingestellten Stufen. Die Luft entweicht hörbar. Das PSV-Ventil stoppt automatisch, wenn der Benutzer auf die gewählte Stufe eingetaucht ist. PSV-Ventil schliessen. Das Kissen ist nun optimal eingestellt.

Standard- und Inkontinenz Bezug aus atmungsaktivem 4-Weg Stretch.

Schaumstoff im Innern fördert den Luftaustausch und verbessert die Druckverteilung. Bezug maschinenwaschbar, gemäss Anleitung.



Technische Spezifikationen	
Kissen Kern	Luft-Schaumstoff
Höhe	7cm
Wartung	wöchentlich Ventil aufdrehen
Einstellung	PSV Ventil / 1-2-3-Stufen
Kammer	1-Kammer Kissen
Belastbarkeit	max. 147 - 340kg
Garantie	2 Jahre

Konfigurationstabelle

Evolution™ PSV

SBxST in cm	30x35	35x35	35x40	35x45	35x50	38x38	38x43	40x35
Kissen inkl. Standardbezug	72415	74415	74615	74816	74016	75515	75715	76415
Ersatzstandardbezug	04623	04643	04645	04681	04682	04683	04684	04689
Inkontinenzbezug	04624	04644	04646	04690	04691	04692	04695	04696

SBxST in cm	40x40	40x45	40x50	43x43	45x40	45x45	45x50	50x40
Kissen inkl. Standardbezug	76615	76815	76015	77715	78615	78815	78015	70615
Ersatzstandardbezug	04665	04667	04601	04640	04685	04687	04679	04605
Inkontinenzbezug	04666	04668	04602	04641	04686	04688	04680	04606

SBxST in cm	50x45	50x50	55x45	55x50	60x45	60x50		
Kissen inkl. Standardbezug	70815	70015	72815	72015	74815	74015		
Ersatzstandardbezug	04607	04599	04620	04622	04626	04628		
Inkontinenzbezug	04608	04600	04621	04625	04627	04629		