

Sitzsystem

- **hohes Dekubitus Risiko**
- **2 Standardventile**
- **geringes Gewicht**
- **einfache Handhabung**

Das VARILITE® Meridian Kissen wird für Personen mit motorischen und neurologischen Funktionsstörungen, Multiple-Sklerose, Hemiplegie, zerebralen Lähmungen und traumatischen Gehirnverletzungen empfohlen.

Für die Funktion des Kissens werden drei Arten von Schaumstoff angewendet; weicher Schaumstoff für den Dekubitus empfindlichen Bereich; mittelweicher Schaumstoff zur Oberschenkelführung und zur Beckenstabilisierung; und fester Schaumstoff für die Sitzkontur und den Abduktionskeil.

Der Schaumstoff ist mit einem wasserabweisenden 4-Weg-Stretch Bezug umschlossen, welcher für eine maximale Anpassung während des Sitzens auf dem Kissen sorgt.

Das Meridian Kissen ist ein 2-Kammer-Kissen für unabhängiges Positionieren des Beckens und der Oberschenkel. Der Benutzer sitzt auf das vollständig mit Luft gefüllte Kissen. Rechtes Ventil, welches auf die hintere Kammer führt, öffnen. Die Luft entweicht hörbar. Dies erlaubt ein maximales Eintauchen im hinteren Bereich. Ventil schliessen, sobald die Luft nicht mehr hörbar austritt. Für optimale Belastung der Oberschenkel linkes Ventil kurz öffnen. Das Kissen ist nun optimal eingestellt.

Standard- und Inkontinenz Bezug aus atmungsaktivem 4-Weg Stretch. Schaumstoff im Innern fördert den Luftaustausch und verbessert die Druckverteilung. Bezug maschinenwaschbar gemäss Anleitung.



Technische Spezifikationen	
Kissen Kern	Luft-Schaumstoff
Höhe	7cm
Wartung	wöchentlich Ventile aufdrehen
Einstellung	2 Standardventile
Kammer	2-Kammer Kissen
Belastbarkeit	max. 147 - 340kg
Garantie	2 Jahre

Konfigurationstabelle

Meridian™

SBxST in cm	30x35	35x35	35x40	35x45	35x50	38x38	38x43	40x35
Kissen inkl. Standardbezug	72000 212141	72000 214141	72000 214161	72000 214181	72000 214201	72000 215151	72000 215171	72000 216141
Ersatzstandardbezug	02517	02518	02519	02619	02620	02621	02622	02623
Inkontinenzbezug	02534	02535	02536	02624	02625	02626	02627	02628

SBxST in cm	40x40	40x45	40x50	43x43	45x40	45x45	45x50	50x40
Kissen inkl. Standardbezug	72000 216161	72000 216181	72000 216201	72000 217171	72000 218161	72000 218181	72000 218201	72000 220161
Ersatzstandardbezug	02520	02521	02522	02523	02524	02525	02526	02527
Inkontinenzbezug	02537	02538	02539	02540	02541	02542	02543	02544

SBxST in cm	50x45	50x50	55x45	55x50	60x45	60x50		
Kissen inkl. Standardbezug	72000 220181	72000 220201	72300 222181	72300 222201	72300 224181	72300 224201		
Ersatzstandardbezug	02528	02529	02530	02531	02532	02533		
Inkontinenzbezug	02545	02546	02547	02548	02549	02550		