

## FOLDY V EL PROMEFA (Patientenheber elektrisch)



200 Kg



Artikelnummer : **5010021S1**

Familie :  
**Patientenheber**

Beschreibung :  
**Elektrischer Patientenheber, 200 kg, faltbar, Tragbügel 8 Punkte, elektrische Spreizung der Füße**

Verwendung :  
für zu Hause und Heime, Institutionen  
Gebrauch im Innenbereich, Feuchtigkeit vermeiden.

Klassierung des Gerätes : I

Produktgarantie :  
5 Jahre auf Fabrikationsmängel  
(ausser Batterie)



### Technische Eigenschaften

#### Dimensionen (mm)

Siehe Seite 2

- Masse zusammengeklappt : 1340 x 650 x 400
- Verpackung : 1360 x 670 x 430

Toleranzen: dimensional 20mm - gewichtsmässig 500 g

#### Technische Beschreibung

- Struktur Stahl verschweisst (Kappen aufgeschraubt) Oberfläche Epoxy-beschichtet (blau 5010 strukturiert).
- elektrische Spreizung
- 2 Hinterräder gebremst Ø 100 mm
- 2 Zwillings-Vorderräder Ø 75 mm
- fixer Schiebegriff
- aufrechte Produktelagerung (Verschiebung auf Rollen)

#### Elektrisches System

- Hauptmotor : Motor LA43 8000N LINAK (Einklemmschutz) + elektrische und mechanische Notabsenkung.
- Schaltkasten CBJ Home LINAK, mit Notstop, integriertes Ladegerät, Kontrolllampe Batterieladung, akustisches Signal bei entladener Batterie
- Spreizmotor : Motor LA 31 2500N LINAK
- Kabeleinzugsicherung
- Netzkabel 3 m
- Fernbedienung 4 Knöpfe

Gewicht des Produkts :

**47 Kg**

Datum 1. Markteinführung : **Juli 2015**

### Etikettierung des Produktes

Vignette Rückerstattung

Vignette CE



## Dimensionen FOLDY V EL PROMEFA (elektrische Spreizung)

