

NEU

FOLDY®

**Faltbar,
Chassis einfach in 2 Teile zerlegbar**

Handlich, stabil

**Neuer Motor,
neue Elektronik**

**Einfach und
komfortabel
im Gebrauch**



Foldy gefaltet



Mechanische
Notabsenkung
bei Panne



Batterieblock
einsteckbar
und austauschbar

VILGO

Patientenheber FOLDY

EIGENSCHAFTEN

• Material :	Stahl
• Oberfläche :	Epoxy-beschichtet, Farbe blau
• Gesamtlänge gefaltet :	132 cm
• Gesamtbreite gefaltet :	62 cm
• Gesamthöhe gefaltet :	34 cm
• Gesamthöhe Tragarm oben :	200 cm
• Gesamtlänge Tragfüsse :	108 cm
• Spreizung :	55,5 - 84 cm (innen) 64,5 - 94 cm (ausser)
• Fusshöhe zum Unterfahren :	9 cm
• Breite Tragbügel (Spreizbügel gem. Bild als Zubehör) :	55 cm
• Höhe Traghaken untere Stellung (Spreizbügel) :	45 cm
• Höhe Traghaken obere Stellung (Spreizbügel) :	170 cm
• Stossbügel, 2 Positionen :	120/127 cm
• Gewicht Elektronik :	4,2 Kg
• Gewicht ohne Elektronik :	29 Kg
• Max. Hubkraft :	175 Kg
• Max. Tragkraft der Gurte :	150 Kg
• Stromversorgung :	230 V
• Stromversorgung Motor :	24 V
• Ladezeit :	4 H
• Vollgeladene Batterien haben eine Autonomie von 40 x Heben/Senken bei max. Belastung	
• Verpackung :	134 x 68 x 29 cm



VORTEILE

- Faltbar, in 2 Teile zerlegbar und damit einfach transportierbar
- Spreizbügel (Zubehör) : mit Polyurethanschaum überzogen
- Verstellbare Spreizung mit Fussbedienung
- Stossbügel höhenverstellbar
- **Neue Elektronik mit** : Notstop, elektrische Notabsenkung, Kontrolllampe Batterieladung. Batterien austauschbar, Ladegerät integriert, mechanische Notabsenkung bei Panne, akustisches Signal bei entladener Batterie, 2 Jahre Garantie des Motors, Auskuppelung der Absenkung bei Widerstand.

Ihr Fachhändler: