

Sangle réf. 20015 C



Code article : **5010116**
Code ACL : 3401542621161
Code GTIN : 3615800005154

Famille :
Accessoire lève personne

Description :
Sangle en U confort de taille standard

Usage revendiqué :
HAD – collectivité

Classe du dispositif : I

Garantie produit :
1 an contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

Voir page 2

Description technique

- Tissu maille bloquée 100% Polyester multibrins
- Sangle 40 x1,4 mm 100% Polypropylène
- Support cuisse renforcé par mousse épaisseur 10 mm
- 4 points d'accrochage (support cuisse)
- 3 points d'accrochage (support dos)
- Poignée directionnelle au dos
- Lavable en machine à 40°C

Tolérances : dimensionnelles 20mm

Poids du produit :

0,560 Kg

Date de 1ère mise sur le marché : **Avant 1998**

Version mise sur le marché le 08/2017

Etiquetage produit

Vignette de remboursement



Vignette CE



REF.	MAXI
20014 - sangle en U flat	200KG
20015 C - sangle en U standard	200KG
20016 - sangle en U flat avec letaria	200KG
20017 - sangle en U avec letaria taille XL	330KG
20020 - sangle en U enfant	150KG
20021 - sangle en U enfant avec letaria	150KG
20041 - sangle en U avec letaria taille XL	330KG
20042 - sangle en U infant	200KG
20043 - sangle en U infant avec letaria	200KG
20044 - sangle en U envelopp. avec letaria	200KG
VERTIC 2 (2 points)	150KG
VERTIC 3 (3 points)	150KG
VERTIC XL 3 POINTS	150KG
VERTIC SPORTS/IMO	330KG
MODULIFT 3/0	150KG
MODULIFT XL	150KG
VERTIC EASY	150KG

FICHE PRODUIT

Sangle réf. 20015 C

