


## Sangle réf. 20017



Code article : **5010104**

Code ACL : 3401554052045

Famille :

**Accessoire lève personne**

Description :

**Sangle en U confort mousse XL avec têteière**

Usage revendiqué :

HAD – collectivité

Classe du dispositif : I

Garantie produit :

1 an contre tout vice de fabrication



## Caractéristiques Techniques

### Dimensions (mm)

voir en page 2

### Description technique

- Tissu 100% Polyester
- Sangle 100% Polyester 1500 DaN
- 4 points d'accrochage (support cuisse)
- 3 points d'accrochage (support dos)
- 4 points d'accrochage (Têteière)
  
- Supports cuisse matelassés (épaisseur 5mm)
- Poignée directionnelle au dos
- Lavable en machine à 40°C

Poids du produit :

**0,9 Kg**

Date de 1ère mise sur le marché : **Avant 1998**

Version mise sur le marché : **sept 2017**

Tolérances : dimensionnelles 20mm

## Etiquetage produit

Vignette de remboursement



**1280533**

**Soulève-malade**  
achat des sangles

Vignette CE



Sangle pour lève personne  
Sling for patient hoist



IMPORTANT : avant chaque utilisation, contrôler l'état de votre sangle. Ne jamais utiliser une sangle présentant des détériorations. Toujours vérifier que chaque point d'accrochage soit correctement mis en place sur le bon porteur. Ne jamais dépasser le poids maximal de la sangle.

LOT

REF.	MAXI
20014 - sangle en U flat	200KG
20015 - sangle en U standard	200KG
20016 - sangle en U flat avec béquie	200KG
20017 - sangle en U avec têteière taille XL	330KG
20020 - sangle en U confort	150KG
20021 - sangle en U confort avec béquie	150KG
20041 - sangle en U avec béquie taille L	200KG
20042 - sangle en U vinyl	200KG
20043 - sangle en U vinyl avec béquie	200KG
20044 - sangle en U antiréq. avec béquie	200KG
VERTIC STD (2 points)	150KG
VERTIC XL (2 points)	150KG
VERTIC 3 POINTS	150KG
VERTIC FORTESSIMO	200KG
MODULIFT STD	150KG
MODULIFT XL	150KG

Sangle réf. 20017

