

Sangle réf. 20041



Code article : **5010108**

Code ACL : 3401554052564

Famille :

Accessoire lève personne

Description :

Sangle en U large avec têteère

Usage revendiqué :

HAD – collectivité

Classe du dispositif : I

Garantie produit :

1 an contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

voir en page 2

Tolérances : dimensionnelles 20mm

Description technique

- Tissu 100% Polyester
- Sangle 100% Polyester 1500 DaN
- 4 points d'accrochage (support cuisse)
- 3 points d'accrochage (support dos)
- Têteère intégrée – 4 points d'accrochage
- Supports cuisse matelassés (épaisseur 5mm)
- 2 poignées directionnelles au dos
- Lavable en machine à 40°C

Poids du produit :

0,8 Kg

Date de 1ère mise sur le marché : **Av 1998**

Version mise sur le marché : **sept-2016**

Etiquetage produit

Vignette de remboursement



Vignette CE



Sangle réf. 20041

