


Technische Daten Toilettensitzerhöhung CLOO



Sitzerhöhungen – 3 Möglichkeiten	6 / 10 / 14 cm
Sitzbreite	40 cm
Armlehnenhöhe (ab Sitzfläche)	21 cm
Breite zwischen den Armlehnen	49 cm
Öffnung: Tiefe x Breite	29 cm x 22 cm
Gewicht	ohne Armstützen: 3.3 kg mit Armstützen: 4.8kg
max. Belastbarkeit	150 kg
Material	Sitz: Polypropylen Befestigung: Aluminium Sitzhöhenadapter: Polyamid



Reinigen Sie das Produkt mit einem lösungsmittelfreien Reinigungsmittel (pH-Wert 5-9).
Zur Desinfektion dient 70% Alkohol. Kann bei Bedarf bei 85°C gereinigt werden.