



# VELA Tango 300 & 310

Bis zu 300 kg  
Elekt. Aufstehhilfe  
4XL-Sitz (72 x 50 cm)



VELA Tango 300

Maximale Gewichtsbelastung: 200 kg. Der Benutzer kann mit dem Einstellgriff unter der Armlehne die Sitzhöhe manuell verändern.



VELA Tango 300E

Maximale Gewichtsbelastung: 200 kg. Der Benutzer hat die Möglichkeit die Sitzhöhe zu ändern und mit der elektrischen Höhenverstellung kann er aufstehen und kann sich hinsetzen.



VELA Tango 310E

Maximale Gewichtsbelastung: 300 kg. Der Benutzer hat die Möglichkeit die Sitzhöhe zu ändern und mit der elektrischen Höhenverstellung kann er aufstehen und kann sich hinsetzen.

Benutzer bis zu 300 kg können jetzt mit einem robusten VELA-Stuhl selbständiger werden. Dies bedeutet, dass es möglich sein wird, im Alltag ohne unnötige Müdigkeit mobiler und aktiver zu sein. Der Benutzer kann im Sitzen schieben / gehen, da der Stuhl Räder hat und gleichzeitig hat er einen stabilen, sicheren Stuhl mit einer manuellen Bremse. Die elektrische Höhenverstellung hilft dem Benutzer beim Aufstehen und Hinsetzen. Die Sitzhöhe ist leicht zu verändern.

Übergewichtige Benutzer können sich von einem Bett oder Stuhl aus in einen sicheren und stabilen Stuhl mit Bremse mobilisieren, welches die Durchführung von Aktivitäten erleichtert. Die VELA Tango 300/310 Serie ist sehr robust und kann für Aktivitäten zu Hause, bei der Arbeit, sowie während der Rehabilitation und des Trainings verwendet werden.

Der Benutzer kann leichter atmen und die Sauerstoffversorgung des Blutes in aufrechter Sitzposition sicherstellen. Beine, Knien und Hüften werden auch durch Ausführen der Aktivität im Sitzen entlastet, welches zu weniger Muskel- / Gelenkschmerzen und weniger Müdigkeit führt. Es ist möglich, den Stuhl im Sitzen zuschieben / mit ihm zulaufen und bei verschiedenen Aktivitäten zu nutzen, z.B. kochen und dadurch Unbeweglichkeit zu verhindern.

Durch die stabilen Armlehnen eines sicheren, gebremsten Stuhls, können Sie sicher aufstehen und sich sicher hinsetzen. Außerdem gibt es gute Bedingungen für Komfort, da die Sitzhöhe, die Rückenlehne und die Armlehnen je nach Körperbau und Unterstützungsbedarf des Benutzers angepasst werden kann.

Die elektrische Höhenverstellung kann als Hilfe beim Aufstehen verwendet werden und ermöglicht die Einstellung der Sitzhöhe für verschiedene Aktivitäten auf Knopfdruck. Auf diese Weise kann der Benutzer Tagsüber Energie sparen.

## VORTEILE

- :: Robuster Stuhl für Menschen bis zu 300 kg Körpergewicht
- :: Elektrische Höhenverstellung hilft beim Aufstehen und Hinsetzen
- :: Unterstützt werden, stabil sein und eine bequeme Sitzposition einnehmen, indem offene Atemwege bereitgestellt werden, wodurch Ermüdung verringert wird
- :: Entlastung der Hüft- und Kniegelenke und die Möglichkeit, die eigene Energie durch Schieben und Gehen des Stuhls zu steuern
- :: Fühlen Sie sich sicher und erhalten Sie bei täglichen Aktivitäten mit der Zentralbremse eine stabile Sitzposition

## STANDARDKONFIGURATION

	VELA Tango 300	VELA Tango 300E	VELA Tango 310E
<b>Höhenverstellung</b>	150mm Bewegung (Gas)	150mm oder 200mm Bewegung (Elektrisch)	150mm Bewegung (Elektrisch)
<b>Sitzhöhe</b>	bei 150 mm: 44-59 cm	bei 150 mm: 42-57 cm bei 200 mm: 49-69 cm	bei 150 mm: 42-57 cm
<b>Sitz Breite x Tiefe</b>	58 x 48 cm (XXX-Sitz)	58 x 48 cm (XXX-Sitz)	72 x 50 cm (4XL-Sitz)
<b>Sitztiefe</b> (mit einem Werkzeug eingestellt)	46-56 cm	46-56 cm	46-56 cm
<b>Rückenlehnen Breite x Höhe</b>	38 x 43 cm (CX -Rückenlehne)	38 x 43 cm (CX -Rückenlehne)	38 x 43 cm (CX -Rückenlehne)
<b>Höhenverstellung der Rückenlehne</b> (mit einem Werkzeug eingestellt)	0-15 cm	0-15 cm	0-15 cm
<b>Armlehnen Polsterung, P.U.</b>	7 x 35 cm	7 x 35 cm	7 x 35 cm
<b>Höhe der Armlehne</b> (mit einem Werkzeug eingestellt)	0-24 cm	0-24 cm	0-24 cm
<b>Abstand zwischen Armlehnen</b> (mit einem Werkzeug eingestellt)	53-64 cm	53-64 cm	70-75 cm
<b>Rahmengröße</b>	54 x 54 cm	54 x 54 cm	54 x 54 cm
<b>Stuhlgewicht</b>	29 kg	37 kg	42 kg
<b>Maximale belastung</b>	200 kg	200 kg	300 kg
<b>Empfohlenes Benutzergewicht</b>	130-160 kg	130-175 kg	130-300 kg
<b>Artikelnummer</b>	5026	5105	5106

MESSUNGEN UND GEWICHT

Alle VELA Stühle sind CE-gekennzeichnet und entsprechen den aktuellen Normen.

Der Standardpolster ist Renewed Loop, der zu 100 % aus recyceltem Polyester besteht (Oeko-Tex Standard 100 & EU Ecolabel). Dieser polster bietet hervorragende Abriebfestigkeit, bequemen Sitzkomfort und hohe Sauberkeitsstandards.

Wir bieten eine große Auswahl an Kunstleder oder verschiedenen Stoffen für den Fall, dass ein noch einfacher zu reinigendes Material benötigt wird.

### ACCESSOIRES UND INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

Der VELA Tango 300/310 ist außergewöhnlich langlebig und kann konstanter Nutzung standhalten.

Kann von mehreren Nutzern in Therapie- und Tageszentren genutzt werden.

Eine komplette Liste der Accessoires mit entsprechender Produktnummer, Bildern und Beschreibungen finden Sie auf [www.vela.eu](http://www.vela.eu).

### ARBEITSUMGEBUNG

- :: Die Arbeitsumgebung des Helfers wird durch die elektrische Höhenverstellung verbessert, da der Benutzer vom Sitzen in die Stehposition unterstützt wird.
- :: Einfach dem Benutzer zu helfen mit einem Bett oder Stuhl, z.B. für Transport aufgrund elektrischer Höhenverstellung.
- :: Es ist möglich, einen Schubgriff zu bestellen, wenn der Benutzer über kurze Strecken bewegt werden soll



VELA Tango 300/310 Funktionen

701.625-6 © Verrmund Larsen A/S