



# VELA Tango 300 & 310

Fino a 300 kg  
Supporto elettrico  
per alzarsi  
Seduta 4XL  
(l:72 p:50)



VELA Tango 300

Carico massimo: 200 kg. L'utente può regolare manualmente l'altezza della seduta utilizzando la leva sotto il bracciolo.



VELA Tango 300E

Carico massimo: 200 kg. L'utente può regolare l'altezza della seduta e alzarsi/sedersi con la regolazione elettrica dell'altezza.



VELA Tango 310E

Carico massimo: 300 kg. L'utente può regolare l'altezza della seduta e alzarsi/sedersi con la regolazione elettrica dell'altezza.

Con una sedia VELA robusta, anche gli utenti fino a 300 kg possono diventare più autonomi. Ciò consente di muoversi ed essere più attivi nella vita quotidiana senza affaticarsi inutilmente. L'utente può spingersi o "camminare" da seduto grazie alle ruote della sedia, rimanendo al tempo stesso stabile e sicuro grazie al freno centrale azionato a mano. La regolazione elettrica in altezza aiuta a sedersi e alzarsi, oltre a modificare facilmente l'altezza della seduta.

Gli utenti obesi possono trasferirsi in modo sicuro e stabile da un letto o un'altra sedia, rendendo più semplici le attività quotidiane. La serie VELA Tango 300/310 è estremamente robusta e adatta per l'uso a casa, al lavoro e in contesti riabilitativi.

Una postura seduta eretta favorisce la respirazione e l'ossigenazione del sangue. Inoltre, riduce dolore e affaticamento muscolare e articolare alle gambe, alle ginocchia e alle anche. È possibile spingersi da seduti con la sedia, mantenendo l'autonomia in varie attività – ad esempio cucinare – e prevenire l'inattività.

È sicuro alzarsi e sedersi grazie ai robusti braccioli e al freno stabile. La sedia offre anche un elevato livello di comfort, con seduta, schienale e braccioli regolabili in base alla corporatura e alle esigenze dell'utente.

La regolazione elettrica in altezza può essere usata come supporto per alzarsi e per adattare l'altezza della seduta alle diverse attività con la semplice pressione di un pulsante – permettendo di risparmiare energia nel corso della giornata.

## BENEFICI

- :: Sedia robusta con marcatura CE per persone fino a 300 kg
- :: Aiuto per alzarsi e sedersi grazie alla regolazione elettrica dell'altezza
- :: Supporto, stabilità e posizione seduta confortevole che facilita la respirazione e riduce l'affaticamento
- :: Sollievo per anche e ginocchia e possibilità di risparmiare energia spostandosi da seduti
- :: Sicurezza e stabilità durante le attività quotidiane grazie al freno centrale

## CONFIGURAZIONE STANDARD

	VELA Tango 300	VELA Tango 300E	VELA Tango 310E
<b>Regolazione dell'altezza</b>	Molla a gas:: movimento 150 mm	Elettrico: movimento da 150mm o 200mm	Elettrico: movimento da 150mm
<b>Altezza seduta</b>	a 150 mm gas: 44-59 cm	a 150 mm: 42-57 cm a 200 mm: 49-69 cm	a 150 mm: 42-57 cm
<b>Seduta larghezza x profondità</b>	58 x 48 cm (seduta XXX)	58 x 48 cm (seduta XXX)	72 x 50 cm (seduta 4XL)
<b>Profondità seduta</b> (regolabile con attrezzo)	46-56 cm	46-56 cm	46-56 cm
<b>Schienale larghezza x altezza</b>	38 x 43 cm (schienale CX)	38 x 43 cm (schienale CX)	38 x 43 cm (schienale CX)
<b>Regolazione in altezza dello schienale</b> (regolabile con attrezzo)	0-15 cm	0-15 cm	0-15 cm
<b>Bracciolo (imbottitura in PU)</b>	7 x 35 cm	7 x 35 cm	7 x 35 cm
<b>Altezza del bracciolo</b> (regolabile con attrezzo)	0-24 cm	0-24 cm	0-24 cm
<b>Distanza tra i braccioli</b> (regolabile con attrezzo)	53-64 cm	53-64 cm	70-75 cm
<b>Dimensione telaio</b>	54 x 54 cm	54 x 54 cm	54 x 54 cm
<b>Peso della sedia</b>	29 kg	37 kg	42 kg
<b>Carico del peso massimo</b>	200 kg	200 kg	300 kg
<b>Peso utente consigliato</b>	130-160 kg	130-175 kg	130-300 kg
<b>Articolo n.</b>	5026	5105	5106

MISURE E PESO

Tutte le sedie VELA sono marcate CE e conformi agli standard vigenti.

Il tessuto standard è Renewed Loop, composto al 100% da poliestere riciclato (certificato Oeko-Tex Standard 100 & EU Ecolabel). Questo materiale offre un'eccellente resistenza all'usura, un comfort di seduta elevato e alti standard di igiene.

Offriamo un'ampia selezione di finta pelle e altre opzioni di rivestimento per una pulizia ancora più facile.

### ACCESSORI E SOLUZIONI PERSONALIZZATE

VELA Tango 300/310 è progettata per un uso intensivo e può sopportare carichi elevati nel tempo.

È ideale per centri di riabilitazione o ambienti con utilizzo da parte di più utenti.

Consulta l'elenco completo degli accessori, con codici articolo e immagini, su [www.veleu.com](http://www.veleu.com).

### AMBIENTE DI LAVORO

- :: L'ambiente di lavoro dell'assistente viene migliorato grazie alla regolazione elettrica dell'altezza, che agevola il passaggio da seduto a in piedi.
- :: Facilita l'allineamento con letto o sedia per i trasferimenti.
- :: È possibile aggiungere una maniglia posteriore per spostamenti su brevi distanze.



VELA Tango 300/310 funzionalità