



VELA Tango 300 & 310

Jusqu'à 300 kg
Aide au lever
électrique
Assise 4XL
(l:72 p:50)



VELA Tango 300

Charge maximale: 200 kg. L'utilisateur peut régler manuellement la hauteur d'assise à l'aide de la manette située sous l'accoudoir.



VELA Tango 300E

Charge maximale: 200 kg. L'utilisateur peut ajuster la hauteur d'assise et se lever ou s'asseoir grâce au réglage électrique de la hauteur.



VELA Tango 310E

Charge maximale: 300 kg. L'utilisateur peut ajuster la hauteur d'assise et se lever ou s'asseoir grâce au réglage électrique de la hauteur.

Les utilisateurs pesant jusqu'à 300 kg peuvent désormais gagner en autonomie grâce à une chaise VELA robuste. Cela permet de se mobiliser et d'être plus actif au quotidien, sans fatigue inutile. L'utilisateur peut se déplacer en position assise en poussant la chaise, qui est équipée de roulettes, tout en bénéficiant d'une assise stable et sécurisée avec un frein à main. Le réglage électrique de la hauteur facilite le passage assis/debout et permet d'ajuster facilement la hauteur d'assise.

Les utilisateurs en situation d'obésité peuvent se transférer depuis un lit ou une autre chaise vers une assise stable et sécurisée équipée d'un frein, ce qui facilite la réalisation des activités. La série VELA Tango 300/310 est extrêmement robuste et convient à une utilisation à domicile, au travail ainsi que dans le cadre de la rééducation ou de l'entraînement.

Une posture assise redressée permet à l'utilisateur de mieux respirer et d'assurer une bonne oxygénation du sang. Réaliser les activités en position assise soulage également les jambes, les genoux et les hanches, ce qui réduit les douleurs musculaires et articulaires ainsi que la fatigue. Il est possible de déplacer la chaise en position assise, ce qui favorise l'autonomie dans de nombreuses activités quotidiennes, comme par exemple la cuisine, et permet ainsi de prévenir l'immobilité.

Il est sûr de se lever et de s'asseoir en s'aidant des accoudoirs robustes d'une chaise stable et freinée. Le confort est également optimisé grâce aux multiples possibilités de réglage : hauteur d'assise, dossier et accoudoirs peuvent être ajustés en fonction de la morphologie de l'utilisateur et de ses besoins en soutien. Le réglage électrique de la hauteur peut être utilisé comme une aide au lever et permet d'ajuster la hauteur d'assise pour différentes activités en appuyant simplement sur un bouton. Cela permet à l'utilisateur d'économiser de l'énergie tout au long de la journée.

AVANTAGES

- :: Chaise robuste, certifiée CE, conçue pour des utilisateurs jusqu'à 300 kg
- :: Aide au lever et à l'assise grâce au réglage électrique de la hauteur
- :: Posture stable et confortable avec un bon soutien, favorisant l'ouverture des voies respiratoires et réduisant la fatigue
- :: Soulagement des articulations des hanches et des genoux, avec la possibilité de gérer son énergie en déplaçant la chaise en position assise
- :: Assise stable et sécurisée pendant les activités quotidiennes grâce au frein central

CONFIGURATION STANDARD

	VELA Tango 300	VELA Tango 300E	VELA Tango 310E
Réglage de la hauteur	Ressort à gaz : Mouvement de 150mm	Électrique : Mouvement de 150mm ou 200mm	Électrique : Mouvement de 150mm
Hauteur d'assise	à 150 mm gaz: 44-59 cm	à 150 mm: 42-57 cm à 200 mm: 49-69 cm	à 150 mm: 42-57 cm
Assise, largeur x profondeur	58 x 48 cm (Assise XXX)	58 x 48 cm (Assise XXX)	72 x 50 cm (Assise 4XL)
Profondeur d'assise (réglable avec outil)	46-56 cm	46-56 cm	46-56 cm
Dossier, largeur x hauteur	38 x 43 cm (Dossier CX)	38 x 43 cm (CX Dossier)	38 x 43 cm (CX Dossier)
Réglage de la hauteur du dossier (réglable avec outil)	0-15 cm	0-15 cm	0-15 cm
Accoudoir (rembourrage en PU)	7 x 35 cm	7 x 35 cm	7 x 35 cm
Hauteur de l'accoudoir (réglable avec outil)	0-24 cm	0-24 cm	0-24 cm
Distance entre les accoudoirs (réglable avec outil)	53-64 cm	53-64 cm	70-75 cm
Taille de la structure	54 x 54 cm	54 x 54 cm	54 x 54 cm
Poids du siège	29 kg	37 kg	42 kg
Poids de charge maximal	200 kg	200 kg	300 kg
Poids maximal recommandé de l'utilisateur	130-160 kg	130-175 kg	130-300 kg
Numéro de l'article	5026	5105	5106

DIMENSIONS ET POIDS

Toutes les chaises VELA portent le marquage CE et sont conformes aux normes en vigueur.

Le tissu standard est le Renewed Loop, composé à 100 % de polyester recyclé (certifié Oeko-Tex Standard 100 et Écolabel européen). Ce tissu offre une excellente résistance à l'usure, un confort d'assise optimal et un niveau élevé d'hygiène.

Nous proposons un large choix de similicuir ainsi que différentes options de tissus pour l'assise, si des matériaux encore plus faciles à nettoyer sont nécessaires.

ACCESSOIRES ET SOLUTIONS PERSONNALISÉES

La VELA Tango 300/310 est extrêmement robuste et peut supporter une utilisation intensive avec des charges élevées.

La VELA Tango 300/310 est extrêmement robuste et peut supporter une utilisation intensive avec des charges élevées.

La liste complète des accessoires, avec références, photos et descriptions, est disponible sur www.vela.eu.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

- :: L'environnement de travail des aidants est amélioré grâce au réglage électrique de la hauteur, qui facilite le passage de la position assise à la position debout.
- :: Il est plus facile d'aligner l'utilisateur avec un lit ou une autre chaise pour effectuer un transfert, grâce au réglage électrique.
- :: Il est possible de commander une poignée de poussée si l'utilisateur doit être déplacé sur de courtes distances.



702.051 © Vermund Larsen A/S