

Pour des soins à domicile encore plus faciles :
bock storeline®



Table de nuit storeline® t300



Table de nuit storeline® t103
avec table de lit flexible s100

.bock® ///



Tout à portée de main :
pour les résidents et les soignants.

Les tables de nuit et de lit de la gamme bock storeline® facilitent considérablement les soins quotidiens pour le personnel soignant ainsi que pour les résidents. Choisissez parmi une large gamme de produits vous offrant des possibilités infinies, et pas seulement en termes de style : de la solution mobile et provisoire à la grande table de nuit avec plateau repas intégré, vous trouverez la solution s'adaptant le mieux à votre situation et à votre concept relatif aux soins.

Sommaire

bock storeline®



Tables de nuit bock storeline® t100, t101, t102, t103,

Tables de nuit en différentes variantes

Page 4



Tables de nuit bock storeline® t200, t300,

Tables de nuit avec plateau repas intégré

Page 10



Tables de lit bock storeline® s100, s200, s300

Tables de lit en différentes variantes

Page 13

Décors et variantes

Page 19

bock storeline®

Tables de nuit t100-t103

Extensibilité maximale :
de la petite table d'appoint
au véritable assistant.

Avec les tables de nuit de la gamme storeline® t100-t103, vous avez le choix. Dans tous les cas, elles facilitent les soins quotidiens dès le premier jour, celles-ci permettant de ranger à portée de main tous ce qui est important pour le résident et le personnel soignant.



bock storeline® t100

Table de nuit avec tiroir, porte et compartiment ouvert, prête pour la table de lit flexible s100

La table de nuit storeline® t100 est le complément idéal à un lit médicalisé de bock. Les objets personnels peuvent y être rangés et sont ainsi à portée de main.



Rentabilité :

Les tables de nuit storeline® t100-103 peuvent être équipées à tout moment de la table de lit flexible storeline® s100. Grâce à la fixation possible des deux côtés ne nécessitant aucun outil, la storeline® s100 est polyvalente et particulièrement économique.

Plus d'informations à la page 14



bock storeline® t100	
Dimensions	
Largeur	506 mm
Profondeur	450 mm
Hauteur	788 mm
Dimensions du tiroir	100 × 430 × 330 mm (HxLxP)
Dimensions du compartiment ouvert	180 × 460 × 400 mm (HxLxP)
Dimensions du compartiment derrière porte	350 × 460 × 400 mm (HxLxP)
Poids	
Poids propre	env. 37,75 kg
Autres caractéristiques des équipements	
Quatre roulettes doubles pivotantes dont deux avec freins	
Diamètre des roulettes	50 mm
Toutes les données se réfèrent au meuble fermé	
Vous trouverez les décors ainsi que d'autres options à la page 19	

bock storeline® t101

Table de nuit avec tiroir, grand tiroir et compartiment ouvert, prête pour la table de lit flexible s100

La table de nuit storeline® t101 est le complément idéal à un lit médicalisé de bock. Les objets personnels peuvent y être rangés et sont ainsi à portée de main. Ils sont facilement visibles depuis le haut lorsque le grand tiroir est ouvert. Par ailleurs, le grand tiroir permet par exemple aux résidents d'accéder plus facilement à des boissons et de les remettre ensuite en place.



Rentabilité :

Les tables de nuit storeline® t100-103 peuvent être équipées à tout moment de la table de lit flexible storeline® s100. Grâce à la fixation possible des deux côtés ne nécessitant aucun outil, la storeline® s100 est polyvalente et particulièrement économique.

Plus d'informations à la page 14



bock storeline® t101	
Dimensions	
Largeur	506 mm
Profondeur	450 mm
Hauteur	788 mm
Dimensions du tiroir	100 × 430 × 330 mm (HxLxP)
Dimensions du compartiment ouvert	180 × 460 × 400 mm (HxLxP)
Dimensions du grand tiroir	320 × 430 × 330 mm (HxLxP)
Poids	
Poids propre	env. 37,75 kg
Autres caractéristiques des équipements	
Quatre roulettes doubles pivotantes dont deux avec freins	
Diamètre des roulettes	50 mm
Toutes les données se réfèrent au meuble fermé	
Vous trouverez les décors ainsi que d'autres options à la page 19	

bock storeline® t102

Table de nuit avec tiroir, grand tiroir, tablette coulissante et compartiment ouvert, prête pour la table de lit flexible s100

La table de nuit storeline® t102 avec tablette coulissante est le complément idéal à un lit médicalisé de bock. Les objets personnels peuvent y être rangés et sont ainsi à portée de main. Ils sont facilement visibles depuis le haut lorsque le grand tiroir est ouvert. La tablette coulissante intégrée permet d'agrandir l'espace de rangement rapidement et en toute sécurité. Par ailleurs, le grand tiroir permet par exemple aux résidents d'accéder plus facilement à des boissons et de les remettre ensuite en place.



Rentabilité :

Les tables de nuit storeline® t100-103 peuvent être équipées à tout moment de la table de lit flexible storeline® s100. Grâce à la fixation possible des deux côtés ne nécessitant aucun outil, la storeline® s100 est polyvalente et particulièrement économique.

Plus d'informations à la page 14



bock storeline® t102	
Dimensions	
Largeur	506 mm
Profondeur	450 mm
Hauteur	788 mm
Dimensions de la tablette coulissante	445 × 400 mm (HxLxP)
Dimensions du tiroir	85 × 430 × 330 mm (HxLxP)
Dimensions du compartiment ouvert	130 × 460 × 400 mm (HxLxP)
Dimensions du grand tiroir	320 × 430 × 330 mm (HxLxP)
Poids	
Poids propre	env. 37,75 kg
Autres caractéristiques des équipements	
Quatre roulettes doubles pivotantes dont deux avec freins	
Diamètre des roulettes	50 mm
Toutes les données se réfèrent au meuble fermé	
Vous trouverez les décors ainsi que d'autres options à la page 19	

bock storeline® t103

Table de nuit avec tiroir, grand tiroir, deux tablettes coulissantes et un compartiment ouvert, prête pour la table de lit flexible s100

Avec ses deux tablettes coulissantes, la table de nuit storeline® t103 est le complément idéal à un lit médicalisé de la gamme floorline de bock. Les objets personnels sont ainsi à portée de main et sont facilement visibles depuis le haut lorsque le grand tiroir est ouvert. Les tablettes coulissantes intégrées permettent d'agrandir l'espace de rangement sur deux niveaux, avec rapidité et en toute sécurité : la tablette inférieure permet au résident de poser aisément des boissons ou ses effets personnels même si la hauteur du sommier est très basse. Par ailleurs, le grand tiroir permet par exemple aux résidents d'accéder plus facilement à des boissons et de les remettre ensuite en place.



Rentabilité :

Les tables de nuit storeline® t100-103 peuvent être équipées à tout moment de la table de lit flexible storeline® s100. Grâce à la fixation possible des deux côtés ne nécessitant aucun outil, la storeline® s100 est polyvalente et particulièrement économique.

Plus d'informations à la page 14



bock storeline® t103	
Dimensions	
Largeur	506 mm
Profondeur	450 mm
Hauteur	788 mm
Dimensions des tablettes coulissantes	445 × 400 mm (HxLxP)
Dimensions du tiroir	85 × 430 × 330 mm (HxLxP)
Dimensions du compartiment ouvert	70 × 460 × 400 mm (HxLxP)
Dimensions du grand tiroir	320 × 430 × 330 mm (HxLxP)
Poids	
Poids propre	env. 37,75 kg
Autres caractéristiques des équipements	
Quatre roulettes doubles pivotantes dont deux avec freins	
Diamètre des roulettes	50 mm
Toutes les données se réfèrent au meuble fermé	
Vous trouverez les décors ainsi que d'autres options à la page 19	



La table de nuit bock storeline® t103 avec table de lit flexible storeline® s100 est le complément idéal à un lit médicalisé de la gamme floorline de bock.

bock storeline®

Tables de nuit t200-t300

Accessibles à tout moment :
Tables de nuit avec table
de lit intégrée.

Avec les tables de nuit de la gamme storeline® t200-t300, vous avez le choix. Dans tous les cas, elles facilitent les soins quotidiens dès le premier jour, celles-ci permettant de ranger à portée de main tous ce qui est important pour le résident et le personnel soignant.



bock storeline® t200

Table de nuit avec tiroir, porte, compartiment ouvert et table de lit intégrée

Avec sa table de lit intégrée et réglable en hauteur, la table de nuit storeline® t200 est le complément idéal à un lit médicalisé de bock. Les objets personnels peuvent y être rangés et sont ainsi à portée de main.

La tablette de lit intégrée et réglable en hauteur crée en quelques secondes un espace de rangement supplémentaire. Un soutien idéal au quotidien, comme par exemple pour la prise des repas ou les soins quotidiens. Le réglage en hauteur de la tablette permet de s'adapter aux besoins de chaque résident.



En ce qui concerne son montage, la table de lit peut être installée des deux côtés du caisson de la table de nuit. La table de nuit storeline® t200 convient ainsi à une utilisation flexible des deux côtés du lit.



bock storeline® t200	
Dimensions	
Largeur	525 mm
Profondeur	425 mm
Hauteur	880 mm
Largeur du plateau de table	648 mm
Profondeur du plateau de table	333 mm
Réglage en hauteur de la table de lit	325 - 945 mm
Autres caractéristiques des équipements	
Quatre roulettes doubles pivotantes dont deux avec freins	
Diamètre des roulettes	50 mm
Toutes les données se réfèrent au meuble fermé	
Vous trouverez les décors ainsi que d'autres options à la page 19	

bock storeline® t300

Table de nuit avec tiroir, portes, compartiment ouvert, table de lit et porte-serviette

Avec sa table de lit intégrée sur le côté, la table de nuit storeline® t300 est le complément idéal à un lit médicalisé de bock. Les objets personnels peuvent y être rangés et sont ainsi à portée de main.

Grâce au tiroir et aux portes s'ouvrant des deux côtés, la storeline® t300 est particulièrement flexible ; elle peut être utilisée à droite comme à gauche du lit. Afin de garantir une protection particulièrement élevée, le tiroir est équipé d'un dispositif d'arrêt qui empêche le tiroir de sortir du caisson. Le mécanisme de la table de lit est assisté par un système de levage. Une tablette décalable se cache derrière les portes, celui-ci pouvant être fixé en fonction du côté d'utilisation.

La table de lit intégrée crée en quelques secondes un espace de rangement supplémentaire et pratique. Un soutien idéal au quotidien, comme par exemple pour la prise des repas ou les soins quotidiens.

Une solution pratique : lorsque la table de lit n'est pas utilisée, la barre sert de porte-serviette et s'avère ainsi très pratique.



bock storeline® t300	
Dimensions	
Largeur	530 mm
Largeur, porte-serviettes inclus	600 mm
Profondeur	450 mm
Hauteur	865 mm
Largeur du plateau de table	670 mm
Profondeur du plateau de table	373 mm
Autres caractéristiques des équipements	
Quatre roulettes doubles pivotantes dont deux avec freins	
Diamètre des roulettes	50 mm
Toutes les données se réfèrent au meuble fermé	
Vous trouverez les décors ainsi que d'autres options à la page 19	

bock storeline®

Tables de lit s100 – s300

Aide flexible et confort maximal
pour les résidents et les soignants.

Avec les tables de lit bock storeline® s100 – s300, vous choisissez un système optimal pour les résidents et le personnel soignant : Ces systèmes esamotables élargissent le spectre d'utilisation exactement au moment lorsque cela est nécessaire. Associés à une finition haut-de-gamme et une technologie ultra-moderne, les nombreux petits détails facilitent les soins quotidiens.



bock storeline® s100

Table de lit flexible pour la gamme des tables de nuit storeline® t100 avec réglage de la hauteur en continu, plateau de table inclinable et partie fixe

Avec son plateau inclinable et réglable en hauteur de manière continue, la table de lit flexible storeline® s100 vient compléter de manière idéale les tables de nuit de la gamme storeline® t100.

La storeline® s100 peut être fixée à gauche ou à droite de la table de nuit, sans outil et en toute rapidité, ce qui permet de l'utiliser en fonction des besoins individuels. La table de lit est un espace de rangement pratique ainsi qu'un soutien idéal au quotidien, comme par exemple pour la prise des repas ou les soins quotidiens. L'inclinaison de la table permet d'avoir une position de lecture confortable et ergonomique tandis que les baguettes de retenue permettent aux objets de ne pas glisser. La hauteur est réglable en continu ainsi que de façon individuelle grâce au vérin à gaz avec déclenchement automatique.

Dotée d'un étrier multifonctions, la partie fixe permet de poser une paire de lunettes ou un verre d'eau par exemple. Il est également possible d'y suspendre une serviette.

La grande roulette double pivotante garantit une stabilité optimale et facilite également le montage.



Facile à monter. Ancré en toute sécurité. Et facile à retirer. Ici avec la table de nuit t101.



bock storeline® s100		
Dimensions		
Plateau de table inclinable	Largeur	550 mm
	Profondeur	380 mm
Partie fixe	Largeur	160 mm
	Profondeur	380 mm
Charge max. du plateau	jusqu'à 10 kg	
Réglage de la hauteur	725 - 1050 mm	
Angle de pivotement	max. 45 °	
Roulette double pivotante avec frein	Ø 65 mm	

bock storeline® s100

Aperçu des avantages :

- ⊕ Extension flexible de vos tables de nuit bock (t100-t103)
- ⊕ Plateau de table inclinable, hauteur réglable en continu
- ⊕ Montage rapide et sans outil, au choix à droite ou à gauche
- ⊕ Partie fixe avec étrier multifonctions
- ⊕ Facile à nettoyer, facile à laver
- ⊕ La grande roulette double pivotante garantit une stabilité optimale
- ⊕ Charge admissible élevée du plateau permettant de réaliser les soins de base en toute sécurité

Plateau de table de lit pivotant et réglable en hauteur en continu pour un confort maximal



Le plateau de table peut supporter une charge allant jusqu'à 10 kg, permettant ainsi de réaliser les soins de base au lit à l'aide d'une cuvette, ceci de manière confortable et en toute sécurité.



Mécanisme de verrouillage simple pour plus de sécurité et de confort.



La table de nuit storeline® t103 avec table de nuit flexible storeline® s100 est le complément idéal à un lit médicalisé de la gamme floorline de bock.

bock storeline® s200

Table de lit pratique avec réglage de la hauteur en continu, plateau de table inclinable et escamotable ainsi que partie fixe

Avec son plateau de table inclinable et réglable en hauteur de manière continue, la table de lit pratique storeline® s200 vient compléter les lits médicalisés de bock.

La table de lit est un espace de rangement pratique ainsi qu'un soutien idéal au quotidien, comme par exemple pour la prise des repas ou les soins quotidiens.

L'inclinaison de la table permet d'avoir une position de lecture confortable et ergonomique tandis que les baguettes de retenue permettent aux objets de ne pas glisser. La hauteur est réglable en continu ainsi que de façon individuelle grâce au vérin à gaz avec déclenchement automatique.

Dotée d'un étrier multifonctions, la partie fixe permet de poser une paire de lunettes ou un verre d'eau par exemple. Il est également possible d'y suspendre une serviette.

Avec ses quatre grandes roulettes doubles pivotantes pouvant être bloquées séparément, le châssis extrêmement stable en tube profilé ovale en C garantit une bonne manœuvrabilité ainsi qu'une bonne stabilité.

Aide pour le personnel soignant :

Le plateau de table peut supporter une charge allant jusqu'à 10 kg, permettant ainsi de réaliser les soins de base au lit à l'aide d'une cuvette, ceci de manière confortable et en toute sécurité.



bock storeline® s200		
Dimensions		
Plateau de table inclinable	Largeur	550 mm
	Profondeur	380 mm
Partie fixe	Largeur	160 mm
	Profondeur	380 mm
Châssis	Largeur	770 mm
	Profondeur	425 mm
Charge max. du plateau		10 kg
Réglage de la hauteur		760 - 1080 mm
Angle de pivotement		max. 45 °
Quatre roulettes doubles pivotantes avec freins		Ø 65 mm

bock storeline® s300

Table de lit basique avec réglage de la hauteur en continu, plateau de table inclinable et partie fixe

Avec son plateau inclinable et réglable en hauteur de manière continue, la table de lit storeline® s300 vient compléter de manière flexible les lits médicalisés de bock.

La tablette de lit est un espace de rangement pratique ainsi qu'un soutien idéal au quotidien, comme par exemple pour la prise des repas ou les soins quotidiens.

L'inclinaison de la table permet d'avoir une position de lecture confortable et ergonomique tandis que les baguettes de retenue permettent aux objets de ne pas glisser. La hauteur est réglable en continu ainsi que de façon individuelle grâce au vérin à gaz à déclenchement automatique.

Dotée d'un rebord de retenue, la partie fixe permet de poser une paire de lunettes ou un verre d'eau par exemple.

Avec ses quatre grandes roulettes doubles pivotantes pouvant être bloquées séparément, le châssis garantit une bonne manœuvrabilité ainsi qu'une bonne stabilité. Il est possible de choisir un décor imitation bois assorti au mobilier afin de créer une atmosphère chaleureuse.



bock storeline® s300		
Dimensions		
Plateau de table inclinable	Largeur	620 mm
	Profondeur	400 mm
Partie fixe	Largeur	220 mm
	Profondeur	400 mm
Châssis	Largeur	700 mm
	Profondeur	425 mm
Réglage de la hauteur		750 - 1070 mm
Angle de pivotement		max. 45 °
Quatre roulettes doubles pivotantes avec freins		Ø 65 mm


Décors et options

Décors standard*




Cerisier Havanna

R42006



Madison Walnut

R30011




Érable After Eight Brun

R27017



Érable Royal

R27001



Chêne Sonoma Clair

R20128




Hêtre Dosse

R24035



Hêtre Étuvé

R24034



Blanc

W10140

Options

- ⊕ Tiroir avec fonction Soft-Close pour un confort accru
- ⊕ Compartiments verrouillables pour un maximum d'intimité
- ⊕ Choix parmi les décors individuels pour une ambiance chaleureuse

* Décors standard pas possibles pour les tables de lit s100 et s200 (panneaux compacts)



.bock[®]////

© marque déposée
Date : 11 | 2022
Sous réserve de modifications techniques.
Crédits photos : Nicola Rehage, Gütersloh



Hermann Bock GmbH
Nickelstraße 12
33415 Verl
Allemagne

Téléphone : +49 (0) 5246 9205 0
Téléfax : +49 (0) 5246 9205 25
Internet : www.bock.net
E-mail : info@bock.net