



VELA Tango 600ES con Power Wheels



Vedi la sedia in uso:
vela.my/child



Power Wheels aiuta il bambino a:

- ✓ Essere autonomo a casa e a scuola
- ✓ Risparmiare energia e aumentare la partecipazione
- ✓ Essere attivo per periodi più lunghi ogni giorno

La VELA Tango 600ES con Power Wheels offre tutti i vantaggi di una sedia VELA per bambini, oltre alla possibilità di muoversi in modo indipendente. La sedia è progettata per bambini e giovani con esigenze speciali, rendendo più facile partecipare all'istruzione, socializzare con gli amici e migliorare le capacità di apprendimento. Quando il bambino ha bisogno di spostarsi autonomamente, basta attivare le Power Wheels ed è pronto a partire.

Ottenere mobilità indipendente: Quando il bambino non ha l'energia o la capacità di alzarsi, spostare la sedia e sedersi più volte durante la giornata, è possibile risparmiare forza utilizzando le Power Wheels. In questo modo, il bambino può concentrare tutta l'energia sull'attività.

Migliorare la qualità della vita del bambino: Una maggiore mobilità a casa o a scuola, senza dipendere dagli altri per spostarsi, migliora l'autostima e la qualità della vita del bambino. Il sistema di guida è facile da usare e la bassa forza e velocità lo rendono adatto ai bambini.

Il nostro noto sistema di seduta facilita la concentrazione e la partecipazione, ad esempio in classe. I braccioli di supporto e il freno alle ruote aiutano a indirizzare l'attenzione su un compito specifico, garantendo sicurezza e creando una sensazione di stabilità.

La VELA Tango 600ES con Power Wheels offre tutti i vantaggi della sedia VELA: il bambino può regolare autonomamente l'altezza della seduta in base all'attività specifica. Utilizzando la regolazione elettrica dell'altezza per abbassare il sedile alla posizione più bassa, diventa più facile per il bambino alzarsi e sedersi sulla sedia.

BENEFICI

- :: La base stabile e il freno centrale garantiscono sicurezza e supporto durante le attività
- :: La sedia 'cresce' con il bambino, poiché è possibile cambiare il sedile e lo schienale con diverse dimensioni
- :: La regolazione elettrica dell'altezza, facile da usare, aiuta il bambino a salire e scendere dalla sedia e garantisce un'altezza di seduta ottimale per le attività e la partecipazione
- :: Il bambino può utilizzare le Power Wheels in base alle proprie esigenze per rimanere attivo e risparmiare energia durante la giornata, mantenendo al contempo l'autonomia

CONFIGURAZIONE STANDARD



VELA Tango 600ES con Power Wheels

MISURE E PESO

Regolazione dell'altezza	Elettrico: movimento da 200 mm o 300 mm
Altezza complessiva (misurata dal bordo inferiore del sedile) L'altezza di seduta può variare a seconda del tipo di sedile utilizzato sulla sedia. Aggiungi +6,0 cm per l'altezza con: Sedile E: +6,0 cm Tutte le altezze dei sedili sono misurate senza carico di peso	a 200 mm: 34,5-54,5, 36,5-56,5 cm, 38,5-58,5 cm , 40,5-60,5 cm a 300 mm: 39-69 cm, 41-71 cm 43-73 cm, 45-75 cm, 47-77 cm
Seduta , larghezza x profondità	32 x 35 cm (Sedile E2) 36 x 43 cm (Sedile E3) 40 x 47 cm (Sedile E4)
Angolo del sedile	6° avanti, 9° indietro
Profondità seduta	30-35 cm (Sedile E2) 35-43 cm (Sedile E3) 39-47 cm (Sedile E4)
Schienale , larghezza x altezza	26 x 26 cm (Schienale E2) 28 x 35 cm (Schienale E3)
Angolazione schienale	12° avanti, 15° indietro
Regolazione in altezza dello schienale	0-11 cm (Schienale E3)
Bracciolo (imbottitura in PU), larghezza x lunghezza	8 x 26 cm
Altezza del bracciolo , regolabile	0-19 cm
Distanza tra i braccioli , regolabile	26-35 cm (Sedile E2) 31-40 cm (Sedile E3) 34-40 cm (Sedile E4)
Posizione del bracciolo in relazione alla seduta	17 cm (8,5 cm avanti, 8,5 cm indietro) (Sedile E3)
Rotazione del sedile	No
Poggiapiedi (Tipo-S), regolabile	21-31 cm, 26-41 cm
Freno	Manuale
Velocità (Power Wheels)	0-4 km/h. Può essere regolata tramite joystick per adattarsi alle esigenze dell'utente
Dimensione telaio	55 x 55 cm
Peso della sedia	38 kg
Carico del peso massimo	80 kg
Peso utente consigliato , max.	15-50 kg
Sicurezza riguardo al sollevamento e ai Power Wheels	I Power Wheels si spengono se l'altezza della seduta aumenta di più di 10 cm
Power Wheels , funzione	Le ruote devono essere abbassate e toccare il suolo per fornire trazione
Ricarica	Ricarica ogni giorno
Articolo n.	61013 + 929449 (Scegli la posizione del joystick sul lato destro o sinistro della sedia)

Le dimensioni standard sono contrassegnate in grassetto

Nota: Le Power Wheels non sostituiscono una sedia a rotelle elettrica, ma rappresentano una funzione di supporto per spostare la sedia camminandoci intorno. Una regola pratica è che, se le Power Wheels vengono utilizzate più dei piedi per spostarsi, la sedia deve essere ricaricata durante la giornata.

RIVESTIMENTI E ACCESSORI

Il rivestimento standard della VELA Tango 600ES è il tessuto nero Mionetta Satch, caratterizzato da un'elevata durata e proprietà idrorepellenti.

Le sedie possono essere ordinate con una vasta gamma di accessori e soluzioni elettriche per personalizzare la sedia in base alle esigenze del bambino. Questo include rivestimenti, comfort, supporto, presa e regolazioni elettriche.

ALTA QUALITÀ PRODOTTA IN DANIMARCA DAL 1935

In VELA realizziamo prodotti di qualità per le persone sedute. Ci impegniamo per un maggiore benessere e una migliore qualità della vita per le persone che utilizzano i nostri prodotti.

Riteniamo che le nostre sedie siano spesso esposte a una forte usura per molte ore al giorno. Pertanto, VELA utilizza parti meccaniche robuste e le sedie sono rivestite con materiali extra resistenti per mantenerle pulite e funzionali a lungo.

Tutte le sedie VELA sono marcate CE e sono conformi alle normative UE applicabili. Inoltre, siamo certificati ISO9001 e ISO14001 che sono standard riconosciuti a livello internazionale in materia di ambiente e qualità.