



# VELA Tango 600ES & 600S



VELA Tango 600ES



VELA Tango 600S

VELA Tango 600ES/S è la nuova generazione di sedie per attività e scuola progettate per bambini e ragazzi. I bambini con bisogni speciali possono partecipare meglio all'istruzione, socializzare con gli amici e migliorare la loro capacità di apprendimento. Queste sedie forniscono supporto, calma e condizioni ottimali per la concentrazione.

## BENEFICI

VELA Tango 600ES/S è particolarmente indicata per bambini e ragazzi che necessitano di stabilità, comfort e "calma" in posizione seduta per potersi concentrare. Tra questi, anche coloro affetti da ADHD, autismo, paralisi cerebrale, artrite, scoliosi o condizioni simili.

Quando si utilizza la sedia, il bambino riuscirà a rimanere concentrato più facilmente e a partecipare, ad esempio in classe. Due ragioni principali che consentono di raggiungere tale obiettivo sono i braccioli di supporto e un freno centrale. Questo aiuta a dirigere la concentrazione verso un compito specifico e fornire sicurezza. Inoltre, se il bambino è spesso irrequieto o perde la concentrazione, la sedia crea un senso di sicurezza.

La sedia può essere utilizzata in più punti, in quanto è facile da spostare e, utilizzando un maniglione, il bambino può ottenere aiuto spostandosi da una stanza all'altra.

**VELA Tango 600ES con regolazione elettrica dell'altezza:** il bambino può cambiare autonomamente la sua altezza di seduta per un'attività specifica. Se si utilizza la regolazione elettrica dell'altezza per regolare il sedile nella posizione più bassa, è più facile per il bambino alzarsi e sedersi sulla sedia. Ciò è particolarmente utile per i bambini con problemi di mobilità o di equilibrio.

- :: La base stabile e il freno centrale forniscono sicurezza e supporto durante le attività o quando il bambino ha bisogno di alzarsi
- :: La sedia "cresce" insieme al bambino, in quanto è possibile modificare il sedile e lo schienale in diverse dimensioni
- :: L'altezza regolabile elettrica e facile da usare offre sostegno quando si siede e si alza in piedi. Garantisce inoltre un'altezza di seduta ottimale per le attività e la partecipazione
- :: La sedia può essere personalizzata in base alle esigenze del bambino scegliendo tra vari sedili e schienali

## CONFIGURAZIONE STANDARD

	VELA Tango 600ES	VELA Tango 600S
<b>Regolazione dell'altezza</b>	Elettrico: movimento da 200 mm o 300 mm	Molla a gas: movimento 100 mm, 150 mm o 200 mm
<b>Altezza costruttiva</b> (misurata dal bordo inferiore del sedile) L'altezza di seduta può variare a seconda del tipo di sedile utilizzato sulla sedia. Aggiungere la seguente altezza: Sedile E: +6,0 cm Tutte le altezze dei sedili sono misurate senza carico di peso	<b>a 200 mm:</b> 33-53 cm*, 34,5-54,5 cm* 36,5-56,5 cm, <b>38,5-58,5 cm</b> , 40,5-60,5 cm <b>a 300 mm:</b> 39-69 cm, 41-71 cm 43-73 cm, 45-75 cm, 47-77 cm	<b>a 100 mm:</b> *31-41 cm, *32,5-42,5 cm, *35-45 cm, 37,5-47,5 cm <b>a 150 mm:</b> 36-51 cm, 37,5-52,5 cm, <b>40-55 cm</b> , 42,5-57,5 cm <b>a 200 mm:</b> 41-61 cm, 42,5-62,5 cm, 45-65 cm, 47,5-67,5 cm
<b>Seduta</b> , larghezza x profondità	32 x 35 cm (sedile E2) 36 x 43 cm (sedile E3) 40 x 47 cm (sedile E4)	32 x 35 cm (sedile E2) 36 x 43 cm (sedile E3) 40 x 47 cm (sedile E4)
<b>Angolo del sedile</b>	6° avanti, 9° indietro	6° avanti, 9° indietro
<b>Profondità sedile</b>	30-35 cm (sedile E2) 35-43 cm (sedile E3) 39-47 cm (sedile E4)	30-35 cm (sedile E2) 35-43 cm (sedile E3) 39-47 cm (sedile E4)
<b>Schienale</b> , larghezza x altezza	26 x 26 cm (schienale E2) 28 x 35 cm (schienale E3)	26 x 26 cm (schienale E2) 28 x 35 cm (schienale E3)
<b>Angolazione schienale</b>	12° avanti, 15° indietro	12° avanti, 15° indietro
<b>Regolazione in altezza dello schienale</b>	0-11 cm (schienale E3)	0-11 cm (schienale E3)
<b>Bracciolo</b> (imbottitura in PU), larghezza x lunghezza	8 x 26 cm	8 x 26 cm
<b>Altezza del bracciolo</b> , regolabile	0-19 cm	0-19 cm
<b>Distanza tra i braccioli</b> , regolabile	26-35 cm (sedile E2) 31-40 cm (sedile E3) 34-40 cm (sedile E4)	26-35 cm (sedile E2) 31-40 cm (sedile E3) 34-40 cm (sedile E4)
<b>Posizione del bracciolo rispetto al sedile</b>	17 cm (8,5 cm in avanti, 8,5 cm in indietro) (sedile E3)	17 cm (8,5 cm in avanti, 8,5 cm in indietro) (sedile E3)
<b>Rotazione del sedile</b>	No	Sì, con un blocco di rotazione (90° a destra/90° a sinistra)
<b>Poggiapiedi</b> (Tipo-S), regolabile	21-31 cm, <b>26-41 cm</b>	21-31 cm, <b>26-41 cm</b>
<b>Freno</b>	Manuale	Manuale
<b>Dimensione telaio</b>	55 x 55 cm	55 x 55 cm
<b>Peso della sedia</b>	32 kg	26 kg
<b>Carico del peso massimo</b>	80 kg	80 kg
<b>Peso utente consigliato</b> , max.	15-50 kg	15-50 kg
<b>Articolo n.</b>	61013	61003

\*Il valore predefinito è contrassegnato in grassetto

\*non possibile con poggiapiedi tipo S, lunghezza 26-41 cm

MEASUREMENTS AND WEIGHT

### RIVESTIMENTI E ACCESSORI

Il rivestimento standard su VELA Tango 600S/ES è un tessuto nero Mionetta Satch, che ha una buona durata ed è idrorepellente.

Le sedie possono essere ordinate con una vasta gamma di accessori e soluzioni elettriche per personalizzarle in base alle esigenze del bambino. Questo può essere in termini di rivestimento, comfort, supporto, presa e regolazione elettrica.

### AMBIENTE DI LAVORO

:: Se il bambino ha bisogno di assistenza con i pasti, l'attività o la preparazione, la regolazione elettrica dell'altezza può migliorare la posizione di lavoro del personale e degli assistenti.

:: Ottenere una buona postura di lavoro utilizzando la regolazione dell'altezza se il bambino ha bisogno di aiuto per alzarsi e sedersi.

### ALTA QUALITÀ PRODOTTA IN DANIMARCA DAL 1935

Noi di VELA realizziamo prodotti di qualità per la persona che è seduta. Ci impegniamo per un maggiore benessere e una migliore qualità della vita per le persone che utilizzano i nostri prodotti.

Riteniamo che le nostre sedie siano spesso esposte a una forte usura per molte ore al giorno. Pertanto, utilizziamo parti meccaniche robuste e materiali extra resistenti per mantenerle pulite e funzionali per molti anni.

Tutte le sedie VELA presentano il marchio CE in conformità con il regolamento europeo sui dispositivi medici 2017/745. Inoltre, siamo certificati ISO9001 e ISO14001 che sono standard riconosciuti a livello internazionale in materia di ambiente e qualità.

Prova la nostra guida alla sedia e vedi la sedia con gli accessori di tua scelta:



[vela.eu/build-a-chair](http://vela.eu/build-a-chair)

[www.vela.eu](http://www.vela.eu)