



# VELA Tango 700 & 700E



VELA Tango 700

Siège et dossier Active ( Small)



VELA Tango 700E

Siège et dossier Contour (Medium)



Video instruction:  
vl1935.dk/t700e

Les sièges VELA Tango 700/700E sont les dernières versions du célèbre modèle VELA. Ces sièges permettent aux utilisateurs de rester autonomes à la maison et au travail grâce à leur structure adaptée. En vous installant dans un siège VELA, vous pouvez effectuer toutes les activités qui s'effectuent habituellement en position debout tout en bénéficiant d'une sécurité optimale et d'un confort exceptionnel. Ce siège vous permet de rester actif sans dépenser toute votre énergie car il dispose d'un frein à main fiable, de roues qui se déplacent facilement et d'une assise à la fois stable et confortable.

Le VELA Tango 700E est muni d'un élévateur électrique qui peut être soulevé et abaissé en appuyant sur un simple bouton. Grâce à cet élément, vous pouvez atteindre les objets qui se trouvent sur une étagère en hauteur ou au fond d'un placard.

L'élévateur électrique peut également vous aider à vous relever et à sortir du siège. Si votre équilibre et la force de vos jambes vous permettent d'utiliser un réglage manuel de la hauteur, vous pouvez opter pour le modèle VELA Tango 700.

Grâce à ses roues souples et larges, le siège peut être facilement déplacé en toute sécurité et sans à-coups, sur tous types de surfaces, même sur les carrelages et les sols irréguliers. De plus, plusieurs hauteurs d'assise sont disponibles afin d'adapter parfaitement ce siège à votre taille.

Un frein à main facilement accessible vous offre une sécurité optimale au cours de vos activités quotidiennes, vous pouvez donc utiliser ce siège sans craindre qu'il se déplace accidentellement.

Nous vous proposons de découvrir deux nouvelles gammes d'assises et de dossiers ergonomiques qui sont conçus pour répondre parfaitement à vos besoins en matière de confort et de soutien. Tournez la page pour obtenir des informations supplémentaires.

## AVANTAGES

- :: Asseyez-vous et effectuez les activités qui nécessitent habituellement une position debout sans dépenser toute votre énergie
- :: L'élévateur électrique est facile à utiliser, il se déplace sans à-coups et il permet de régler efficacement et facilement la hauteur du siège
- :: Ce siège stable et sécurisé est doté d'un frein central et d'accoudoirs qui offrent un soutien optimal
- :: Vous pouvez déplacer le fauteuil en bénéficiant d'une sécurité optimale et d'un confort exceptionnel
- :: Soutien optimal et assise très confortable

## CONFIGURATION STANDARD

	VELA Tango 700	VELA Tango 700E
<b>Réglage de la hauteur</b>	Ressort à gaz : Mouvement de 100 mm, <b>150 mm</b> ou 200 mm	Électrique : Mouvement de <b>200 mm</b> ou 300 mm
<b>Hauteur d'assise</b> (mesurée à partir du bord inférieur de l'assise) Ajoutez +6,0 cm pour la hauteur avec le siège inclus	à 100 mm: 32,5-42,5 cm, 34,5-44,5 cm, 36,5-46,5 cm à <b>150 mm</b> : 36,5-51,5 cm, <b>38-53 cm</b> 40-55 cm, 42-57 cm à 200 mm: 43-63 cm, 45-65 cm 47-67 cm, 49-69 cm	à <b>200 mm</b> : 35-55 cm, <b>36,5-56,5 cm</b> 38,5-58,5 cm, 40,5-60,5 cm, 42,5-62,5 cm à 300 mm: 41,5-71,5 cm, 43-73 cm 45-75 cm, 47-77 cm, 49-79 cm
<i>Toutes les hauteurs de siège sont mesurées sans poids de charge</i>		
<b>Assise</b> , largeur x profondeur	X-small: 40 x 40 cm <b>Small: 44 x 44 cm</b> Medium: 47 x 47 cm Large/X-large: 50 x 50 cm	X-small: 40 x 40 cm <b>Small: 44 x 44 cm</b> Medium: 47 x 47 cm Large/X-large: 50 x 50 cm
<b>Angle de l'assise</b>	10° en avant, 15° en arrière	10° en avant, 15° en arrière
<b>Dossier</b> , largeur x hauteur	<b>Active:</b> X-small: 38 x 22 cm <b>Small: 38 x 30 cm</b> Medium: 40 x 40 cm Large/X-large: 40 x 45 cm <b>Contour:</b> Small: 36 x 38 cm Medium: 39 x 43 cm Large/X-large: 41 x 48 cm	<b>Active:</b> X-small: 38 x 22 cm <b>Small: 38 x 30 cm</b> Medium: 40 x 40 cm Large/X-large: 40 x 45 cm <b>Contour:</b> Small: 36 x 38 cm Medium: 39 x 43 cm Large/X-large: 41 x 48 cm
<b>Angle du dossier</b>	4° en avant, 22° en arrière	4° en avant, 22° en arrière
<b>Réglage de la hauteur du dossier</b>	10 cm	10 cm
<b>Accoudoir (rembourrage en PU)</b> , largeur x longueur	9 x 30 cm	9 x 30 cm
<b>Hauteur de l'accoudoir</b> , réglable	17-33 cm (les accoudoirs pliables sont des accessoires)	17-33 cm (les accoudoirs pliables sont des accessoires)
<b>Distance entre les accoudoirs</b> , réglable	38,5-52,5 cm	38,5-52,5 cm
<b>Taille de la structure</b>	55 x 55 cm	55 x 55 cm
<b>Poids du siège</b>	25,5 kg	33,5 kg
<b>Poids de charge maximal</b>	160 kg	160 kg
<b>Poids maximal recommandé de l'utilisateur</b>	130 kg	145 kg
<b>Rotation du siège</b>	90° à droite/90° à gauche (la rotation peut être désélectionnée)	90° à droite/90° à gauche (la rotation peut être désélectionnée)
<b>Numéro de l'article</b>	71001	71011

\* Les dimensions standard sont indiquées en caractères gras

Remarque : tous les chiffres sont arrondis à 0,5 cm près.

### UN CONFORT D'ASSISE EXCEPTIONNEL

Les modèles de sièges VELA Tango 700/700E vous permettent de choisir parmi deux gammes d'assises et de dossiers ergonomiques :

Les assises et les dossiers "actifs" offrent un confort optimal et un soutien modéré. Ces éléments sont disponibles en différentes tailles pour s'adapter parfaitement à votre corps et à vos besoins en matière de soutien. Les assises et les dossiers "Contour" offrent un confort exceptionnel et un soutien renforcé. Ces assises et ces dossiers sont pourvus d'un support latéral adapté qui permet de stabiliser votre position assise.

Le tissu standard est Renewed Loop, qui se compose à 100 % de polyester recyclé (Oeko-Tex Standard 100 & EU Ecolabel). Ce tissu offre une résistance exceptionnelle à l'usure, un confort d'assise confortable et des normes élevées de propreté.

### QUALITÉ SUPÉRIEURE FABRIQUÉE AU DANEMARK DEPUIS 1935

L'entreprise VELA fabrique des articles de qualité supérieure conçus pour les personnes qui restent en position assise. Nous mettons tout en œuvre pour améliorer le bien-être et la qualité de vie des personnes qui utilisent nos articles.

Nous savons que nos sièges sont fréquemment exposés à une usure importante pendant de longues heures au quotidien. Par conséquent, l'équipe VELA utilise des pièces mécaniques robustes et des matériaux très résistants pour fabriquer ses sièges. Ces éléments préservent parfaitement l'efficacité et l'apparence de ces articles pendant de nombreuses années.

Tous les sièges VELA comportent le marquage CE et ils sont également conformes aux réglementations européennes en vigueur. De plus, nous bénéficions des certifications ISO9001 et ISO14001, qui sont des normes internationales reconnues en matière d'environnement et de qualité.