



VELA Chaise avec Power Wheels



Voir la chaise en utilisation:

vl1935.dk/power

Power Wheels vous aide à :

- ✓ Être indépendant chez vous
- ✓ Économiser de l'énergie quand vous avez besoin d'une pause
- ✓ Rester actif plus longtemps chaque jour

Le VELA Tango 700E avec Power Wheels vous offre tous les avantages d'une chaise VELA, même si vous manquez de force pour "marcher" avec la chaise toute la journée. Effectuez vos activités debout habituelles en toute sécurité et confortablement grâce à un frein à main sécurisé, des roues faciles à rouler, et un confort d'assise stable. Lorsque votre niveau d'énergie diminue, maintenez votre mobilité en activant les Power Wheels.

Prolongez votre vie active : Par exemple, si vous vous fatiguez rapidement, rencontrez des difficultés d'équilibre ou avez une fonctionnalité réduite des jambes, la fonction Power Wheels peut assurer votre mobilité et votre activité tout au long de la journée.

Atteignez une mobilité indépendante : Lorsque vous manquez d'énergie pour déplacer la chaise et vous engager dans des activités, vous pouvez économiser de la force en utilisant les Power Wheels et diriger votre énergie vers l'activité.

Améliorez votre qualité de vie : Une mobilité accrue à la maison vous permet de gérer plus de choses de manière autonome - et l'indépendance améliore votre qualité de vie.

Économisez de l'énergie : Lorsque les Power Wheels sont abaissés et touchent le sol, la chaise gagne en stabilisation directionnelle supplémentaire. Vous évitez ainsi de dépenser de l'énergie pour corriger votre direction en manœuvrant la chaise.

Le VELA Tango 700E avec Power Wheels offre tous les avantages de la chaise VELA : Un élévateur électrique qui ajuste la hauteur sans effort d'une simple pression sur un bouton, de grandes roues fluides pour une navigation facile, et un frein à main facile à utiliser pour plus de sécurité lorsque vous êtes assis.

AVANTAGES

- :: Effectuez vos activités debout habituelles tout en étant assis sans épuiser votre énergie
- :: "Marchez" avec la chaise en toute sécurité et confortablement - élargissant votre "portée" avec les Power Wheels
- :: Élévateur électrique fluide et facile à utiliser qui assure un réglage sécurisé et simple de la hauteur de la chaise
- :: Chaise stable et sécurisée avec un frein central et des accoudoirs de soutien
- :: Utilisez les Power Wheels selon vos besoins pour rester actif et économiser de l'énergie tout au long de la journée

Remarque : Les Power Wheels ne remplacent pas un fauteuil roulant électrique mais constituent une fonction d'assistance pour déplacer la chaise. Une règle générale est que si les Power Wheels sont utilisées plus souvent que les pieds pour se déplacer, la chaise doit être rechargée pendant la journée.

CONFIGURATION STANDARD



VELA Chaise avec Power Wheels

DIMENSIONS ET POIDS

Réglage de la hauteur	Électrique : Mouvement de 200 mm ou 300 mm
Hauteur d'assise (mesurée à partir du bord inférieur de l'assise) Ajoutez +6,0 cm pour la hauteur avec le siège inclus <i>Toutes les hauteurs de siège sont mesurées sans poids de charge</i>	à 200 mm: 36,5-56,5 cm, 38,5-58,5 cm, 40,5-60,5 cm, 42,5-62,5 cm à 300 mm: 41,5-71,5 cm, 43-73 cm 45-75 cm, 47-77 cm, 49-79 cm
Assise, largeur x profondeur	Active X-small: 40 x 40 cm (Active seulement) Active/Contour Small: 44 x 44 cm Active/Contour Medium: 47 x 47 cm Active/Contour Large: 50 x 50 cm
Angle de l'assise	10° en avant, 15° en arrière
Dossier, largeur x hauteur	Active X-small: 38 x 22 cm Active Small: 38 x 30 cm Active Medium: 40 x 40 cm Active Large /X-large: 40 x 45 cm Contour Small: 36 x 38 cm Contour Medium: 39 x 43 cm Contour Large/X-large: 41 x 48 cm
Angle du dossier	4° en avant, 22° en arrière
Réglage de la hauteur du dossier	10 cm
Accoudoir (rembourrage en PU), largeur x longueur	9 x 30 cm
Hauteur de l'accoudoir, réglable	17-33 cm (les accoudoirs pliables sont des accessoires)
Distance entre les accoudoirs, réglable	38,5-52,5 cm
Taille de la structure	55 x 55 cm
Poids du siège	39,5 kg
Poids de charge maximal	160 kg
Poids maximal recommandé de l'utilisateur	145 kg
Rotation du siège	90° à droite/90° à gauche (la rotation peut être désélectionnée)
Vitesse (Power Wheels)	0-4 km/h. Peut être ajusté via le joystick pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur
Sécurité concernant la levée et les Power Wheels	Les Power Wheels se désactivent si la hauteur d'assise augmente de plus de 10 cm
Power Wheels, fonction	Les roues doivent être déployées et toucher le sol pour fournir de la traction
Chargement	Rechargez tous les jours
Numéro de l'article	71011 + 929339 (Choisissez la position du joystick à droite ou à gauche de la chaise)

* Les dimensions standard sont indiquées en caractères gras

Remarque : tous les chiffres sont arrondis à 0,5 cm près.

CONFORT D'ASSISE OPTIMAL

Les sièges et dossiers "Actifs" offrent un grand confort et un soutien léger. Les sièges et dossiers "Contour" offrent un excellent confort et un soutien élevé avec un soutien latéral profilé qui aide à stabiliser votre position assise.

Le tissu standard est le Renewed Loop, qui se compose de 100 % de polyester recyclé (Oeko-Tex Standard 100 et Écolabel européen). Ce tissu offre une résistance exceptionnelle à l'usure, un confort d'assise et des normes de propreté élevées.

SURFACE LA PLUS ADAPTÉE

Cette chaise est conçue pour fonctionner sur des sols durs tels que le bois, les carreaux et le linoléum. L'utilisation des chaises sur des moquettes peut être plus difficile, selon le type de moquette et votre force et mobilité.

Pour des raisons de sécurité, il est conseillé d'éviter d'utiliser la chaise sur des tapis amovibles, car ils peuvent

se déplacer, se plier ou glisser, augmentant ainsi le risque d'accidents et de chutes.

HAUTE QUALITÉ FABRIQUÉE AU DANEMARK DEPUIS 1935

Chez VELA, nous fabriquons des produits de qualité pour les personnes assises. Nous nous efforçons d'améliorer le bien-être et la qualité de vie des personnes qui utilisent nos produits.

Nos chaises sont souvent soumises à une usure intense pendant de nombreuses heures chaque jour. Par conséquent, VELA utilise des pièces mécaniques robustes, et les chaises sont recouvertes de matériaux extrêmement durables pour rester propres et fonctionnelles pendant de nombreuses années.

Toutes les chaises VELA sont marquées CE conformément au Règlement européen relatif aux dispositifs médicaux 2017/745. De plus, nous sommes certifiés ISO9001 et ISO14001, des normes reconnues internationalement en matière de qualité et d'environnement.