

Macht wohnliche Pflege noch einfacher: die bock storeline®

Nachttisch storeline® t300

Nachttisch storeline® t103
mit flexiblem Server s100

.bock®



Alles direkt in Reichweite:
für Pflegebedürftige und Pflegende.

Mit den Nachttischen und Servern der bock storeline® erleichtern Sie den Pflegealltag deutlich. Wählen Sie aus einem breiten Portfolio, das Ihnen nicht nur stilistisch alle Freiheiten lässt: von der mobilen temporären Lösung bis hin zum großen Nachttisch inkl. Server finden Sie für Ihre Pflegesituation exakt die Lösung, die am besten passt.

Inhaltsverzeichnis

bock storeline®



Nachtische bock storeline® t100, t101, t102, t103,

Nachtische in verschiedenen Ausführungen

Seite 4



Nachtische bock storeline® t200, t300,

Nachtische mit integrierten Bettischen

Seite 10



Server bock storeline® s100, s200, s300

Bettische in verschiedenen Ausführungen

Seite 13

Dekore und Ausführungen

Seite 19

bock storeline®

Nachttische t100-t103

Maximal skalierbar:
vom kleinen Beisteller
bis zum großen Helfer.

Mit den Nachttischen der bock storeline® t100-t103 haben Sie die freie Wahl. In jedem Fall erleichtern Sie den Pflegealltag ab dem ersten Tag, weil sich alles Wichtige direkt in Reich- und Griffweite aufbewahren lässt.



bock storeline® t100

Nachttisch „server-ready“ mit Schublade, Tür und offenem Fach

Der Nachttisch storeline® t100 ist der sinnvolle Begleiter zu einem bock Pflegebett. Hier sind die persönlichen Dinge passend und griffbereit untergebracht.



Rechnet sich:

Die bock Nachttische storeline® t100-103 sind jederzeit für die Aufnahme des flexiblen Servers storeline® s100 vorbereitet. Beidseitig und werkzeuglos einsetzbar, ist der storeline® s100 vielseitig und besonders wirtschaftlich nutzbar.

Mehr Informationen auf Seite 14



bock storeline® t100

Maße

Breite	506 mm
Tiefe	450 mm
Höhe	788 mm
Fachgröße kleine Schublade	100 × 430 × 330 mm (H×B×T)
Fachgröße offenes Fach	180 × 460 × 400 mm (H×B×T)
Fachgröße großes Fach mit Tür	350 × 460 × 400 mm (H×B×T)

Gewichte

Eigengewicht	ca. 37,75 kg
--------------	--------------

Weitere Ausstattungsmerkmale

Vier Doppellenkrollen, davon zwei Stück mit Rollenfixierung

Rollendurchmesser	50 mm
-------------------	-------

Alle Angaben beziehen sich auf das geschlossene Möbel

Dekore und Bestelloptionen finden Sie auf Seite 19

bock storeline® t101

Nachttisch „server-ready“ mit Schublade, Auszug und offenem Fach

Der Nachttisch storeline® t101 ist der sinnvolle Begleiter zu einem bock Pflegebett. Hier sind die persönlichen Dinge griffbereit untergebracht und, bei geöffnetem Auszug, von oben leicht einsehbar. Zusätzlich erleichtert ein Auszug das Hereinlegen und Herausnehmen von z.B. Getränken, die durch die Pflegebedürftigen selbst verstaut werden können.



Rechnet sich:

Die bock Nachttische storeline® t100-103 sind jederzeit für die Aufnahme des flexiblen Servers storeline® s100 vorbereitet. Beidseitig und werkzeuglos einsetzbar, ist der storeline® s100 vielseitig und besonders wirtschaftlich nutzbar.

Mehr Informationen auf Seite 14



bock storeline® t101

Maße

Breite	506 mm
Tiefe	450 mm
Höhe	788 mm
Fachgröße kleine Schublade	100 × 430 × 330 mm (H×B×T)
Fachgröße offenes Fach	180 × 460 × 400 mm (H×B×T)
Fachgröße große Schublade	320 × 430 × 330 mm (H×B×T)

Gewichte

Eigengewicht	ca. 37,75 kg
--------------	--------------

Weitere Ausstattungsmerkmale

Vier Doppellenkrollen, davon zwei Stück mit Rollenfixierung	
Rollendurchmesser	50 mm

Alle Angaben beziehen sich auf das geschlossene Möbel

Dekore und Bestelloptionen finden Sie auf Seite 19

bock storeline® t102

Nachttisch „server-ready“ mit Schublade, Auszug, Tablettauszug und offenem Fach

Der Nachttisch storeline® t102 mit Tablettauszug ist der sinnvolle Begleiter zu einem bock Pflegebett. Hier sind die persönlichen Dinge griffbereit untergebracht und, bei geöffnetem Auszug, von oben leicht einsehbar. Eine schnelle und sichere Vergrößerung der Abstellmöglichkeiten bietet der integrierte Tablettauszug. Zusätzlich erleichtert ein Auszug das Hereinlegen und Herausnehmen von z.B. Getränken, die durch die Pflegebedürftigen selbst verstaut werden.



Rechnet sich:

Die bock Nachttische storeline® t100-103 sind jederzeit für die Aufnahme des flexiblen Servers storeline® s100 vorbereitet. Beidseitig und werkzeuglos einsetzbar, ist der storeline® s100 vielseitig und besonders wirtschaftlich nutzbar.

Mehr Informationen auf Seite 14



bock storeline® t102	
Maße	
Breite	506 mm
Tiefe	450 mm
Höhe	788 mm
Tablettgröße	445 × 400 mm (H×B×T)
Fachgröße kleine Schublade	85 × 430 × 330 mm (H×B×T)
Fachgröße offenes Fach	130 × 460 × 400 mm (H×B×T)
Fachgröße große Schublade	320 × 430 × 330 mm (H×B×T)
Gewichte	
Eigengewicht	ca. 37,75 kg
Weitere Ausstattungsmerkmale	
Vier Doppellenkrollen, davon zwei Stück mit Rollenfixierung	
Rollendurchmesser	50 mm
Alle Angaben beziehen sich auf das geschlossene Möbel	
Dekore und Bestelloptionen finden Sie auf Seite 19	

bock storeline® t103

Nachttisch „server-ready“ mit Schublade, Auszug, zwei Tablettauszügen und offenem Fach

Der Nachttisch storeline® t103 mit zwei Tablettauszügen ist der sinnvolle Begleiter zu einem bock Pflegebett aus der floorline Kategorie. Hier sind die persönlichen Dinge griffbereit und, bei geöffnetem Auszug, von oben gut einsehbar untergebracht. Die integrierten Tablettauszüge bieten eine schnelle und sichere Vergrößerung der Abstellmöglichkeiten auf zwei Ebenen: Das untere Tablett ermöglicht auch bei einer sehr niedrigen Schlafhöhe eine komfortable Abstellmöglichkeit für Getränke oder persönliche Dinge des Pflegebedürftigen. Zusätzlich erleichtert ein Auszug das Hereinlegen und Herausnehmen von z.B. Getränken.



Rechnet sich:

Die bock Nachttische storeline® t100-103 sind jederzeit für die Aufnahme des flexiblen Servers storeline® s100 vorbereitet. Beidseitig und werkzeuglos einsetzbar, ist der storeline® s100 vielseitig und besonders wirtschaftlich nutzbar.

Mehr Informationen auf Seite 14



bock storeline® t103	
Maße	
Breite	506 mm
Tiefe	450 mm
Höhe	788 mm
Tablettgröße	445 × 400 mm (H×B×T)
Fachgröße kleine Schublade	85 × 430 × 330 mm (H×B×T)
Fachgröße offenes Fach	70 × 460 × 400 mm (H×B×T)
Fachgröße große Schublade	320 × 430 × 330 mm (H×B×T)
Gewichte	
Eigengewicht	ca. 37,75 kg
Weitere Ausstattungsmerkmale	
Vier Doppellenkrollen, davon zwei Stück mit Rollenfixierung	
Rollendurchmesser	50 mm
Alle Angaben beziehen sich auf das geschlossene Möbel	
Dekore und Bestelloptionen finden Sie auf Seite 19	



Der Nachttisch bock storeline® t103 mit flexiblem Server storeline® s100 ist die ideale Ergänzung zu einem bock Pflegebett.

bock storeline®

Nachttische t200-t300

Immer dabei:
Nachttische inklusive praktischem Betttisch

Mit den Nachttischen der bock storeline® t200-t300 haben Sie die freie Wahl. In jedem Fall erleichtern Sie den Pflegealltag ab dem ersten Tag, weil sich alles Wichtige direkt in Reich- und Griffweite aufbewahren lässt.



bock storeline® t200

Nachttisch mit Schublade, Tür, offenem Fach und integriertem Betttisch

Der Nachttisch storeline® t200 mit höhenverstellbarem Betttisch ist der sinnvolle Begleiter zum bock Pflegebett. Hier sind die persönlichen Dinge passend und griffbereit untergebracht.

Der integrierte, höhenverstellbare Betttisch erschafft im Handumdrehen eine zusätzliche Abstellmöglichkeit. Die ideale Unterstützung in alltäglichen Situationen, wie z. B. bei der Einnahme von Mahlzeiten oder bei der täglichen Pflegeroutine. Durch die Höhenverstellung kann dabei auf verschiedenste Bedürfnisse situativ eingegangen werden.



bock storeline® t200	
Maße	
Breite	525 mm
Tiefe	425 mm
Höhe	880 mm
Bettisch Breite	648 mm
Bettisch Tiefe	333 mm
Höhenverstellbereich Betttisch	325 - 945 mm
Weitere Ausstattungsmerkmale	
Vier Doppellenkrollen, davon zwei Stück mit Rollenfixierung	
Rollendurchmesser	50 mm
Alle Angaben beziehen sich auf das geschlossene Möbel	
Dekore und Bestelloptionen finden Sie auf Seite 19	

bock storeline® t300

Nachttisch mit Schublade, Tür, offenem Fach, Betttisch und Handtuchhalter

Der Nachttisch storeline® t300 mit seitlich integrier-tem Betttisch ist der sinnvolle Begleiter zum bock Pflegebett. Hier sind die persönlichen Dinge passend und griffbereit untergebracht.

Durch die beidseitig ausziehbare Schublade und zu öffnenden Türen ist der storeline® t300 besonders flexibel sowohl links als auch rechts vom Bett einsetz-bar. Für besonders hohe Sicherheit ist die Schublade mit einem Auszugsschutz ausgestattet. Der Betttisch-mechanismus wird durch eine Hubhilfe unterstützt. Hinter den Türen verbirgt sich ein verschiebbarer Ablageboden, der je nach Einsatzseite befestigt werden kann.

Der integrierte Betttisch schafft im Handumdrehen eine zusätzliche, praktische Abstellmöglichkeit. Eine ideale Unterstützung in alltäglichen Situationen, wie z.B. bei der Einnahme von Mahlzeiten oder bei der täglichen Pflegeroutine.

Gut gelöst: Bei Nichtnutzung des integrierten Betttischs dient die Ablagestange als praktische Handtuchhalterung.



bock storeline® t300

Maße

Breite	530 mm
Breite inkl. Handtuchhalter	600 mm
Tiefe	450 mm
Höhe	865 mm
Bettisch Breite	670 mm
Bettisch Tiefe	373 mm

Weitere Ausstattungsmerkmale

Vier Doppellenkrollen, davon zwei Stück mit Rollenfixierung	
Rollendurchmesser	50 mm

Alle Angaben beziehen sich auf das geschlossene Möbel

Dekore und Bestelloptionen finden Sie auf Seite 19

bock storeline®

Server s100 – s300

Flexible Helfer für maximalen Wohn- und Pflegekomfort

Mit den Servern der bock storeline® s100 – s300 statten Sie Wohneinheiten optimal aus: Diese flexiblen Ausklapper erweitern das Einsatzspektrum Ihres Nachttisches genau dann, wenn es erforderlich ist. Zahlreiche kleine Details erleichtern den Pflegealltag – und das in Kombination mit erstklassiger Verarbeitung und modernster Technologie.



bock storeline® s100

Flexibler Server für die Nachttisch-Serie storeline® t100 mit stufenloser Höhenverstellung, schwenkbarem Betttisch und feststehender Ablage

Der flexible Server storeline® s100 mit stufenlos höhenverstell- und schwenkbarer Betttischplatte ist der perfekte Begleiter für die bock Nachttische aus der storeline® t100-Serie.

Der storeline® s100 lässt sich im Handumdrehen und werkzeuglos sowohl an der linken als auch an der rechten Nachttischseite anbringen und kann somit individuell zum Einsatz kommen. Der Betttisch ist eine praktische Abstellmöglichkeit und eine ideale Unterstützung in alltäglichen Situationen, wie z. B. bei der Einnahme von Mahlzeiten oder bei der täglichen Pflegeroutine. Die Schrägstellung fördert eine ergonomische und bequeme Leseposition, die Stopp-leisten auf dem Tisch sorgen für den richtigen Halt. Durch die Gasfeder mit Automatik Auslöser ist die Höhe individuell und stufenlos einstellbar.

Platz für die Aufbewahrung der Lesebrille oder eines Getränks bietet die feststehende Ablage mit Multifunktionsbügel. Hier kann beispielsweise auch ein Handtuch eingehängt werden.

Die große Doppellenkrolle sorgt für einen optimalen Stand und unterstützt zusätzlich die einfache Montage.



Einfach dran. Sicher verankert.
Und einfach wieder weg.
Hier angebracht an t101.



bock storeline® s100

Maße

Schwenkbare Tischplatte	Breite	550 mm
	Tiefe	380 mm
Feststehende Ablage	Breite	160 mm
	Tiefe	380 mm
Belastbarkeit Tischplatte	bis 10 kg	
Höhenverstellbereich	725 - 1050 mm	
Schwenkbereich	max. 45°	
Doppellenkrolle mit Fixierung	Ø 65 mm	

bock storeline® s100

Alle Vorteile:

- ⊕ Flexible Erweiterung Ihrer bock Nachttische (t100-t103)
- ⊕ Stufenlos höhenverstell- und schwenkbare Bettischplatte
- ⊕ Schnelle, werkzeuglose Anbringung, wahlweise rechts oder links
- ⊕ Feststehende Ablage mit Multifunktionsbügel
- ⊕ Leicht zu reinigen, einfach abwaschbar
- ⊕ Große Doppellenkrolle sorgt für einen optimalen Stand
- ⊕ Hohe Belastbarkeit der Tischplatte für eine sichere Durchführung der Grundpflege

Stufenlos höhenverstell- und schwenkbare Bettischplatte für maximalen Komfort



Die Tischplatte kann mit bis zu 10 kg belastet werden, so dass eine Grundpflege im Bett mit Waschschiessel bequem und sicher durchgeführt werden kann.



Einfacher Verriegelungsmechanismus für mehr Sicherheit und Komfort.



Der Nachttisch bock storeline® t103 mit flexiblem Server storeline® s100 ist die ideale Ergänzung zu einem Pflegebett aus der bock floorline Kategorie.

bock storeline® s200

Komfortabler Server mit stufenloser Höhenverstellung, schwenk- und einklappbarem Betttisch und feststehender Ablage

Der komfortable Server storeline® s200 mit stufenlos höhenverstell- und schwenkbarer Betttischplatte ist ein flexibler Begleiter zum bock Pflegebett.

Der Betttisch ist eine praktische Abstellmöglichkeit und somit eine ideale Unterstützung in alltäglichen Situationen, wie z. B. bei der Einnahme von Mahlzeiten oder bei der täglichen Pflegeroutine.

Die Schrägstellung fördert eine ergonomische und bequeme Lese- und Schreibposition, die Stoppleisten auf dem Tisch sorgen für den richtigen Halt. Durch die Gasfeder mit Automatik Auslöser ist die Höhe individuell und stufenlos einstellbar.

Platz für die Aufbewahrung der Lesebrille oder eines Getränks bietet die feststehende Ablage mit Multifunktionsbügel. Hier kann beispielsweise auch ein Handtuch eingehängt werden.

Das extrem stabile Untergestell aus C-Oval-Profilrohr mit den vier großen, einzeln feststellbaren Doppelenkrollen sorgt für eine gute Manövrierbarkeit und sicheren Stand.

Unterstützung für Pflegende:

Die Tischplatte kann mit bis zu 10 kg belastet werden, so dass eine Grundpflege im Bett mit Waschschißel bequem und sicher durchgeführt werden kann.



bock storeline® s200		
Maße		
Schwenkbare Tischplatte	Breite	550 mm
	Tiefe	380 mm
Feststehende Ablage	Breite	160 mm
	Tiefe	380 mm
Untergestell	Breite	770 mm
	Tiefe	425 mm
Belastbarkeit Tischplatte		10 kg
Höhenverstellbereich		760 - 1080 mm
Schwenkbereich		max. 45°
Vier Doppelenkrollen mit Fixierung		Ø 65 mm

bock storeline® s300

Server „Basic“ mit stufenloser Höhenverstellung, schwenkbarem Bettisch und feststehender Ablage

Der Server storeline® s300 mit stufenlos höhenverstell- und schwenkbarer Bettischplatte ist ein flexibler Begleiter zum bock Pflegebett.

Der Bettisch ist eine praktische Abstellmöglichkeit und somit eine ideale Unterstützung in alltäglichen Situationen, wie z. B. bei der Einnahme von Mahlzeiten oder bei der täglichen Pflegeroutine.

Die Schrägstellung fördert eine ergonomische und bequeme Leseposition, die Stoppleisten auf dem Tisch sorgen für den richtigen Halt. Durch die Gasfeder mit Automatik Auslöser ist die Höhe individuell und stufenlos einstellbar.

Platz für die Aufbewahrung der Lesebrille oder eines Getränks bietet die feststehende Ablage mit Reling.

Das Untergestell mit den vier großen, einzeln feststellbaren Doppelnkrollen sorgt für eine gute Manövrierbarkeit und sicheren Stand. Für eine wohnliche Atmosphäre kann das Dekor in Holzoptik passend zum Mobiliar gewählt werden.



bock storeline® s300		
Maße		
Schwenkbare Tischplatte	Breite	620 mm
	Tiefe	400 mm
Feststehende Ablage	Breite	220 mm
	Tiefe	400 mm
Untergestell	Breite	700 mm
	Tiefe	425 mm
Höhenverstellbereich	750 - 1070 mm	
Schwenkbereich	max. 45°	
Vier Doppelnkrollen mit Fixierung	Ø 65 mm	


Dekore und Bestelloptionen

Standarddekore*




Kirsche Havanna

R42006



Madison Walnut

R30011




Ahorn After Eight

R27017



Königsahorn

R27001




Sonoma Eiche

R20128




Buche Blume

R24035



Buche gedämpft

R24034



Weiß

W10140

Bestelloptionen

- ⊕ Schubladen mit Soft-Close-Funktion für mehr Komfort
- ⊕ Abschießbare Fächer für mehr Privatsphäre
- ⊕ Individuelle Kombinationsmöglichkeiten bei den Dekoren für mehr Wohnlichkeit
- ⊕ Innenliegende Türen für die Serie storeline® t100-t103 (Standard: aufliegend)

* nicht möglich bei den Servern s100 und s200
(Kompaktplatten)



.bock[®] ///

® eingetragenes Warenzeichen
 Artikelnummer: 880.02107
 Stand: 11 | 2022
 Technische Änderungen vorbehalten.
 Bildnachweise: Nicola Rehage, Gütersloh



Hermann Bock GmbH
 Nickelstraße 12
 33415 Verl
 Deutschland

Telefon: +49 (0) 5246 9205 0
 Telefax: +49 (0) 5246 9205 25
 Internet: www.bock.net
 E-Mail: info@bock.net

storeline[®]