



# VELA Tango 600ES & 600S



VELA Tango 600ES



VELA Tango 600S

La gamme VELA Tango 600ES/S inclut une nouvelle génération de sièges pour enfants et jeunes adultes. Ces articles sont spécialement conçus pour les activités ludiques et scolaires. Les enfants qui ont des besoins particuliers peuvent utiliser ces sièges pour participer plus facilement aux activités éducatives, passer du temps avec leurs amis et améliorer leur capacité d'apprentissage. Ces sièges leur permettent de bénéficier d'un support fiable, d'un calme apaisant et de conditions optimales pour favoriser la concentration.

Le modèle VELA Tango 600ES/S convient parfaitement aux enfants et aux jeunes adultes qui ont besoin de stabilité, de confort et de "calme" pour pouvoir se concentrer en position assise. Cette catégorie inclut les personnes qui souffrent de TDAH, d'autisme, de paralysie cérébrale, d'arthrite, de scoliose ou d'autres affections similaires.

Lors de l'utilisation du siège, l'enfant parvient à se concentrer et à participer plus facilement, notamment, en classe. Ces progrès peuvent être réalisés grâce aux deux atouts majeurs du siège : les accoudoirs de soutien et le frein central. Ces éléments permettent à l'enfant de se concentrer sur une tâche spécifique tout en assurant sa sécurité.

**Le siège VELA Tango 600ES dispose d'une fonctionnalité de réglage électrique de la hauteur :** L'enfant peut régler la hauteur d'assise en toute autonomie afin de l'adapter en fonction de ses activités. Si la fonctionnalité de réglage électrique de la hauteur est utilisée pour positionner l'assise le plus bas possible, l'enfant pourra se lever et s'asseoir plus facilement. Cette fonctionnalité s'avère particulièrement utile pour les enfants qui ont des problèmes de mobilité ou d'équilibre.

## ATOUTS

- :: La base et le frein central assurent une sécurité optimale et un soutien fiable lorsque l'enfant effectue des activités ou lorsqu'il doit se lever.
- :: Le siège "grandit" avec l'enfant, car il est possible de modifier l'assise et le dossier en fonction de la taille de l'enfant
- :: La fonctionnalité de réglage électrique de la hauteur s'utilise sans difficulté pour permettre à l'enfant de se lever et de s'asseoir plus facilement.
- :: Le siège peut être adapté en fonction des besoins de l'enfant en sélectionnant différents types d'assises et de dossiers

## CONFIGURATION STANDARD

	VELA Tango 600ES	VELA Tango 600S
<b>Réglage de la hauteur</b>	Électrique : course de 200 mm ou 300 mm	Vérin à gaz:: course de 100 mm, 150 mm ou 200 mm
Hauteur de la structure (Mesurée à partir du bord inférieur de l'assise) La hauteur d'assise peut varier en fonction du type d'assise installé sur le siège. Ajoutez la hauteur suivante : Assise E : +6,0 cm Toutes les hauteurs d'assise sont mesurées sans poids de charge.	à 200 mm: 33-53 cm*, 34,5-54,5 cm* 36,5-56,5 cm, <b>38,5-58,5 cm</b> , 40,5-60,5 cm à 300 mm: 39-69 cm, 41-71 cm 43-73 cm, 45-75 cm, 47-77 cm	à 100 mm: *31-41 cm, *32,5-42,5 cm, *35-45 cm, 37,5-47,5 cm à 150 mm: 36-51 cm, 37,5-52,5 cm, <b>40-55 cm</b> , 42,5-57,5 cm à 200 mm: 41-61 cm, 42,5-62,5 cm, 45-65 cm, 47,5-67,5 cm
Assise, largeur x profondeur	32 x 35 cm (Assise E2) 36 x 43 cm (Assise E3) 40 x 47 cm (Assise E4)	32 x 35 cm (Assise E2) 36 x 43 cm (Assise E3) 40 x 47 cm (Assise E4)
Angle de l'assise	6° vers l'avant, 9° vers l'arrière	6° vers l'avant, 9° vers l'arrière
Profondeur d'assise	30-35 cm (Assise E2) 35-43 cm (Assise E3) 39-47 cm (Assise E4)	30-35 cm (Assise E2) 35-43 cm (Assise E3) 39-47 cm (Assise E4)
Dossier, largeur x hauteur	26 x 26 cm (Dossier E2) 28 x 35 cm (Dossier E3)	26 x 26 cm (Dossier E2) 28 x 35 cm (Dossier E3)
Angle du dossier	12° vers l'avant, 15° vers l'arrière	12° vers l'avant, 15° vers l'arrière
Réglage de la hauteur du dossier	0-11 cm (Dossier E3)	0-11 cm (Dossier E3)
Accoudoir (Revêtement PU), largeur x longueur	8 x 26 cm	8 x 26 cm
Hauteur de l'accoudoir, réglable	0-19 cm	0-19 cm
Distance entre les accoudoirs, réglable	26-35 cm (Assise E2) 31-40 cm (Assise E3) 34-40 cm (Assise E4)	26-35 cm (Assise E2) 31-40 cm (Assise E3) 34-40 cm (Assise E4)
Position de l'accoudoir par rapport au siège	17 cm (8,5 cm vers l'avant, 8,5 cm vers l'arrière) (Assise E3)	17 cm (8,5 cm vers l'avant, 8,5 cm vers l'arrière) (Assise E3)
Rotation de l'assise	Non	Oui, (90° vers la droite/90° vers la gauche)
Repose-pieds (Type-S), réglable	21-31 cm, <b>26-41 cm</b>	21-31 cm, <b>26-41 cm</b>
Frein	Manuel	Manuel
Dimensions de la structure	55 x 55 cm	55 x 55 cm
Poids du siège	32 kg	26 kg
Poids de charge maximum	80 kg	80 kg
Poids maximum recommandé pour l'utilisateur	15-50 kg	15-50 kg
Numéro d'article.	61013	61003

DIMENSIONS ET POIDS

\* Les configurations standards sont indiquées en gras

\*pas possible avec repose-pieds Type-S, longueur 26-41 cm

### REVÊTEMENT ET ACCESSOIRES

Le revêtement standard du siège VELA Tango 600S/ES est un tissu Mionetta Satch noir qui résiste efficacement à l'usure et à l'eau.

Les sièges peuvent être fournis avec une vaste gamme d'accessoires et de dispositifs électriques qui permettent de les adapter en fonction des besoins de l'enfant.

### ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

:: La fonctionnalité de réglage électrique de la hauteur peut améliorer la position de travail du personnel et des soignants si l'enfant a besoin d'aide pendant les repas, les activités ou l'habillage.

:: La fonctionnalité de réglage électrique de la hauteur permet d'adopter une position de travail optimale si l'enfant a besoin d'aide pour se lever et s'asseoir.

### QUALITÉ SUPÉRIEURE FABRIQUÉE AU DANEMARK

L'entreprise VELA fabrique des articles de qualité supérieure pour les personnes qui doivent rester en position assise. Nous mettons tout en œuvre pour améliorer le bien-être et la qualité de vie des personnes qui utilisent nos articles.

Tous les sièges VELA disposent du marquage CE conformément à la réglementation européenne relative aux dispositifs médicaux 2017/745. De plus, nous disposons des certifications ISO9001 et ISO14001, qui sont des normes internationalement reconnues en matière de qualité et d'environnement.

Consultez notre guide des sièges et découvrez notre modèle de siège muni des accessoires de votre choix:



[vela.eu/build-a-chair](http://vela.eu/build-a-chair)