



VELA Meywalk 4



VELA Meywalk 4 Large



VELA Meywalk 4 Medium



VELA Meywalk 4 Small



VELA Meywalk 4 Micro

VELA Meywalk 4 est une gamme de déambulateur conçus pour faciliter les mouvements et les déplacements des enfants et des adultes qui souffrent de handicaps moteurs. Ce déambulateur s'utilise sans difficulté et offre un soutien optimal pour aider l'utilisateur à se tenir debout et à marcher de manière autonome. La possibilité de se déplacer librement et d'interagir socialement à hauteur des yeux favorise la mobilité et la socialisation de l'utilisateur, tout en améliorant son bien-être mental et physique.

Le déambulateur VELA Meywalk 4 facilite les mouvements et les déplacements de l'utilisateur tout en stimulant et en préservant le rythme naturel de ses mouvements. Doté d'un siège dynamique et d'un dispositif à ressorts unique, le déambulateur accompagne les mouvements de l'utilisateur, ce qui garantit un support optimal de son poids.

Le fait de se tenir quotidiennement en position verticale optimise considérablement le développement des articulations, la densité osseuse et la force musculaire. Développer la capacité à se tenir debout et à marcher améliore grandement la circulation sanguine, la digestion et la respiration. Ces capacités s'avèrent essentielles et généralement indispensables pour pouvoir effectuer d'autres activités quotidiennes.

Le déambulateur VELA Meywalk 4 incite les utilisateurs à marcher en toute sécurité et de manière autonome. L'anneau corporel facilite le mouvement du tronc tout en maintenant une position verticale optimale.

L'utilisateur ne s'appuie pas sur ses avant-bras afin de soutenir son poids : cette caractéristique favorise la socialisation et permet à l'utilisateur de manger/ boire tout en utilisant le déambulateur. La barre de maintien intégrée s'ajuste facilement pour s'adapter à l'utilisateur si un support supplémentaire s'avère nécessaire.

Le déambulateur VELA Meywalk 4 est fiable et accessible. N'oubliez pas d'activer le frein du déambulateur et d'utiliser la barre oscillante intégrée pour abaisser le siège. Lorsque ce sera fait, l'utilisateur pourra se déplacer vers le déambulateur de façon quasi-autonome.

AVANTAGES

- :: Le déambulateur VELA Meywalk 4 stimule et préserve le rythme naturel des mouvements du corps.
- :: Favorise les mouvements et les déplacements des personnes qui souffrent de handicaps moteurs.
- :: Évolue avec l'utilisateur grâce à la hauteur du siège et à l'anneau corporel réglables.
- :: Polyvalent et réglable facilement sans outils.
- :: Facile à démonter pour le transport.

CONFIGURATION STANDARD

	VELA Meywalk 4 Micro	VELA Meywalk 4 Small	VELA Meywalk 4 Medium	VELA Meywalk 4 Large
Longueur	77 cm	85 cm	86 cm	100 cm
Largeur, dimensions extérieures	51 cm	62 cm	62 cm	68 cm
Largeur, dimensions intérieures	42 cm	49 cm	50 cm	57 cm
Largeur du siège:				
Avant	7 cm	9 cm	10 cm	10 cm
Milieu	5,2 cm	7,5 cm	7,2 cm	7,2 cm
Arrière	11,5 cm	13,5 cm	15,5 cm	15,5 cm
Profondeur de l'assise	24 cm	27 cm	32,5 cm	32,5 cm
Hauteur d'assise/longueur de pas*	25-45 cm	44-67 cm	60-84 cm	80-104 cm
Hauteur de l'anneau corporel*	52-65 cm	74-99 cm	101-133 cm	120-152 cm
Taille de l'anneau corporel (Sélectionnez la taille en fonction du tour de taille de l'utilisateur.)	70 or 90 cm	70, 90 , 105 or 120 cm	70, 90, 105 , 120 or 130 cm	70, 90, 105, 120 or 130 cm
Poids (sans accessoires)	13 kg	25 kg	32 kg	34 kg
Charge maximale supportée	60 kg	100 kg	130 kg	130 kg
Intervalle de poids (couleur sur les ressorts) (à sélectionner en fonction du poids du corps de l'utilisateur)	10-15 kg (orange) 15-20 kg (violet) 20-50 kg (blanc) 45-65 kg (jaune)	20-50 kg (blanc) 45-65 kg (jaune) 65-80 kg (bleu)	45-65 kg (jaune) 65-80 kg (bleu) 80-100 kg (rouge) 100-130 kg (argenté)	45-65 kg (jaune) 65-80 kg (bleu) 80-100 kg (rouge) 100-130 kg (argenté)
Couleur du déambulateur	Noir	Vert	Rouge	Noir
Structure	Aluminium	Acier	Acier	Acier
Frein	Oui	Oui	Oui	Oui
Frein de résistance à la marche	Oui	Oui	Oui	Oui
Cale arrière	Oui	Oui	Oui	Oui
Numéro de commande	MS014000	MS013000	MS011200	MS011250

MESURES ET POIDS

* La hauteur est mesurée avec des ressorts à demi comprimés.

Modèles Standards indiqués en **gras**

Les déambulateurs VELA Meywalk 4 disposent du marquage CE et ils sont conformes aux normes en vigueur.

Le déambulateur est conçu pour être utilisé à l'intérieur.

Le déambulateur standard comporte des éléments rembourrés en cuir artificiel et en mousse de polyuréthane, qui sont robustes et faciles à nettoyer et à désinfecter.

ACCESSOIRES ET SOLUTIONS PERSONNALISÉES

Tous les déambulateurs VELA Meywalk 4 offrent une grande polyvalence et ils s'adaptent parfaitement aux besoins spécifiques de l'utilisateur grâce à une large gamme d'accessoires et notamment grâce à un support de hanche et de tronc qui optimise la posture du corps.

Vous pouvez consulter la liste complète des accessoires qui inclut les numéros, les photos et les descriptions des articles sur le site web : vela.eu

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Le déambulateur VELA Meywalk 4 offre une grande polyvalence et il se règle facilement sans outils, ce qui s'avère particulièrement utile dans les établissements de santé où plusieurs utilisateurs peuvent utiliser le même déambulateur.

Le siège peut être abaissé à l'aide de la barre oscillante intégrée afin que les utilisateurs puissent se déplacer vers le déambulateur de façon quasi-autonome. Il est également possible de soulever l'utilisateur pour l'installer dans le déambulateur VELA Meywalk 4.

Informations distributeurs: